

**Halmadent**

ECHIPAMENTE  
STOMATOLOGICE  
2017-2018





## *tehnologie și service pentru stomatologi*

Suntem de 13 ani alături de medicii stomatologi din România. Oferim produse de calitate, fiabile, adaptate cerințelor pieței românești, la prețuri corecte și susținute de o echipă de intervenție service promptă și experimentată.

Departamentul nostru de consultanță este alături de dumneavoastră pentru a discuta variante tehnologice și de preț, indiferent de stadiul cabinetului stomatologic. Oferim soluții complete atât pentru medici stomatologi la început de drum, cât și pentru cele mai avansate clinici și cele mai complexe proceduri medicale.

Iar promisiunea Halmadent este ca niciun cabinet stomatologic să nu își întrerupă activitatea din cauza defecțiunilor tehnice pentru mai mult de 24h.

**Vă mulțumim pentru încredere!**



**SERVICE ÎN  
MAXIMUM 24H**




**LIVRARE ȘI  
INSTALARE RAPIDĂ**



**SOLUȚII TEHNICE  
INTEGRATE**





cuprins

<b>UNITURI DENTARE</b>	<b>6</b>
CHIRANA CHEESE EASY	10
CHIRANA CHEESE EASY LIFT	18
CHIRANA CHEESE EFFECTIVE	22
CHIRANA CHEESE EXCLUSIVE	28
ACCESORII UNITURI DENTARE CHIRANA	30
SIGER V1000	36
SIGER U200	40
SIGER S30	44
BELMONT CLESTA EIII	48
BELMONT CLESTA II CLAIR	50
BELMONT CLESTA II	51
BELMONT SP-CLEO II	56
BELMONT CP-ONE PLUS	58
<b>PIESE DE MÂNĂ</b>	<b>64</b>
CHIRANA	66
ÎNTREȚINERE PIESE DE MÂNĂ CHIRANA	71
BIEN AIR	72
ÎNTREȚINERE PIESE DE MÂNĂ BIEN AIR	83
<b>COMPRESOARE DENTARE</b>	<b>84</b>
EKOM	86
ANTAR	92
<b>STERILIZARE</b>	<b>94</b>
DENTAL X	96
LAFOMED	100
ACCESORII STERILIZARE	102
<b>IMPLANTOLOGIE ȘI CHIRURGIE</b>	<b>104</b>
BIEN AIR	106
OPTOMIC	110
<b>IMAGISTICĂ</b>	<b>114</b>
ORTOPANTOMOGRAF NEWTOM	116
NEWTOM GO	121
NEWTOM GIANO	122
NEWTOM VGI EVO	123
<b>MOBILIER, AMENAJARE, ACCESORII</b>	<b>124</b>
ROSSICAWS	126
DENTALART	128
DENTECH	130
ACCESORII	132
MEDILUX	134

**Halmadent**

***unituri dentare***



**CHIRANA**  
*Medical* STARĂ  
TURĂ

Funcționalitate, fiabilitate și confort la cel mai bun raport calitate-preț. Sistem modular unic, pentru a se adapta oricărui medic stomatolog.

**SIGER**

Funcționalitate și fiabilitate la prețuri accesibile și într-o mare varietate de culori.

**Belmont**

Cele mai înalte standarde de calitate și fiabilitate japoneză. Confort la superlativ pentru medicul stomatolog, lux pentru pacient.



FABRICAT ÎN  
SLOVACIA

Chirana CHEESE evoluează împreună cu medicul stomatolog. O variantă de bază poate fi îmbunătățită până la un nivel de top direct în cabinetul stomatologic, la cel mai bun raport calitate-preț.

## *calitate*

Chirana investește în permanență în inovație și dezvoltare, pentru a livra produse cu cele mai noi tehnologii și materiale de înaltă calitate.

## *fiabilitate*

Până la 5 ani garanție și fiabilitate dovedită de sute de stomatologi din România, susținută de un contract de service în maximum 24h.


## *ergonomie*

Postură îmbunătățită pentru medicul stomatolog și pentru pacient, cu opțiuni diverse în funcție de modul de lucru dorit. Designul inteligent permite modificarea componentelor unitului dentar chiar în cabinet.

## *design*

Funcționalitățile Chirana CHEESE sunt completate de un design atractiv și o gamă generoasă de culori, care ajută la construirea imaginii unui cabinet dentar modern.

# say cheese



**Chirana CHEESE Easy** p.10

**Chirana CHEESE Easy Lift** p.18

**Chirana CHEESE Effective** p.22

**Chirana CHEESE Exclusive** p.28




fiabil,  
ergonomic,  
functional

## Chirana Cheese Easy

Permite o echipare complexă, îmbinând performanța cu un design atractiv la un raport calitate-preț excelent.





### ***sistem modular***

Configurabil cu până la 5 posturi, permite pornirea de la dotări de bază și echiparea suplimentară odată cu evoluția serviciilor oferite. Permite echiparea atât cu furtunele pe jos, cât și cu furtunele pe sus și este utilizabil atât cu fotoliul SK1-01, cât și cu fotoliul SK1-08, mai lat și mai confortabil.

### ***acces cu microscop***


Pentru facilitarea activității stomatologice la microscop, cart-ul mobil cu furtunele pe jos asigură proximitatea instrumentelor dentare.

### ***design și materiale de calitate***

Construit din materiale care arată impecabil și sunt durabile în timp, unitul aduce un plus de culoare și design în cabinet. Pacienții apreciază o imagine impecabilă.

### ***diversitate de culoare***

Chirana Cheese Easy este disponibil în culoarea albă sau opțional colorat, în combinație cu diferite nuanțe de tapițerie.



## FUNCȚIONALITĂȚI

- LED READY electronic – permite folosirea oricărei piese de mână, indiferent dacă este cu bec halogen standard sau LED
- negatoscop LED încorporat
- sistem antiretracție al lichidului de răcire – evită posibilitatea contaminării încrucișate
- sistem de siguranță activă: blochează mișcările fotoliului dentar cât timp piesele rotative sunt în funcțiune
- reglaj mecanic al debitului de apă
- avertizare acustică și vizuală pentru necesitatea ungerii pieselor de mână
- măsuță fixă cu tăviță din silicon, detașabilă și autoclavabilă, montată în lateral

## MASA MEDICALĂ

Masa medicală pe braț multiarticulat, cu panou de comandă amplasat în dreapta.

### PANOUL DE COMANDĂ AL MESEI MEDICALE PERMITE:

- pornirea/oprirea apei de răcire
- inversarea sensului de rotație al micromotorului
- pornirea/oprirea automată a funcției Chip-Blow
- reglarea manuală a puterii și a vitezei de rotație a instrumentelor
- pornirea/oprirea iluminării pieselor de mână
- programarea funcțiilor
- controlul negatoscopului
- pornirea/oprirea și ajustarea timpului de umplere a paharului
- pornirea/oprirea și ajustarea timpului de clătire a vasului sculpător
- pornirea/oprirea lămpii scialitice
- controlul fotoliului
- buton STOP pentru mișcările fotoliului
- funcția GIROMATIC fără a necesita o piesă specială (pentru anumite tipuri de micromotoare)
- blocarea activării simultane a mai multor instrumente (cu excepția seringii)



### OPȚIUNI SUPLIMENTARE

- braț pantografic cu frână pneumatică
- reglaj electronic al debitului de apă
- sistem de curățare și dezinfecție a circuitelor interne de apă
- măsuță simplă sau dublă sub masa medicală cu insert din silicon autoclavabil sau tăviță din inox (doar pentru modelul cu furtunele pe sus)
- măsuță simplă sau dublă cu insert din silicon autoclavabil sau tăviță din inox pe brațul lămpii scialitice

## MASA ASISTENTEI

Masa asistentei are 2 posturi pentru instrumente: aspirator de salivă, aer sau apă, iar al doilea este liber în dotarea standard.

### PANOUL DE COMANDĂ AL MESEI ASISTENTEI PERMITE:

- controlul fotoliului dentar
- oprirea în caz de urgență a fotoliului
- pornirea/oprirea și ajustarea timpului de umplere a paharului
- pornirea/oprirea și ajustarea timpului de clătire a vasului scuiător
- pornirea/oprirea lămpii scialitice
- acționarea celor patru poziții memorate



### OPȚIUNI SUPLIMENTARE

- aspirator chirurgical prin sistem Cattani, Dürr CS1 SEPAMATIC, Dürr CAS1 SEPARATOR, Dürr MSBV (necesită pompă vacuum)
- extensie cu 2 posturi adiționale pentru instrumente
- seringă apă/aer
- lampă fotopolimerizare cu fir
- braț prelungit, la 790 mm
- braț pantografic reglabil pe înălțime

## BLOC SCUIPĂTOR

- vas ceramic mobil la 180° și complet detașabil
- carcasă bloc scuiător din fibră de sticlă
- sistem de filtre ușor detașabile
- baterie detașabilă
- sistem automat de oprire pentru apă/aer și purjarea automată a condensului

### OPȚIUNI SUPLIMENTARE

- sistem automat de curățare și dezinfecție al circuitelor interne de apă
- sistem încorporat de apă distilată
- boiler încorporat pentru apă caldă la pahar



## LAMPĂ SCIALITICĂ

- lampă scialitică FARO EDI 25.000 lux - mâner lateral, detașabil și autoclavabil; ecran de protecție și sistem de protecție pentru bec prin ventilator de răcire și termocuplă
- intensitate reglabilă de la 8.000 lux la 25.000 lux
- iluminare fără umbre datorită fațetelor luminoase
- montată pe braț pantografic



### OPȚIUNI SUPLIMENTARE

- lampă LED FARO MAIA 35.000 lux sau FARO ALYA 50.000 lux, cu sau fără senzor

## FOTOLIU SK1-01



- cotieră stânga fixă
- sistem de ridicare electromecanic
- 2 motoare individuale Linak (pentru șezut și spătar) produse în Danemarca
- poziții de lucru: minim 42 cm, maxim 87 cm
- software pentru programare și memorare a patru poziții de lucru
- tapițerie antibacteriană fără cusături

### OPȚIUNI SUPLIMENTARE

- senzori de siguranță și spătar lat
- tapițerie moale cu cusături
- cotieră dreapta rabatabilă
- posibilitate de tapițare a cotierelor
- șezut înălțător pentru copii
- posibilitate echipare cu fotoliul SK1-08

## PEDALA



Pedală prin apăsare ce permite activarea instrumentelor.

### OPȚIUNI SUPLIMENTARE

- pedală prin apăsare cu 3 funcții
- pedală multifuncțională cu excursie laterală, cu sau fără comandă fotoliu
- pedală multifuncțională prin apăsare, cu sau fără fir

# Chirana CHEESE Easy

## DOTARE STANDARD:

- seringă apă/aer Chirana cu 3 funcții
- micromotor electric - Chirana CH660 (până la 40.000 rpm) cu piesă contraunghi Chirana 120-168D/T - cu push-button
- turbină Chirana TGL656 Easy cu lumină LED și rulmenți ceramici
- detartraj cu lumină LED, compatibil cu sistem EMS și 3 anse incluse

## CU FURTUNE SUS ȘI FOTOLIU SK1-01

11.514 euro  
TVA INCLUS



**LIVRARE ȘI  
INSTALARE RAPIDĂ**



**BONUS PENTRU  
PLATA INTEGRALĂ**


Pachet multimedia: monitor  
15 inch cu braț fix și  
cameră intraorală 1.3 MP



\* Garanția produselor este de 2 ani și poate fi prelungită până la 5 ani prin contractul de service HALMADENT.



# Chirana CHEESE Easy



**LIVRARE ȘI  
INSTALARE RAPIDĂ**

**CU FURTUNE JOS ȘI  
FOTOLIU SK1-01**

**10.808 euro**  
TVA INCLUS



**BONUS PENTRU  
PLATA INTEGRALĂ**

Pachet multimedia: monitor  
15 inch cu braț fix și  
cameră intraorală 1.3 MP

**CU CART MOBIL ȘI  
FOTOLIU SK1-01**

**10.842 euro**  
TVA INCLUS



**BONUS PENTRU  
PLATA INTEGRALĂ**

Pachet multimedia: monitor  
15 inch cu braț fix și  
cameră intraorală 1.3 MP



\* Garanția produselor este de 2 ani și poate fi prelungită până la 5 ani prin contractul de service HALMADENT.



# Chirana CHEESE Easy




## CART MOBIL

5.653 euro  
TVA INCLUS


## STAȚIONAR

8.098 euro  
TVA INCLUS



### ★ BONUS PENTRU PLATA INTEGRALĂ

Pachet multimedia: monitor  
15 inch cu braț fix și  
cameră intraorală 1.3 MP



PLATA ÎN RATE



SERVICE ÎN  
MAXIMUM 24H



GARANȚIE  
PÂNĂ LA 5 ANI\*



POSTGARANȚIE  
10 ANI



INSTALARE  
GRATUITĂ


\* Garanția produselor este de 2 ani și poate fi prelungită până la 5 ani prin contractul de service HALMADENT.

# Chirana Cheese Easy Lift

Delicat în aparență, dar stabil și solid în realitate. Materialele de calitate asigură premisele pentru cele mai înalte standarde de igienă, la un raport calitate-preț foarte bun.







## *confort sporit pentru medic*

Conceptul SIDE-Lift, dezvoltat pe unitul Chirana Cheese Easy: fotoliul pentru pacient este montat pe lift, ceea ce oferă mai mult loc de desfășurare în timpul activității stomatologice.

## *igienă perfectă*

Toate componentele unitului dentar Chirana Cheese Easy Lift, inclusiv fotoliul pacientului, sunt concepute astfel încât să păstreze cele mai înalte standarde de igienă.

## *acces cu microscop*

Pentru facilitarea activității stomatologice la microscop, cart-ul mobil cu furtunile pe jos asigură proximitatea instrumentelor dentare.

## *design și materiale de calitate*

Construit din materiale care arată impecabil și sunt durabile în timp, unitul aduce un plus de culoare și design în cabinet. Pacienții apreciază o imagine impecabilă.

## *diversitate de culoare*

Unitul este disponibil în culoarea albă sau opțional colorat, în combinație cu diferite nuanțe de tapițerie.

fiabil,  
compact,  
stabil



FABRICAT ÎN  
SLOVACIA



**CHIRANA**  
Medical STARÁ  
TURÁ

# Chirana CHEESE Easy Lift

## CU FURTUNE SUS ȘI FOTOLIU SK1-01



**LIVRARE ȘI  
INSTALARE RAPIDĂ**

### DOTARE STANDARD:

- seringă apă/aer Chirana cu 3 funcții
- micromotor electric - Chirana CH660 (până la 40.000 rpm) cu piesă contraunghi Chirana 120-168D/T - cu push-button
- turbină Chirana TGL656 Easy cu lumină LED și rulmenți ceramici
- detartraj cu lumină LED, compatibil cu sistem EMS și 3 anse incluse

**12.788 euro**  
TVA INCLUS



**BONUS PENTRU  
PLATA INTEGRALĂ**

Pachet multimedia: monitor  
15 inch cu braț fix și  
cameră intraorală 1.3 MP

\* Garanția produselor este de 2 ani și poate fi prelungită până la 5 ani prin contractul de service HALMADENT.

# Chirana CHEESE Easy Lift

## CU CART MOBIL ȘI FOTOLIU SK1-01

### DOTARE STANDARD:


- seringă apă/aer Chirana cu 3 funcții
- micromotor electric - Chirana CH660 (până la 40.000 rpm) cu piesă contraunghi Chirana 120-168D/T - cu push-button
- turbină Chirana TGL656 Easy cu lumină LED și rulmenți ceramici
- detartraj cu lumină LED, compatibil cu sistem EMS și 3 anse incluse

12.556 euro  
TVA INCLUS



### BONUS PENTRU PLATA INTEGRALĂ

Pachet multimedia: monitor  
15 inch cu braț fix și  
cameră intraorală 1.3 MP



PLATA ÎN RATE



SERVICE ÎN  
MAXIMUM 24H



GARANȚIE  
PÂNĂ LA 5 ANI\*



POSTGARANȚIE  
10 ANI



INSTALARE  
GRATUITĂ

\* Garanția produselor este de 2 ani și poate fi prelungită până la 5 ani prin contractul de service HALMADENT.

# Chirana Cheese Effective

Eficiență pentru orice cabinet stomatologic.  
Funcționalități extinse, calitate foarte bună a materialelor și cele mai înalte standarde de igienă.  
Configurabil cu până la 6 posturi, permite pornirea de la dotări de bază și echiparea suplimentară odată cu evoluția serviciilor oferite .

fiabil, ergonomic



nic, eficient

### *sistem modular*

Unitul permite echiparea atât cu furtunele sub masa medicală, cât și cu furtunele deasupra mesei medicale și este utilizabil atât cu fotoliul SK1-01, cât și cu fotoliul SK1-08, mai lat și mai confortabil.

### *igienă perfectă*

Toate componentele unitului dentar Chirana Cheese Effective, inclusiv fotoliul pacientului, sunt concepute astfel încât să păstreze cele mai înalte standarde de igienă.

### *design și materiale de calitate*

Construit din materiale care arată impecabil și sunt durabile în timp, unitul aduce un plus de culoare și design în cabinet. Pacienții apreciază o imagine impecabilă.

### *diversitate de culoare*

Unitul este disponibil în culoarea albă sau opțional colorat, în combinație cu diferite nuanțe de tapițerie, pentru a se adapta personalității cabinetului.



FABRICAT ÎN  
SLOVACIA



**CHIRANA**  
Medical STARÁ  
TURÁ

# MASA MEDICALĂ

Masa medicală pe braț pantografic cu frână mecanică are panoul de comandă amplasat în dreapta.



## FUNCȚIONALITĂȚI

- LED READY electronic – permite folosirea oricărei piese de mână, indiferent dacă este cu bec halogen standard sau LED
- negatoscop LED încorporat
- sistem antiretracție a lichidului de răcire – evită posibilitatea contaminării încrucișate
- sistem de siguranță activă: blochează mișcările fotoliului dentar cât timp piesele rotative sunt în funcțiune
- reglaj al debitului de apă
- avertizare acustică și vizuală pentru necesitatea ungerii pieselor de mână

## PANOUL DE COMANDĂ AL MESEI MEDICALE PERMITE:

- pornirea/oprirea apei de răcire
- inversarea sensului de rotație a micromotorului
- pornirea/oprirea automată a funcției Chip-Blow
- reglarea manuală a puterii și a vitezei de rotație a instrumentelor
- afișarea procentuală pe display a vitezei de rotație a instrumentelor
- pornirea/oprirea iluminării pieselor de mână
- programarea funcțiilor
- controlul negatoscopului
- pornirea/oprirea și ajustarea timpului de umplere a paharului
- pornirea/oprirea și ajustarea timpului de clătire a vasului sculpător
- pornirea/oprirea lămpii scialitice
- controlul fotoliului, inclusiv a pozițiilor memorate
- buton STOP pentru mișcările fotoliului
- funcția GIROMATIC fără a necesita o piesă specială (pentru anumite tipuri de micromotoare)
- blocarea activării simultane a mai multor instrumente (cu excepția seringii)
- senzor optic/microswitch pentru activarea postului

## OPȚIUNI SUPLIMENTARE

- braț pantografic cu frână pneumatică
- panou de comandă Touch Screen
- cuplu suplimentar pentru micromotor cu funcție Autostop - posibilitatea folosirii acestuia ca micromotor endo (doar împreună cu panoul de comandă Touch Screen)
- Apex locator încorporat (doar împreună cu panoul de comandă Touch Screen)
- reglaj electronic al debitului de apă
- reglaj electronic al debitului de aer pentru răcirea pieselor
- măsuță simplă sau dublă, sub masa medicală, cu insert din silikon autoclavabil sau tăviță din inox (doar pentru modelul cu furtunele pe sus)
- măsuță simplă sau dublă cu insert din silikon autoclavabil sau tăviță din inox pe brațul lămpii scialitice



## MASA ASISTENTEI

Masa asistentei, pe braț pivotant, are 2 posturi pentru instrumente:

- aspirator de salivă, aer sau apă
- aspirație chirurgicală pe sistem Venturi



### PANOUL DE COMANDĂ AL MESEI ASISTENTEI PERMITE:

- controlul fotoliului
- oprirea în caz de urgență a fotoliului
- pornirea/oprirea și ajustarea timpului de umplere a paharului
- pornirea/oprirea și ajustarea timpului de clătire a vasului scuipător
- pornirea/oprirea lămpii scialitice
- acționarea celor patru poziții memorate

### OPȚIUNI SUPLIMENTARE

- aspirator chirurgical prin sistem Cattani, Dürr CS1 SEPAMATIC, Dürr CAS1 SEPARATOR, Dürr MSBV (necesită pompă vacuum)
- extensie cu 2 posturi adiționale pentru instrumente
- seringă apă/aer
- lampă fotopolimerizare cu fir
- braț prelungit, la 790 mm
- braț pantografic reglabil pe înălțime

## BLOC SCUIPĂTOR

- vas ceramic mobil la 180° și complet detașabil
- carcasă bloc scuipător din fibră de sticlă
- sistem de filtre ușor detașabile
- baterie detașabilă
- sistem automat de oprire pentru apă/aer și purjarea automată a condensului

### OPȚIUNI SUPLIMENTARE

- sistem automat de curățare și dezinfecție al circuitelor interne de apă
- sistem de apă distilată, încorporat
- sistem de comutare de la apă distilată la apa de rețea
- boiler încorporat pentru apă caldă la pahar



## PEDALA

- pedală multifuncțională cu excursie laterală ce permite reglarea progresivă a turației micromotorului electric, controlul instrumentelor (fără comandă fotoliu) și funcția Chip-Air

### OPȚIUNI SUPLIMENTARE

- pedală multifuncțională cu excursie laterală, cu comandă fotoliu
- pedală multifuncțională prin apăsare, cu sau fără fir



## LAMPĂ SCIALITICĂ

- lampă scialitică FARO EDI 25.000 lux - mâneri laterale, detașabile și autoclavabile; ecran de protecție și sistem de protecție pentru bec prin ventilator de răcire și termocuplă
- intensitate reglabilă de la 8.000 lux la 25.000 lux
- iluminare fără umbre datorită fațetelor luminoase
- montată pe braț pantografic

### OPȚIUNI SUPLIMENTARE

- lampă LED FARO MAIA 35.000 lux sau FARO ALYA 50.000 lux, cu sau fără senzor




## FOTOLIU SK1-01



- cotieră stânga fixă
- sistem de ridicare electromecanic
- 2 motoare individuale Linak (pentru șezut și spătar) produse în Danemarca
- poziții de lucru: minim 42 cm, maxim 87 cm
- software pentru programare și memorare a patru poziții de lucru
- tapițerie antibacteriană fără cusături

### OPȚIUNI SUPLIMENTARE

- senzori de siguranță și spătar lat
- tapițerie moale cu cusături
- cotieră dreapta rabatabilă
- posibilitate de tapițare a cotierelor
- șezut înălțător pentru copii
- posibilitate echipare cu fotoliu SK1-08



**PLATA ÎN RATE**



**SERVICE ÎN  
MAXIMUM 24H**



**GARANȚIE  
PÂNĂ LA 5 ANI\***



**POSTGARANȚIE  
10 ANI**



**INSTALARE  
GRATUITĂ**

\* Garanția produselor este de 2 ani și poate fi prelungită până la 5 ani prin contractul de service HALMADENT.



# Chirana CHEESE Effective

## DOTARE STANDARD:

- seringă apă/aer Chirana cu 3 funcții
- micromotor electric - Chirana CH660 (până la 40.000 rpm) cu piesă contraunghi Chirana 120-168D/T – cu push-button
- turbină Chirana TGL656 Easy cu lumină LED și rulmenți ceramici
- detartraj cu lumină LED, compatibil cu sistem EMS și 3 anse incluse



**BONUS PENTRU  
PLATA INTEGRALĂ**

Pachet multimedia: monitor  
15 inch cu braț fix și  
cameră intraorală 1.3 MP

## CU FURTUNE JOS ȘI FOTOLIU SK1-01

13.508 euro  
TVA INCLUS

## CU FURTUNE JOS ȘI FOTOLIU SK1-08

14.982 euro  
TVA INCLUS



## CU FURTUNE SUS ȘI FOTOLIU SK1-01

14.215 euro  
TVA INCLUS

## CU FURTUNE SUS ȘI FOTOLIU SK1-08

15.688 euro  
TVA INCLUS



# Chirana Cheese Exclusive

confortabil,  
fiabil,  
ergonomic



**PLATA ÎN RATE**



**SERVICE ÎN  
MAXIMUM 24H**



**GARANȚIE  
PÂNĂ LA 5 ANI\***



**POSTGARANȚIE  
10 ANI**




**INSTALARE  
GRATUITĂ**

\* Garanția produselor este de 2 ani și poate fi prelungită până la 5 ani prin contractul de service HALMADENT.

Chirana Cheese Exclusive reprezintă excelența în cabinetele stomatologice și vine în întâmpinarea celor mai provocatoare cerințe ale medicilor stomatologi.

Configurabil cu până la 6 posturi, permite pornirea de la dotări de bază și echiparea suplimentară odată cu evoluția serviciilor oferite.



PENTRU OFERTĂ DE  
PREȚ PERSONALIZATĂ  
0268.414.157  
OFFICE@HALMADENT.RO



FABRICAT ÎN  
SLOVACIA

## *sistem modular*

Unitul dentar Chirana Cheese Exclusive permite echiparea, atât cu furtunele pe jos, cât și cu furtunele pe sus și este utilizabil cu fotoliul SK1-08, cu tapițerie moale.

## *tehnologie*

Electronica mesei medicale, permite dotarea cu până la 6 piese rotative, în orice combinație de micromotoare și turbine. Poate fi dotată cu panou de comandă mare cu frâna pneumatică activată prin senzor, la atingerea mânerului.

## *ambidextru*

Unitul stomatologic Chirana Cheese Exclusive poate fi configurat și pentru medicii care preferă să folosească mâna stângă, asigurând confortul necesar în timpul intervențiilor.

## *design și materiale de calitate*

Construit din materiale care arată impecabil și sunt durabile în timp, unitul aduce un plus design în cabinet. Este disponibil în culoarea albă sau opțional colorat, în combinație cu diferite nuanțe de tapițerie, pentru a se adapta personalității cabinetului. Pacienții apreciază o imagine impecabilă.

## *inovație și igienă*

Toate componentele unitului dentar Chirana Cheese Exclusive, inclusiv fotoliul pacientului, sunt concepute astfel încât să păstreze cele mai înalte standarde de igienă. Sistemele de apă distilată și dezinfectie sunt încorporate, cu afișajul nivelului de apă distilată.



## FOTOLIU PACIENT SK1-01

### CARACTERISTICI:

- cotieră stânga fixă;
- tapițerie antibacteriană fără cusături;
- poziții de lucru: minim 42 cm, maxim 87 cm;
- sistem de ridicare elecromecanic, 2 motoare individuale Linak produse în Danemarca;
- software pentru programare și memorare a 4 poziții de lucru.

### OPȚIUNI SUPLIMENTARE

- cotieră dreapta rabatabilă,
- posibilitate de tapițare a cotierelor,
- șezut înălțător pentru copii,
- tapițerie moale cu cusături,
- senzori de siguranță și spătar lat.



## FOTOLIU PACIENT SK1-08

### CARACTERISTICI:

- cotieră stânga fixă;
- tapițerie moale cu cusături;
- sistem de ridicare elecromecanic al spătarului și al șezutului;
- senzori de siguranță;
- 2 motoare individuale Linak produse în Danemarca;
- software pentru programare și memorare a 4 poziții de lucru pentru 2 utilizatori diferiți.

### OPȚIUNI SUPLIMENTARE

- cotieră dreapta rabatabilă,
- posibilitate de tapițare a cotierelor,
- șezut înălțător pentru copii.

## PALETAR TAPIȚERIE CHIRANA



9107/94014-tomate



9114/94021-prune



9116/94025-origan



9090/94003-cendre



9122/94012-reglisse



9106/94006-ficelle



9111/94007-fuchsia



9118/94022-abyse



9108/94009-granny



9120/94013-terre



RAL9111-silver metallic



9105/94018-ananas



9110/94008-géranium



9112/94015-turquoise



9115/94023-absinthe



9119/94004-chataigne



9104/94019-orange



9117/94020-pensé



9113/94024-pétrole



9109/94001-béton



9121/94005-chocolat



9100/94016-perle

## SCAUN CHIRANA SMILE 3

- Cu șezut mare și suport pentru picioare, facilitează tratarea pacienților și din poziția șezut.
- Confortabil și stabil, asigură în același timp mobilitatea necesară în timpul intervențiilor.



330 euro  
TVA INCLUS

## SCAUN CHIRANA SMILE 5

- Confortabil și ergonomic, cu șezut rotund și spătar alungit lateral, este alegerea profesională pentru cabinetul stomatologic.
- Disponibil în două variante de înălțime pentru șezut - D50: 450-580mm / K5: 528-710mm.



370 euro  
TVA INCLUS

## SCAUN CLINE

- Scaun tip șă ajustabil pe înălțime. Șezut cu formă ergonomică cu tapițerie din piele ecologică.
- Cadru metalic cromat cu suport pentru picioare.
- Gama de culori: negru, alb.



360 euro  
TVA INCLUS

## SCAUN DENTAL

- Șezut rotund și arc pneumatic, spătar alungit lateral cu posibilitate de reglare,
- Tapițerie fabricată în Elveția.
- Disponibil într-o gamă variată de culori.
- Opțional, suport pentru picioare.



360 euro  
TVA INCLUS

## SCAUN RADIOLOGIE RTG

- Scaun pentru radiologie cu spătar înalt și picior cromat;
- Tapițerie fabricată în Elveția.
- Disponibil într-o gamă variată de culori.



360 euro  
TVA INCLUS

## TĂVIȚE PENTRU INSTRUMENTAR



Tăviță simplă sau dublă, cu suprafață din silicon sau inox, montată sub masa medicală, la uniturile cu furtunele pe sus.



Tăviță simplă sau dublă, cu suprafață din silicon sau inox, montată pe brațul lămpii scialitice, pe braț pivotant sau pantografic.

## PEDALE

### PEDALĂ PRIN APĂSARE

- permite activarea instrumentelor.



### PEDALĂ PRIN APĂSARE CU 3 FUNCȚII

- activarea instrumentelor
- funcția Chip-Air,
- pornire/oprire răcire cu apă.

### PEDALĂ MULTIFUNCȚIONALĂ CU EXCURSIE LATERALĂ

- permite reglarea progresivă a turației micromotorului electric, controlul instrumentelor (fără comandă fotoliu) și funcția Chip-Air.





# LĂMPI SCIALITICE

- iluminare fără umbre datorită fațetelor luminoase
- intensitate reglabilă, până la 50.000 lux
- mânere detașabile și autoclavabile
- cu sau fără senzor

Corpul uman este astfel construit pentru a trăi în natură, în ritmul dictat de lumina soarelui, fiind mai productiv pe timpul zilei. Alegerea lămpii scialitice pentru cabinetul stomatologic este foarte importantă deoarece lumina lămpii poate crea o stare de stres asupra pacientului și o percepție negativă despre cabinet și calitatea intervențiilor medicale.

Lămpile din gama FARO țin cont de toate caracteristicile unei iluminări adecvate pe parcursul intervențiilor stomatologice, de intensitate, de distribuția luminii și în același timp de calitatea corespunzătoare funcției vizuale a medicului.



**LAMPĂ SCIALITICĂ  
FARO EDI  
25.000 LUX  
CU SAU FĂRĂ SENZOR**



**LAMPĂ SCIALITICĂ  
FARO MAIA  
LED 35.000 LUX**



**LAMPĂ SCIALITICĂ  
FARO ALYA REVOLUTION  
LED 50.000 LUX  
CU SAU FĂRĂ SENZOR**



## PEDALĂ MULTIFUNCȚIONALĂ PRIN APĂSARE

- permite reglarea progresivă a turației micromotorului electric, controlul instrumentelor, comandă fotoliu și funcția Chip-Air.

## PEDALĂ MULTIFUNCȚIONALĂ CU EXCURSIE LATERALĂ

- permite reglarea progresivă a turației micromotorului electric, controlul instrumentelor, comandă fotoliu și funcția Chip-Air.



- pedala este disponibilă și în varianta wireless



Siger produce unituri dentare moderne cu funcționalități complexe, la un preț accesibil pentru orice medic stomatolog. O experiență de mai bine de 10 ani în 70 de țări din lume reprezintă garanția calității Siger.

## *accesibil*

Medicii stomatologi pot beneficia de performanță optimizând nivelul investiției inițiale. Siger aduce funcționalități moderne și flexibilitatea unor unituri premium, la un preț accesibil.


## *funcțional*

Unituri configurabile cu multiple posturi de lucru, lumină LED și postură de lucru adaptabilă în funcție de preferințele medicului stomatolog.

## *modern*

Design modern și varietate de culori care se pot adapta personalității oricărui cabinet stomatologic.





**SIGER V1000**

**p.36**

**SIGER U200**

**p.40**

**SIGER S30**

**p.44**

# SIGER V1000

Configurabil cu 5 posturi, SIGER V1000 permite echiparea atât cu furtunele sub masa medicală cât și cu furtunele deasupra mesei medicale. Poate fi livrat într-o mare varietate de culori pentru tapițerie, pentru a fi asortat cu designul cabinetului stomatologic.

## BLOC SCUIPĂTOR:

- sistem de aspirație detașabil pentru o curățare cât mai ușoară
- sistem de apă distilată încorporat, cu posibilitate de comutare la rețeaua de apă
- vas scuipător ceramic, detașabil
- insert din silicon, autoclavabil
- filtre ușor accesibile
- boiler încorporat pentru apă caldă

## MASA ASISTENTEI

Masa asistentei este dotată cu 4 posturi pentru instrumente și asigură o igienă impecabilă datorită furtunelor de aspirație care se detașează și se curăță ușor.

- aspirație chirurgicală, sistem Venturi pe aer
- aspirator de salivă, sistem Venturi pe apă
- seringă apă/aer
- lampă fotopolimerizare WOODPECKER

 **SIGER**





accesibil,  
funcțional

## MASA MEDICALĂ


Masa medicală pe braț pantografic cu frână pneumatică este dotată cu negatoscop LED și permite reglarea debitului de apă pentru fiecare post în parte.

### CINCI POSTURI PENTRU INSTRUMENTE:

- seringă apă/aer
- post turbină cu fibră optică
- al doilea post de turbină fără fibră optică
- post micromotor pneumatic
- post detartraj ultrasonic

## LAMPĂ SCIALITICĂ SIGER LED:

- tehnologie LED de ultimă generație și sistem optic modern
- senzor optic care permite pornirea/oprirea și reglarea intensității luminoase fără a atinge lampa
- intensitate luminoasă reglabilă între 6.500-26.000 lux
- temperatura de culoare 4300°K
- suprafața iluminată 70x140 mm (de la o distanță de 700 mm)
- reglabilă pe 3 axe
- mânere detașabile
- sistem anti-umbre




## FOTOLIU PACIENT:

- fotoliu pacient U200 cu design ergonomic
- sistem de ridicare electromecanic cu două motoare Linak produse în Danemarca
- mișcarea sincronizată dintre spătar și șezut asigură un confort sporit
- sistem de siguranță activă – oprește mișcarea fotoliului în cazul întâlnirii unui obstacol și revine automat pentru deblocare
- tapițerie antibacteriană fără cusături, care permite curățarea ușoară
- tetieră dublu articulată
- cotieră stânga fixă și opțional, cotieră dreapta rabatabilă
- software ce permite memorarea a 5 poziții, printre care poziția de urgență (Trendelenburg) și un program special de clătire (prin apăsarea unui singur buton fotoliul se mută în poziția de clătire, stinge lampa scialitică și umple paharul, apoi, prin apăsarea aceluiași buton, fotoliul revine la ultima poziție de lucru, pornește apa la vasul scuiptor și se aprinde lampa scialitică
- mare varietate de culori



## PEDALĂ CU EXCURSIE LATERALĂ:

- reglarea turației micromotorului și a turbinei
- pornire/oprire apă la piesele de mână
- activarea funcției de uscare cu aer, funcția "Chip-Blow"
- reglarea fotoliului dentar
- accesarea programului de clătire
- accesarea programului "0"



# SIGER V1000

CU FURTUNE JOS SAU FURTUNE SUS

5.190 euro  
TVA INCLUS

## DOTARE STANDARD:

- seringă apă/aer cu 3 funcții (pe masa medicală și pe masa asistentei)
- micromotor pneumatic W&H cu piesă contraunghi 120+168D/T
- turbină Chirana TG 656 Easy
- detartraj ultrasonic
- lampă fotopolimerizare WOODPECKER (pe masa asistentei)
- compresor ANтар Aether 38 litri
- scaun medic



LIVRARE ȘI  
INSTALARE RAPIDĂ

INCLUDE:  
COMPRESOR ANТАR 38 L  
ȘI SCAUN MEDIC.



## PALETĂ CROMATICĂ EXTINSĂ:



U1



U2



U3



U5



U6




U7



U10



U13



PLATA ÎN RATE



SERVICE ÎN  
MAXIMUM 24H



GARANȚIE  
2 ANI



POSTGARANȚIE  
10 ANI



INSTALARE  
GRATUITĂ

# SIGER U200

Unitul stomatologic U200 reunește designul atractiv cu tehnologia de ultimă generație, alăturând performanța și fiabilitatea pieselor de mână Bien Air.

inteligent, accesibil



**SIGER**

## *tehnologie și confort*

Configurabil cu 5 posturi, implementează tehnologia micromotoarelor pe inducție magnetică de la Bien Air. În standard poate fi dotat atât cu micromotor Bien Air cu perii MC2 IR, cât și cu micromotor MCX LED, fără perii.

## *igienă impecabilă*

Materiale și finisaje de calitate, astfel încât unitul îndeplinește toate normele europene în materie de igienă, protecția mediului și siguranța pacientului.

## *diversitate de culoare*

Poate fi livrat într-o mare varietate de culori, pentru a fi asortat cu designul cabinetului stomatologic.



## MASA MEDICALĂ

Masă medicală cu frână pneumatică și panou de comandă tip touch pad.



### CINCI POSTURI PENTRU INSTRUMENTE:

- seringă apă/aer
- post turbină cu fibră optică
- al doilea post de turbină fără fibră optică
- post micromotor electric
- post detartraj ultrasonic cu lumină LED

### PANOUL DE COMANDĂ AL MESEI MEDICALE PERMITE:

- reglarea fotoliului, respectiv accesarea celor 5 poziții programabile
- umplerea paharului cu apă caldă/rece
- clătirea vasului scuiător
- controlul lămpii scialitice cu LED
- pornirea/oprirea iluminării pieselor de mână

### FUNCȚIONALITĂȚI

- negatoscop LED încorporat
- senzor optic pentru controlul instrumentelor la masa medicală cu furtunele pe jos, și microswitch la masa medicală cu frutunele pe sus
- posibilitatea reglării debitului de apă pentru fiecare post în parte
- tăviță mare cu inserție din silicon, sub masa medicală

## MASA ASISTENTEI

Masa asistentei are panou de comandă "touch pad" și 4 posturi pentru instrumente.

- aspirație chirurgicală, sistem Venturi pe aer
- aspirator de salivă, sistem Venturi pe apă
- seringă apă/aer
- lampă fotopolimerizare WOODPECKER

### FUNCȚIONALITĂȚI

- senzor optic pentru controlul instrumentelor
- furtune de aspirație detașabile pentru o curățare ușoară



## BLOC SCUIPĂTOR:

- sistem de aspirație temporizat pentru evitarea depunerilor pe furtun
- acces facil la filtrele aspiratorului
- furtunele și canulele de aspirație pot fi integral curățate și dezinfectate
- sistem de apă distilată integrat în construcția unitului cu posibilitate de comutare la rețeaua de apă
- vas scuiător ceramic ce poate fi rotit la 180°, asigurând confortul pacienților și al asistentei





## LAMPĂ SCIALITICĂ SIGER LED:

- tehnologie LED de ultimă generație și sistem optic modern
- senzor optic care permite pornirea/oprirea și reglarea intensității luminoase fără a atinge lampa
- intensitate luminoasă reglabilă între 6.500-26.000 lux
- temperatura de culoare 4300°K
- suprafața iluminată 70x140 mm (de la o distanță de 700 mm)
- reglabilă pe 3 axe
- mânere detașabile
- sistem anti-umbre




## FOTOLIU PACIENT:

- fotoliu pacient U200 cu design ergonomic
- sistem de ridicare electromecanic cu două motoare Linak produse în Danemarca
- mișcarea sincronizată dintre spătar și șezut asigură un confort sporit
- sistem de siguranță activă – oprește mișcarea fotoliului în cazul întâlnirii unui obstacol și revine automat pentru deblocare
- tapiserie antibacteriană fără cusături, care permite o curățare ușoară
- tetieră dublu articulată
- cotieră stânga fixă și opțional, cotieră dreapta rabatabilă
- software ce permite memorarea a 5 poziții, printre care poziția de urgență (Trendelenburg) și un program special de clătire (prin apăsarea unui singur buton fotoliul se mută în poziția de clătire, stinge lampa scialitică și umple paharul, apoi, prin apăsarea aceluiași buton, fotoliul revine la ultima poziție de lucru, pornește apa la vasul scuiptor și se aprinde lampa scialitică
- mare varietate de culori



## PEDALĂ CU EXCURSIE LATERALĂ:

- reglarea turației micromotorului și a turbinei
- pornire/oprire apă la piesele de mână
- activarea funcției de uscare cu aer, funcția "Chip-Blow"
- reglarea fotoliului dentar
- accesarea programului de clătire
- accesarea programului "0"



# SIGER U200

CU FURTUNE JOS SAU FURTUNE SUS



LIVRARE ȘI  
INSTALARE RAPIDĂ



SIGER U200 CU MICROMOTOR  
ELECTRIC BIEN AIR MC2 IR:

7.190 euro  
TVA INCLUS

SIGER U200 CU MICROMOTOR  
ELECTRIC PE INDUCȚIE MAGNETICĂ  
BIEN AIR MCX LED:

7.910 euro  
TVA INCLUS

## DOTARE STANDARD:

- seringă apă/aer cu 3 funcții (pe masa medicală și pe masa asistentei)
- micromotor electric MC2 IR Bien Air / micromotor electric pe inducție magnetică MCX LED Bien Air
- turbină Black Pearl Eco Bien Air - cu push button
- detartraj cu ultrasunete LED cu 3 anse
- lampă fotopolimerizare LED (pe masa asistentei)
- aspirație chirurgicală
- compresor ANTAR Aether 38 litri
- scaun medic

INCLUDE COMPRESOR ANTAR 38 L  
ȘI SCAUN MEDIC.



## PALETĂ CROMATICĂ EXTINSĂ:



U1



U2



U3



U5



U6



U7



U10



U13



PLATA ÎN RATE



SERVICE ÎN  
MAXIMUM 24H



GARANȚIE  
2 ANI



POSTGARANȚIE  
10 ANI



INSTALARE  
GRATUITĂ

# SIGER S30

CU FURTUNE JOS SAU FURTUNE SUS

# confortabil,

Unitul stomatologic Siger S30 implementează tehnologia de ultimă generație, performanța și fiabilitatea pieselor de mână Bien Air.



LIVRARE ȘI  
INSTALARE RAPIDĂ

**SIGER**

## *tehnologie*

Configurabil cu 5 posturi, implementează noua tehnologie a micromotoarelor pe inducție magnetică (fără perii) de la Bien Air. În varianta standard poate fi dotat atât cu micromotor Bien Air cu perii MC2 IR, cât și cu micromotor MCX LED, fără perii.

## *confort și ergonomie*

Aduce un plus de confort atât pentru pacient, cât și pentru medic. Noua tehnologie de culisare orizontală a șezutului rezolvă problema „frecării spatelui” și face ca fotoliul să fie unul dintre cele mai confortabile. În plus, spătarul subțire din aluminiu oferă spațiu mărit atât pentru medic cât și pentru asistentă, oferind ergonomie crescută.

## *sistem staționar*

Sistemul staționar al blocului scuipător oferă stabilitate maximă întregului echipament și confort suplimentar pacientului. Sincronizarea mișcărilor spătarului cu cele ale șezutului oferă o compensație excelentă a mișcărilor.

# accesibil


## DOTARE STANDARD:

- seringă apă/aer cu 3 funcții (pe masa medicală și pe masa asistentei)
- micromotor electric MC2 IR Bien Air / micromotor electric pe inducție magnetică MCX LED Bien Air
- turbină Black Pearl Eco Bien Air - cu push button
- detartraj cu ultrasunete LED cu 3 anse
- lampă fotopolimerizare LED (pe masa asistentei)
- aspirație chirurgicală
- compresor ANTAR Aether 38 litri
- scaun medic

## INCLUDE COMPRESOR ANTAR 38 LITRI ȘI SCAUN MEDIC.



## PALETĂ CROMATICĂ EXTINSĂ:




## SIGER S30 CU MICROMOTOR ELECTRIC BIEN AIR MC2 IR:

8.190 euro  
TVA INCLUS

## SIGER S30 CU MICROMOTOR ELECTRIC PE INDUCȚIE MAGNETICĂ BIEN AIR MCX LED:

8.910 euro  
TVA INCLUS



PLATA ÎN RATE



SERVICE ÎN  
MAXIMUM 24H



GARANȚIE  
2 ANI



POSTGARANȚIE  
10 ANI



INSTALARE  
GRATUITĂ



FABRICAT ÎN  
JAPONIA



Takara Belmont îmbină tradiția cu inovația pentru a oferi o experiență la superlativ pentru medicul stomatolog și pentru pacient, susținând o evoluție continuă.

## *calitate*


Produce în Japonia, uniturile dentare Belmont sunt fabricate folosind materiale de cea mai înaltă calitate și cele mai noi tehnologii pentru a obține performanță de excepție.

## *fiabilitate*

5 ani garanție și fiabilitate dovedită de 45 de ani de tradiție și renume în domeniu, susținută de un contract de service rapid, în maximum 24h.

## *confort*

Create cu cea mai mare atenție la detalii, uniturile dentare Belmont oferă confort deplin atât pentru client cât și pentru medicul stomatolog.



<b>CLESTA eIII</b>	<b>p.48</b>
<b>CLESTA II CLAIR</b>	<b>p.50</b>
<b>CLESTA II</b>	<b>p.51</b>
<b>SP-CLEO II</b>	<b>p.56</b>
<b>CP-ONE PLUS</b>	<b>p.58</b>

# Belmont CLESTA eIII

# echilibru perfect

CLESTA eIII îmbină eficiența cu ergonomia și ușurința de utilizare pentru a spori confortul și a facilita desfășurarea tratamentului, atât pentru pacient cât și pentru medicul stomatolog.



FABRICAT ÎN  
JAPONIA

## BLOC SCUIPĂTOR

- Vasul scuipător ceramic asigură o curățare ușoară cu o formă concepută pentru a preveni vărsarea apei în exterior.
- Blocul scuipător poate fi dotat cu:
  - boiler pentru încălzirea apei la paharul pacientului;
  - rezervor colector solid ce permite o aspirație puternică;
  - sistem de apă distilată (sticlă de 750 ml sau 2 l) și opțional carcasă pentru protecție.

## MASA ASISTENTEI

- Permite controlul fotoliului pacientului și poate fi dotată cu 3 instrumente, lampă de fotopolimerizare și tăviță de metal.

## PEDALĂ MULTIFUNCȚIONALĂ

- Pedala unitului CLESTA eIII permite reglarea manuală a fotoliului în pozițiile: sus, jos, înainte, înapoi și are întrerupător pentru selectarea pozițiilor programate (patru poziții).
- Opțional: mâner pentru mutarea cu ușurință a pedalei.





## performant

CLESTA eIII creează un mediu de lucru optimizat prin îmbinarea designului ergonomic cu o interfață inteligentă și ușor de folosit.

## ergonomic

Conceput pentru a maximiza confortul pacientului, beneficiază de un spătar adaptabil, de un sistem de înclinare lină a fotoliului și de tapițerie ergonomică.

## ușor de utilizat

Mișcarea lină a mesei medicale și accesul ușor la piesele de mână minimizează efortul medicului stomatolog în timpul utilizării.

## LAMPĂ SCIALITICĂ 300LED

- Lampa scialitică este dotată cu senzor optic și are intensitate reglabilă între 3.100 lux și 28.000 lux.



- Micromotor Bien Air MCX LED



## FOTOLIUL PACIENTULUI

- Tapițeria ergonomică asigură confortul pacientului, iar înclinația spătarului previne alunecarea acestuia. Fotoliul este dotat cu sistem hidraulic care permite ridicarea de la înălțimea inițială de 420 mm până la 820 mm. Talpa plată a fotoliului este acoperită cu rășină ce permite o curățare ușoară. Fotoliul este dotat cu cotieră dreaptă cu deschidere spre exterior și tetieră dublu articulată, poziție pentru adulți și poziție pentru copii.

## MASA MEDICALĂ

- Masa medicală cu frână pneumatică asigură mobilitate și flexibilitate, iar brațul pivotant pentru piesele de mână, amplasat sub masa medicală, permite apropierea maximă în timpul activității.
- Masa medicală, configurabilă cu până la 5 posturi, este dotată cu tăviță mare și negatoscop LED încorporat.

 Belmont

# Belmont CLESTA II CLAIR

Combinând tehnologia cu valorile tradiționale în domeniul dentar, CLESTA II CLAIR și CLESTA II de la BELMONT stabilesc noi standarde pentru viitorul cabinetelor stomatologice.



## flexibilitate și

### ***durabilitate***

Datorită materialelor de calitate și tehnologiei de vârf, medicii stomatologi care aleg aceste unituri se bucură de funcționare perfectă pe o durată lungă de timp.

### ***flexibilitate***

Multitudinea de opțiuni și configurații disponibile face ca uniturile dentare CLESTA II CLAIR și CLESTA II să fie extrem de flexibile și adaptabile oricărui stil de lucru.

# Belmont CLESTA II




# i perfectiune

## *performanță*

Produce în Japonia, oferă o performanță demnă de încrederea medicilor stomatologilor de top și sunt pregătite pentru cele mai complexe intervenții medicale.

 **Belmont**



FABRICAT ÎN  
JAPONIA



## FOTOLIU PACIENT CLESTA II CLAIR

Fotoliul pentru pacient al unitului dentar Clesta II CLAIR permite accesul ușor datorită suportului pliabil pentru picioare.



Mecanismul de axe al spătarului rabatabil asigură pacientului o stare de confort, menținând poziția naturală a corpului.





- Cotiera pliabilă spre exterior facilitează accesul persoanelor vârstnice sau cu dificultăți de mobilitate.


- Accesul ușor, cu piciorul, la comenzile fotoliului permite operatorului să-și păstreze mâinile libere și curate.

## FOTOLIU PACIENT CLESTA II

Fotoliul pentru pacient al unitului dentar CLESTA II permite o gamă largă de mișcări, oferind un mediu de lucru care îndeplinește toate cerințele în timpul intervențiilor stomatologice.



Spătarul rabatabil asigură o poziție confortabilă pentru pacient pe parcursul intervenției și acces facil atât pentru medic, cât și pentru asistent.



- Baza fotoliului asigură accesul facil al medicului în timpul intervențiilor, fiind în același timp foarte solidă.



- Conexiunile la baza fotoliului elimină folosirea furtunelor exterioare.



## MASA MEDICALĂ

Configurabilă cu până la cinci posturi, masa medicală poate fi cu furtunele pe jos (standard sau tip Place) sau cu furtunele pe sus.



- masa medicală standard, furtune jos



- masa medicală tip Place, furtune jos



- masa medicală furtune sus



### INTUITIV ȘI UȘOR DE UTILIZAT, PANOU DE COMANDĂ PERMITE URMĂTOARELE COMENZI:

- pornire/oprire pentru apa de răcire
- pornire/oprire lumină la piesele de mână
- reglarea vitezei de turație a micromotorului
- schimbarea direcției de rotație a micromotorului
- reglarea funcțiilor: setare timp alarmă, presetarea pozițiilor fotoliului și presetarea vitezei de rotație a micromotorului în patru grupe de combinații, reglarea duratei de umplere a paharului, dezactivarea sunetului, iluminarea pieselor de mână, 4 tipuri de sunete pentru cronometru, selectarea vitezei maxime de rotație a micromotorului în 3 sau 5 pași
- comutare mod auto sau manual pentru fotoliu
- comandă apă la pahar și la vasul scuiător
- pornire/oprire lampă scialitică

## MASA ASISTENȚEI

- Include seringă cu 3 funcții, aspirator de salivă și aspirație chirurgicală.
- Funcțiile mesei asistentei permit controlul fotoliului pacientului, apa la pahar și clătirea vasului scuiător.
- Opțional: masa asistentei se poate dota cu braț suplimentar ce permite deplasarea cu ușurință pe înălțime.



## LAMPA SCIALITICĂ 900 LED

- intensitatea reglabilă între 4.000 lux și 32.000 lux. LED-urile mențin temperatura lămpii la un nivel scăzut în timpul intervenției și au consum redus de energie.



## LAMPA SCIALITICĂ IO5000

- senzor optic, trei niveluri de intensitate (15.000 lux, 22.000 lux și 28.000 lux), temperatură de culoare: 5.000°K, suprafața de iluminare: 72x194 mm la o distanță de 700 mm.



## LAMPA SCIALITICĂ 300LED

- senzor optic, intensitate reglabilă între 3.100 lux și 28.000 lux.



## BLOC SCUIPĂTOR

- Vasul scuipător, detașabil și sterilizabil, poate fi din porțelan sau din sticlă transparentă, roz, verde sau albastră. Este extrem de rezistent și creează un mediu aseptice pentru pacient, iar suprafața netedă îl face ușor de curățat.
- Blocul scuipător poate fi dotat cu boiler pentru încălzirea apei, sistem de apă distilată sau senzor pentru umplerea automată a paharului.

## PEDALA

- pedala permite controlul instrumentelor, apa la piesele de mână și funcția Chip-air.
- opțiuni suplimentare:
- pedală multifuncțională ce permite controlul fotoliului sau acționarea pozițiilor programate
- mâner ce permite mutarea cu ușurință a pedalei





# Belmont SP-CLEO II

Fiabil, ușor de utilizat și durabil, unitul a fost dezvoltat pentru o multitudine de tratamente medicale și permite instalarea în cabinete de orice dimensiuni datorită opțiunilor de configurare a fotoliului și a mesei medicale.

## BLOCUL SCUIPĂTOR

- Se poate roti la 90° în exterior, pentru accesul în cadrul intervențiilor speciale. Vasul scuipător din porțelan este robust, de o calitate deosebită ce rezistă în timp, fără să se ciobească, să se crape sau să-și modifice culoarea. Duzele pentru apa la pahar și clătirea vasului scuipător sunt detașabile, permițând întreținerea facilă.

## MASA ASISTENTEI

- Montată pe braț pivotant, se poate muta în orice poziție dorită: pe verticală, lateral spre exterior sau interior la 90°. Pe masa asistentei se găsesc întrerupătoare pentru controlul fotoliului, apă la pahar și clătire vas scuipător.



FABRICAT ÎN  
JAPONIA



• Micromotor  
Bien Air  
MCX LED



 Belmont

## **compact**

Datorită suportului pliabil pentru picioare și modului de montare a mesei medicale, lungimea totală este micșorată semnificativ comparativ cu alte unituri. Masa medicală este foarte accesibilă și se poate ajusta cu ușurință.

## **intuitiv**

Unitul este ușor de configurat, comenzile fotoliului și a meselor sunt intuitive, iar funcțiile sunt întotdeauna la îndemână. Asigură un confort superior atât medicului, cât și pacientului.

## **adaptabil**

Deși are dimensiuni reduse, poate fi utilizat în clinici de orice dimensiuni și pentru multiple tipuri de proceduri medicale, datorită numeroaselor moduri de poziționare a mesei medicale, a fotoliului și a blocului scuișor.

## **LAMPA SCIALITICĂ 900 LED**

- Se rotește foarte ușor cu ajutorul mânerului conceput pentru a oferi o poziționare precisă și echilibrată. Intensitatea lămpii este reglabilă de la 4.000 lux la 32.000 lux. LED-urile mențin temperatura lămpii la un nivel scăzut în timpul intervenției și au un consum redus de energie.

## **MASA MEDICALĂ**

- Configurabilă cu până la cinci posturi. Masa medicală poate avea furtunele pe jos - standard sau tip Place.

performanță  
în spații compacte

# Belmont CP-ONE PLUS

Îndeplinește toate nevoile și dorințele unui medic stomatolog, de la caracteristicile fotoliului și funcționalitățile unitului până la detaliile care asigură confortul.



funcționalitate  
și confort la  
superlativ





## *confortabil*

Construit pentru a oferi un maxim de confort, atât pacientului cât și doctorului, unitul CP-ONE PLUS definește luxul în materie de unituri dentare.

## *performant*

Ține cont de cele mai exigente cerințe ale medicilor, facilitând concentrarea maximă asupra tratamentului stomatologic, indiferent de complexitatea acestuia.

## *adaptabil*

Datorită configurațiilor sale multiple, unitul se adaptează intuitiv și cu ușurință oricărui tip de pacient, stil de lucru al medicului și oricărei intervenții stomatologice.



- Micromotor Bien Air MCX LED



FABRICAT ÎN  
JAPONIA

 **Belmont**

## MASA MEDICALĂ

Configurabilă cu până la cinci posturi, are panou de comandă simplu și intuitiv, cu afișaj tip display.

Împreună cu masa asistentei permit intervenții stomatologice la 2, 4 sau 6 mâini, prin mutarea ușoară de la poziția "ora 6" la poziția "ora 2".



### AFIȘAJUL DIGITAL PERMITE:

- controlul vitezei turbinei (4 viteze)
- controlul turației micromotorului (până la 40.000 rpm)
- 10 trepte de control pentru detartraj

### PANOUL DE COMANDĂ AL MESEI MEDICALE PERMITE:

- control ON/OFF al luminii pieselor de mână
- control apă/aer al pieselor de mână
- schimbarea direcției de rotație a micromotorului
- controlul pozițiilor presetate ale fotoliului pacientului
- controlul manual pentru fotoliul pacientului și tetieră



Piesele de mână sunt mereu la îndemâna medicului stomatolog mulțumită sistemului de ajustare al mesei medicale, atât pe verticală, cât și pe orizontală. Piesele de mână se detașează foarte ușor, pentru a fi autoclavate, asigurând igiena perfectă pentru cabinetul stomatologic.

## MASA ASISTENȚEI

Configurabilă cu până la 4 instrumente, cu suporturi detașabile și autoclavabile, masa asistentei este dotată cu panou de comandă intuitiv și ușor de utilizat.

### PANOUL DE COMANDĂ AL MESEI ASISTENȚEI PERMITE:

- controlul pozițiilor memorate ale fotoliului pacientului
- accesarea ultimei poziții a fotoliului
- controlul apei la pahar și clătirea vasului scuipător
- întrerupător pentru lampa scialitică



- Opțional, masa asistentei se poate dota cu braț pivotant.



## BLOCUL SCUIPĂTOR

- Dotat cu vas scuipător mobil și cu senzor de greutate pentru pahar, ce permite atât utilizarea paharelor de carton, plastic cât și de metal.
- Opțional, blocul scuipător se poate dota cu sistem motorizat pentru mișcările vasului scuipător, separator de amalgam cu capac de protecție și sistem de apă distilată.



## LAMPĂ SCIALITICĂ - 900LED

- distanța de focalizare – 650mm
- temperatura de culoare: 5.000°K, indiferent de intensitate
- indice de redare: mai mult de 90
- intensitate reglabilă între 4.000 și 35.000 lux
- suprafața de iluminare: 85x155 mm



## MONITOR

- Opțional, unitul poate fi dotat cu monitor montat pe brațul lămpii scialitice.



## PEDALĂ

- Cu acces prin presare sau rotirea discului, pedala asigură controlul precis al pieselor de mână.
- Noul sistem de întrerupătoare pentru controlul fotoliului (manual sau a pozițiilor setate) și a tetei permite păstrarea sterilă a mâinilor pe parcursul întregii intervenții stomatologice.





# Belmont CLESTA eIII

DE LA 14.400 euro  
TVA INCLUS

# Belmont CLESTA II

DE LA 18.800 euro  
TVA INCLUS



# Belmont CLESTA II CLAIR

DE LA 24.400 euro  
TVA INCLUS







FABRICAT ÎN  
JAPONIA



## SP-CLEO II

DE LA **25.400** euro  
TVA INCLUS

## CP-ONE PLUS

DE LA **38.650** euro  
TVA INCLUS



**PLATA ÎN RATE**




**SERVICE ÎN  
MAXIMUM 24H**



**GARANȚIE  
5 ANI**



**POSTGARANȚIE  
10 ANI**



**INSTALARE  
GRATUITĂ**

**Halmadent**

*piese de mână*



Gamă variată de piese de mână cu sau fără lumină, halogen sau LED, din inox sau titan.



Tehnologie elvețiană, calitate premium. Piese de mână precise și fiabile într-o mare varietate de opțiuni.

Calitate și tehnologie. Gamă variată de piese de mână cu sau fără lumină, halogen sau LED, din inox sau titan.

## *fiabilitate*

Rulmenții ceramici asigură un plus de fiabilitate și durată de viață crescută. În plus, elimină zgomotul și vibrațiile.

## *igienă perfectă*

Corpul piesei este realizat din inox sau titan, cu posibilitate de spălare automată, dezinfecție și sterilizare. Valva de oprire a aerului previne aspirația de fluide, prelungind viața mecanismului și îmbunătățind standardul de igienă.

## *vizibilitate și confort*

Piese cu lumină LED cresc vizibilitatea în timpul intervențiilor stomatologice, iar tehnologia LED elimină încălzirea pieselor de mână și crește durata de viață a sursei de lumină.

## *răcire optimă*

Multiple orificii spray (unul, trei sau cinci).



# chirana music



**Turbine dentare**

**p.68**

**Micromotoare**

**p.69**

**Piese contraunghi**

**p.70**

**Accesorii întreținere piese de mână**

**p.71**



## TURBINĂ TGL 637 A TURBINĂ TSL 637 A CU CAP MIC



**396 euro**  
TVA INCLUS

- fibră optică LED
- push button
- putere: 18 W / turbină cu cap mic: 14 W
- viteză maximă de operare: 380.000 rpm / turbină cu cap mic: 420.000 rpm
- diametru: Ø 13 mm / turbină cap mic Ø 11 mm
- rulmenți ceramici
- conexiune: cuplă Multiflex
- autoclavabilă la 135°C

## TURBINĂ TG 656



**241 euro**  
TVA INCLUS

- push button
- putere: 18 W
- viteză maximă de operare: 380.000 rpm
- rulmenți ceramici
- conexiune 4-ISO-Midwest
- autoclavabilă la 135°C

## TURBINĂ TG 656 EASY



**147 euro**  
TVA INCLUS

- push button
- putere: 18 W
- viteză maximă de operare: 380.000 rpm
- rulmenți ceramici
- conexiune: 4-ISO-Midwest
- autoclavabilă la 135°C

## TURBINĂ TS 655



**241 euro**  
TVA INCLUS

- cap mic – pentru pedodontie
- push button
- putere: 14 W
- viteză maximă de operare: 420.000 rpm
- diametru: Ø 11 mm
- rulmenți ceramici
- conexiune 4-ISO-Midwest
- autoclavabilă la 135°C

## TURBINĂ TGL 656 EASY TURBINĂ TSL 655 EASY CU CAP MIC



**247 euro**  
TVA INCLUS

- fibră optică LED
- push button
- putere: 18 W / turbină cu cap mic: 14 W
- viteză maximă de operare: 380.000 rpm / turbină cu cap mic: 420.000 rpm
- diametru: Ø 13 mm / turbină cap mic Ø 11 mm
- rulmenți ceramici
- conexiune: 6-ISO-Midwest
- autoclavabilă la 135°C

## TURBINĂ TGL 656



**336 euro**  
TVA INCLUS

- fibră optică LED
- push button
- putere: 18 W
- viteză maximă de operare: 380.000 rpm
- rulmenți ceramici
- conexiune: 6-ISO-Midwest
- autoclavabilă la 135°C



## MICROMOTOR ELECTRIC CH 660



- reglarea vitezei de rotație până la 40.000 rpm
- autoclavabil la 135°C - doar carcasa detașabilă
- cuplu: 35mNm



**373 euro**  
TVA INCLUS

## MICROMOTOR ELECTRIC CH 660 LED



- LED
- reglarea vitezei de rotație până la 40.000 rpm
- autoclavabil la 135°C - doar carcasa detașabilă
- cuplu: 35mNm



**436 euro**  
TVA INCLUS

## MICROMOTOR ELECTRIC CH 660 B LED FĂRĂ PERII



Noua tehnologie de micromotor electric pe inducție (fără perii) nu necesită întreținere, reducând astfel cheltuielile cu consumabilele.

- LED
- reglarea vitezei de la 100 - 40.000 rpm
- filtru de aer
- autoclavabil la 135°C
- silențios, fără vibrații
- cuplu: 20 mNm

PENTRU OFERTĂ DE  
PREȚ PERSONALIZATĂ  
0268.414.157  
OFFICE@HALMADENT.RO

## CUPLĂ RAPIDĂ MULTIFLEX LED




- conexiune: 6-ISO-Midwest
- LED

**152 euro**  
TVA INCLUS



FABRICAT ÎN  
SLOVACIA



**SERVICE CU  
PIESĂ LA SCHIMB**



**POSTGARANȚIE  
10 ANI**



**COMANDĂ ONLINE  
PE HALMADENT.RO**

Prețul micromotoarelor nu include furtunul.

## PIESĂ CONTRAUNGHII CU FIBRĂ OPTICĂ 120LB



**NOU**

- fibră optică
- push button
- raport 1:1
- turație maximă: 40.000 rpm
- carcasă și componente din inox
- răcire internă
- autoclavabilă la 135°C

**394 euro**  
TVA INCLUS

## PIESĂ CONTRAUNGHII CU FIBRĂ OPTICĂ 120LR



**NOU**

- fibră optică
- push button
- raport 1:5 - multiplică viteza de rotație a micromotorului de 5 ori
- turație maximă: 200.000 rpm
- carcasă și componente din inox
- răcire internă
- autoclavabilă la 135°C

**520 euro**  
TVA INCLUS

## PIESĂ CONTRAUNGHII CU FIBRĂ OPTICĂ 120L+168D/T



- fibră optică
- push button
- raport 1:1
- turație maximă: 40.000 rpm
- carcasă și componente din inox
- răcire internă
- autoclavabilă la 135°C

**394 euro**  
TVA INCLUS

## PIESĂ CONTRAUNGHII 120+168D/T



- push button
- raport 1:1
- turație maximă: 40.000 rpm
- carcasă și componente din inox
- răcire internă
- autoclavabilă la 135°C

**299 euro**  
TVA INCLUS

## PIESĂ DREAPTĂ 110D



- raport 1:1
- turație maximă: 40.000 rpm
- carcasă și componente din inox
- răcire internă
- autoclavabilă la 135°C

**188 euro**  
TVA INCLUS


## CAP PUSH-BUTTON 168D/T

- sistem push button
- raport 1:1
- turație maximă: 40.000 rpm
- carcasă și componente din inox
- autoclavabil la 135°C

- compatibil cu piesele contraunghi 120, 120L și cu piesele contraunghi KAVO



**126 euro**  
TVA INCLUS



**SERVICE CU  
PIESĂ LA SCHIMB**



**POSTGARANȚIE  
10 ANI**



**COMANDĂ ONLINE  
PE HALMADENT.RO**

# ÎNTREȚINERE PIESE DE MÂNĂ



FABRICAT ÎN  
SLOVACIA

Accesorii pentru întreținerea pieselor de mână CHIRANA. Întreținerea regulată și adecvată asigură longevitatea pieselor de mână și a turbinelor CHIRANA.

## DUZĂ KN


- pentru piese contraunghi, piesă dreaptă și cap contraunghi



10 euro  
TVA INCLUS

## DUZĂ KRL

- pentru turbine CHIRANA cu cuplă rapidă



7 euro  
TVA INCLUS

## DUZĂ QD-J

- pentru turbine cu cuplă NSK QD-J



13 euro  
TVA INCLUS

## DUZĂ KT

- pentru turbine Midwest și Borden



5 euro  
TVA INCLUS

## DUZĂ KM

- pentru turbine cu cuplă Midwest



10 euro  
TVA INCLUS

## SPRAY SMIOIL

- Cantitate: 500 ml

18 euro  
TVA INCLUS

- Cantitate: 300 ml

15 euro  
TVA INCLUS





Calitate elvețiană la superlativ. Bien Air este lider mondial în producția de micromotoare, piese de mână și piese contraunghi.

## ***calitate***

Produse în Elveția la cele mai înalte standarde, folosind materiale de cea mai înaltă calitate și cele mai noi tehnologii pentru a obține performanță de excepție.

## ***tehnologie***


Materiale inovatoare, tehnologii de răcire și optimizare a funcționării și lumină LED, pentru standarde maxime de lucru și de igienă.

## ***fiabilitate***

Garanție extinsă și fiabilitate dovedită în peste 50 de ani de tradiție și renume în domeniu, susținută de un contract de service rapid, în maximum 24h.

## ***confort și siguranță***

Tehnologia unică BienAir ține temperatura sub control, indiferent de regimul de utilizare a pieselor de mână. Confort maxim pentru medic, siguranță pentru pacient



<b>Turbine dentare</b>	<b>p.74</b>
<b>Piese contraunghi</b>	<b>p.77</b>
<b>Micromotoare</b>	<b>p.80</b>
<b>Accesorii întreținere piese de mână</b>	<b>p.83</b>

## TURBINĂ TORNADO

1600908-001 - pentru cuplă Unifix  
1600907-001 - pentru cuplă MULTiflex



- push button
- iluminare: LED
- viteză maximă de operare: 410.000 rpm
- nivel de zgomot: 55 dB(A)
- 4 puncte de răcire
- conexiune: Unifix, MULTiflex
- autoclavabilă la 135°C

**827 euro**  
TVA INCLUS

## TURBINĂ BORA

1600382-001 - cu bec halogen, pentru cuplă Unifix  
1600638-001 - cu LED, pentru cuplă Unifix  
1600732-001 - pentru cuplă MULTiflex




- fibră optică
- push button
- putere: 17 W
- viteză maximă de operare: 320.000 rpm
- nivel de zgomot: 59 dB(A)
- 3 puncte de răcire
- conexiune: Unifix, MULTiflex
- autoclavabilă la 135°C

### CU BEC HALOGEN

**529 euro**  
TVA INCLUS

### CU LED

**690 euro**  
TVA INCLUS



## PACHETE TURBINĂ TORNADO

Turbină TORNADO cu cuplă Unifix  
1700566-001

- putere: 27 W

**889 euro**  
TVA INCLUS



Turbină TORNADO cu cuplă MULTiflex  
1700565-001

- putere: 30 W

**889 euro**  
TVA INCLUS



## TURBINĂ BORA BLACKLINE

1600637-001 - cu LED, pentru cuplă Unifix  
1600731-001 - pentru cuplă MULTiflex

- corp din fibră de carbon la doar 57g
- fibră optică LED

**893 euro**  
TVA INCLUS



## PACHETE TURBINĂ BORA

Turbină BORA L cu cuplă Unifix 1700189-001

**629 euro**  
TVA INCLUS

Turbină BORA L LED cu cuplă Unifix 1700305-001

**729 euro**  
TVA INCLUS

Turbină BORA LK cu cuplă MULTiflex 1700513-001

**795 euro**  
TVA INCLUS



# TURBINĂ PRESTIGE

1600380-001 - cu bec halogen, pentru cuplă Unifix  
1600641-001 - cu LED, pentru cuplă Unifix  
1600734-001 - pentru cuplă MULTiflex

- fibră optică
- push button
- putere: 12 W
- viteză maximă de operare: 315.000 rpm
- nivel de zgomot: 59 dB(A)
- 3 puncte de răcire
- conexiune: Unifix, MULTiflex
- autoclavabilă la 135°C



## CU BEC HALOGEN

**695** euro  
TVA INCLUS

## CU LED

**850** euro  
TVA INCLUS

# TURBINĂ PRESTIGE BLACKLINE

1600640-001 - cu LED, pentru cuplă Unifix  
1600733-001 - pentru cuplă MULTiflex

- corp din fibră de carbon la doar 54g
- fibră optică LED

**1023** euro  
TVA INCLUS



## PACHETE TURBINĂ PRESTIGE

Turbină PRESTIGE L cu cuplă Unifix  
1700184-001

**824** euro  
TVA INCLUS

Turbină PRESTIGE LED cu cuplă Unifix  
1700306-001

**966** euro  
TVA INCLUS

Turbină PRESTIGE LK cu cuplă  
MULTiflex 1700515-001

**966** euro  
TVA INCLUS



**Bien Air**<sup>+</sup>  
Dental



FABRICAT ÎN  
ELVEȚIA



**TESTARE  
GRATUITĂ**



**SERVICE CU  
PIESĂ LA SCHIMB**



**GARANȚIE  
PÂNĂ LA 3 ANI\***



**POSTGARANȚIE  
10 ANI**



**COMANDĂ ONLINE  
PE HALMADENT.RO**

\* Garanția produselor este de 2 ani și permite extinderea cu 1 an suplimentar în cadrul programului de garanție Plancare de la Bien Air.

## TURBINĂ BLACK PEARL ECO 3H

1600039-001

- push button
- putere: 13 W
- viteză maximă de operare: 310.000 rpm
- nivel de zgomot: 62 dB(A)
- iluminare: fără lumină
- 1 punct de răcire
- conexiune: fără cuplă rapidă, se cuplează pe furtun Borden
- autoclavabilă la 135°C

264 euro  
TVA INCLUS



## TURBINĂ BLACK PEARL ECO 4H

1600040-001

- push button
- putere: 13 W
- viteză maximă de operare: 310.000 rpm
- nivel de zgomot: 62 dB(A)
- iluminare: fără lumină
- 1 punct de răcire
- conexiune: fără cuplă rapidă, se cuplează pe furtun Midwest
- autoclavabilă la 135°C

264 euro  
TVA INCLUS

## CUPLĂ UNIFIX

1600363-001

199 euro  
TVA INCLUS



## CUPLĂ MULTIFLEX

1600902-001

- LED

255 euro  
TVA INCLUS



**TESTARE  
GRATUITĂ**



**SERVICE CU  
PIESĂ LA SCHIMB**



**GARANȚIE  
PÂNĂ LA 2 ANI\***



**POSTGARANȚIE  
10 ANI**



**COMANDĂ ONLINE  
PE HALMADENT.RO**

\* Garanția produselor este de 1 an și permite extinderea cu 1 an suplimentar în cadrul programul de garanție Plancare de la Bien Air.

# PIESE CONTRAUNGHII EVO.15

Precizie elvețiană, durabilitate, ergonomie.

Seria de piese contraunghi EVO.15, standard sau MicroSeries, redefinește standardele de performanță și revoluționează normele în privința siguranței pacienților. Durată de viață cu aproximativ 46% mai mare decât modelele convenționale.




## ACCU-CHUCK™ PRECIPLUS




- Confort și stabilitate fără vibrații, datorită prinderii ferme a frezei.
- Schimbarea frezei este rapidă, simplă și sigură datorită sistemului unic de deblocare a frezei, dezvoltat de BienAir – SoftPush™.

## ACCU-SPRAY QUATTRO MIX™ CU ILUMINARE LED



- Răcirea optimă prin 4 puncte spray în combinație cu iluminarea LED asigură o iluminare aproape perfectă.

## CAP MINIATURAL REZISTENT



- Cap mic pentru manevrare bună în spații mici, recomandat în uz pediatric.

## COOLTOUCH+™



- Revoluționează standardele în privința siguranței pacientului prin eliminarea supraîncălzirii capului, evitând astfel arsurile.

## PIESĂ CONTRAUNGHII EVO.15 1:1L

1600939-001

## PIESĂ CONTRAUNGHII EVO.15 1:1L MICROSERIES

1600938-001

micro  
SERIES

- fibră optică
- raport 1:1
- nivel de zgomot: 55 dB(A)
- 4 puncte de răcire

696 euro  
TVA INCLUS



## PIESĂ CONTRAUNGHII EVO.15 1:5L

1600941-001

## PIESĂ CONTRAUNGHII EVO.15 1:5L MICROSERIES

1600940-001

- fibră optică
- raport 1:5 - multiplică viteza de rotație a micromotorului de 5 ori
- turație maximă: 200.000 rpm
- nivel de zgomot: 55 dB(A)
- 4 puncte de răcire

micro  
SERIES

852 euro  
TVA INCLUS



FABRICAT ÎN  
ELVEȚIA

BienAir  
Dental

### PIESĂ CONTRAUNGHI 1:1

1600424-001

470 euro  
TVA INCLUS



- cu sau fără fibră optică
- raport 1:1
- push button
- nivel de zgomot: 57 dB(A)
- răcire internă
- autoclavabilă la 135°C

### PIESĂ CONTRAUNGHI 1:1L

1600384-001

590 euro  
TVA INCLUS

### PIESĂ CONTRAUNGHI 1:5

1600325-001

637 euro  
TVA INCLUS



- cu sau fără fibră optică
- raport 1:5 - multiplică viteza de rotație a micromotorului de 5 ori
- turație maximă: 200.000 rpm
- push button
- nivel de zgomot: 58 dB(A)
- răcire internă
- autoclavabilă la 135°C

### PIESĂ CONTRAUNGHI 1:5L

1600386-001

690 euro  
TVA INCLUS

### PIESĂ CONTRAUNGHI 20:1

1600632-001

1.190 euro  
TVA INCLUS



- cu sau fără fibră optică
- raport 20:1 - reduce viteza de rotație a micromotorului de 20 ori
- push button
- răcire internă
- autoclavabilă la 135°C

### PIESĂ CONTRAUNGHI 20:1L

1600598-001

1.290 euro  
TVA INCLUS

### PIESĂ DREAPTĂ 1:1

1600383-001

337 euro  
TVA INCLUS



- raport 1:1
- sistem cu inel pentru blocare freză
- răcire internă
- autoclavabilă la 135°C

# PIESE CONTRAUNGHI MICROSERIES



Piesele contraunghi MicroSeries sunt mai UȘOARE și mai SCURTE decât piesele contraunghi varianta standard. Reduc tensiunea în timpul intervenției stomatologice prin echilibrul pe care îl oferă în poziția de lucru. Piesele contraunghi MicroSeries sunt compatibile cu toată gama de micromotoare BienAir.



FABRICAT ÎN  
ELVEȚIA

## PIESĂ CONTRAUNGHI 1:1L MICROSERIES

1600691-001

**590** euro  
TVA INCLUS



## PIESĂ CONTRAUNGHI 1:5L MICROSERIES

1600690-001

**690** euro  
TVA INCLUS



## PIESĂ CONTRAUNGHI 20:1L MICROSERIES

1600692-001

**1.290** euro  
TVA INCLUS




## PIESĂ DREAPTĂ 1:1 MICROSERIES

1600693-001

**337** euro  
TVA INCLUS



**TESTARE  
GRATUITĂ**



**SERVICE CU  
PIESĂ LA SCHIMB**



**GARANȚIE PÂNĂ  
LA 3 ANI\***



**POSTGARANȚIE  
10 ANI**



**COMANDĂ ONLINE  
PE HALMADENT.RO**

\* Garanția produselor este de 2 ani și permite extinderea cu 1 an suplimentar în cadrul programului de garanție Plancare de la Bien Air.

## MICROMOTOR ELECTRIC MCX

MCX este primul micromotor fără perii care oferă un control perfect al vitezei la un cuplu constant, la un preț foarte competitiv.

Dezvoltat pe tehnologia Smart Logic, utilizată deja la micromotoarele MX și MX2, raportul performanță-fiabilitate-preț îl diferențiază de restul micromotoarelor de pe piață.

Beneficii: autoclavabil, reglarea intensității luminoase, ușor și compact, compatibil cu piesele de mână MicroSeries, controlul perfect al vitezei la cuplu constant, lipsa vibrațiilor, nu necesită lubrifiere (reducând astfel costurile cu întreținerea), fiabilitate excepțională.

### MICROMOTOR ELECTRIC FĂRĂ PERII MCX

1600780-001

- fără perii, pe inducție magnetică
- rpm: 100-40.000
- autoclavabil
- cuplu: 25 mNm
- funcție ENDO (cu panou Optima)



### MICROMOTOR ELECTRIC FĂRĂ PERII MCX LED

1600751-001

- fără perii, pe inducție magnetică
- iluminare LED
- rpm: 100-40.000
- autoclavabil
- cuplu: 25 mNm
- funcție ENDO (cu panou Optima)



### MICROMOTOR ELECTRIC FĂRĂ PERII MX2 LED

1600677-001

- fără perii, pe inducție magnetică
- iluminare LED
- rpm: 100-40.000
- autoclavabil
- cuplu: 35 mNm
- funcție ENDO (cu panou Optima)



PENTRU OFERTĂ DE  
PREȚ PERSONALIZATĂ  
0268.414.157  
OFFICE@HALMADENT.RO



**TESTARE  
GRATUITĂ**



**SERVICE CU  
PIESĂ LA SCHIMB**



**GARANȚIE PÂNĂ  
LA 4 ANI\***



**POSTGARANȚIE  
10 ANI**



**COMANDĂ ONLINE  
PE HALMADENT.RO**

\* Garanția produselor este de 3 ani și permite extinderea cu 1 an suplimentar în cadrul programului de garanție Plancare de la Bien Air.



# KIT COMPLET OPTIMA



FABRICAT ÎN  
ELVEȚIA

**Bien Air**<sup>®</sup>  
Dental

Cu un design practic, compus dintr-o unitate de control și micromotorul MCX sau MX2 LED, pachetele Optima oferă posibilitatea de a actualiza uniturile dentare cu cea mai recentă

tehnologie la un cost accesibil. Modulul electronic nou „SDMART LOGISTIC CONTROL” oferă cuplu mare și rotație fără variații.

## KIT MCX LED

1700671-001

**1.490** euro  
TVA INCLUS



- iluminare LED
- furtun
- modul electronic
- funcție ENDO
- panou de comandă Optima

## KIT MCX FĂRĂ LUMINĂ

1700431-001

**820** euro  
TVA INCLUS

- furtun
- modul electronic



## KIT MCX LED

1700427-001

**940** euro  
TVA INCLUS

- iluminare: fără lumină sau LED
- furtun
- modul electronic

## KIT COMPLET MX2 LED

1700670-001

**1.690** euro  
TVA INCLUS



- iluminare LED
- furtun
- modul electronic
- cu funcție ENDO
- panou de comandă Optima



**TESTARE  
GRATUITĂ**



**SERVICE CU  
PIESĂ LA SCHIMB**



**GARANȚIE 3 ANI**



**POSTGARANȚIE  
10 ANI**



**COMANDĂ ONLINE  
PE HALMADENT.RO**

## MICROMOTOR ELECTRIC MC2

Cel mai utilizat micromotor electric la nivel mondial, apreciat pentru fiabilitate și rezistență. Se poate adapta la toate uniturile

dentare echipate cu pedală pneumatică sau electrică și este compatibil cu piesele de mână MicroSeries.

### MICROMOTOR ELECTRIC MC2 IR

1600073-001



- micromotor cu perii
- rpm: 60-40.000
- răcire internă

**480 euro**  
TVA INCLUS

### MICROMOTOR ELECTRIC MC2 ISOLITE 300

1600078-001



- micromotor cu perii
- iluminare bec halogen
- rpm: 60-40.000
- răcire internă
- carcasă detașabilă și autoclavabilă

**600 euro**  
TVA INCLUS

### MICROMOTOR ELECTRIC MC2 LED

1600681-001



- micromotor cu perii
- iluminare LED
- rpm: 60-40.000
- răcire internă
- carcasă detașabilă și autoclavabilă

**660 euro**  
TVA INCLUS

## MICROMOTOR ELECTRIC MC3

Cel mai eficient micromotor cu perii. Funcționează fără vibrații la orice viteză, în ambele sensuri de

rotație. Disponibil și în varianta de iluminare cu LED. Compatibil cu piesele MicroSeries.

### MICROMOTOR ELECTRIC MC3 IR

1600071-001



- micromotor cu perii
- rpm: 60-40.000
- răcire internă
- carcasă detașabilă și autoclavabilă

**545 euro**  
TVA INCLUS

### MICROMOTOR ELECTRIC MC3 LK

1600077-001



- micromotor cu perii
- iluminare: bec halogen
- rpm: 60-40.000
- răcire internă
- carcasă detașabilă și autoclavabilă

**627 euro**  
TVA INCLUS

### MICROMOTOR ELECTRIC MC3 LED

1600680-001



- micromotor cu perii
- iluminare: LED
- rpm: 60-40.000
- răcire internă
- carcasă detașabilă și autoclavabilă

**682 euro**  
TVA INCLUS



**TESTARE GRATUITĂ**



**SERVICE CU PIESĂ LA SCHIMB**



**GARANȚIE PÂNĂ LA 2,5 ANI\***



**POSTGARANȚIE 10 ANI**



**COMANDĂ ONLINE PE HALMADENT.RO**

\* Garanția produselor este de 18 luni și permite extinderea cu 1 an suplimentar în cadrul programului de garanție Plancare de la Bien Air.

# ÎNTREȚINERE PIESE DE MÂNĂ



FABRICAT ÎN  
ELVEȚIA

Buna funcționare și longevitatea pieselor de mână Bien Air este asigurată de curățarea și întreținerea adecvată. Gama de produse pentru întreținere Bien Air cuprinde spray-urile AquaCare, Spraynet, Lubrifluid și cartușele Lubrimed.

Fiecare produs este potrivit pentru o etapă specifică de curățare și/ sau lubrifiere, oferind o întreținere simplă și eficientă.

## LUBRIFLUID



- spray pentru ungere
- 1600064-006

45 euro  
TVA INCLUS

## SPRAYNET



- spray pentru curățare
- 1600036-006

45 euro  
TVA INCLUS

## AQUACARE



- spray pentru curățare
- (pentru piesele care folosesc ser fiziologic)
- 1600617-006

35 euro  
TVA INCLUS

## LUBRIMED



- vaselină pentru lubrifiere
- 1600037-006

35 euro  
TVA INCLUS

**Halmadent**


***compresoare dentare***



Compresoare produse în Europa,  
calitate și fiabilitate însoțite de  
operare silențioasă.



Funcționalitate la un preț accesibil.



De mai bine de 25 de ani, Ekom produce compresoare la standarde europene pentru unituri dentare aflate în peste 70 de țări din întreaga lume.



FABRICAT ÎN  
SLOVACIA

## *fiabile*

Asigură pe termen lung aerul pentru până la 4 unituri stomatologice, în funcție de varianta achiziționată. Garanție 2 ani.

## *silentioase*

Zgomotul de funcționare este redus la minimum, iar designul permite amplasarea produsului chiar în cabinetul medical sau în laborator, ca parte integrată a mobilierului.

## *igienice*

Aerul produs de compresoarele fără ulei este de calitate înaltă, foarte igienic și nu poluează mediul cu substanțe eterogene.





# DK50-10Z

964 euro  
TVA INCLUS

## COMPRESOR CU REZERVOR DE 10 LITRI RECOMANDAT PENTRU 1 UNIT DENTAR



- debit de aer la ieșire (/5 bar): 75 l/min
- debit de aer la ieșire în varianta cu uscător de aer (/5 bar): 60 l/min
- putere motor: 0,55 Kw
- capacitate rezervor: 10 l
- nivel zgomot (fără carcasă insonorizare) ≤ 65 dB(A)
- nivel zgomot (cu carcasă insonorizare) ≤ 45 dB(A)
- dimensiuni (fără carcasă insonorizare): 330x430x530 mm
- dimensiuni (cu carcasă insonorizare): 420x675x620 mm

### DK50-10S

- cu carcasă de insonorizare

1.160 euro  
TVA INCLUS

### DK50-10Z/M

- cu uscător de aer

1.458 euro  
TVA INCLUS

### DK50-10S/M

- cu carcasă de insonorizare și uscător de aer

1.730 euro  
TVA INCLUS

# DK50 PLUS

## COMPRESOR CU REZERVOR DE 25 LITRI RECOMANDAT PENTRU 1 UNIT DENTAR

1.056 euro  
TVA INCLUS



- debit de aer la ieșire (/5 bar): 75 l/min
- debit de aer la ieșire în varianta cu uscător de aer (/5 bar): 60 l/min
- putere motor: 0,55 Kw
- capacitate rezervor: 25 l
- nivel zgomot (fără carcasă insonorizare) ≤ 66 dB(A)
- nivel zgomot (cu carcasă insonorizare) ≤ 47 dB(A)
- dimensiuni (fără carcasă insonorizare): 460x460x690 mm
- dimensiuni (cu carcasă insonorizare): 560x665x860 mm

### DK50 PLUS/S

- cu carcasă de insonorizare

1.599 euro  
TVA INCLUS

### DK50 PLUS/M

- cu uscător de aer

1.703 euro  
TVA INCLUS

### DK50 PLUS S/M

- cu carcasă de insonorizare și uscător de aer

2.319 euro  
TVA INCLUS



TESTARE  
GRATUITĂ



SERVICE CU  
PIESĂ LA SCHIMB



GARANȚIE 2 ANI



POSTGARANȚIE  
10 ANI



COMANDĂ ONLINE  
PE HALMADENT.RO

# DK50 2V

COMPRESOR CU REZERVOR DE 25 LITRI  
RECOMANDAT PENTRU 1 SAU 2 UNITURI DENTARE

1.411 euro  
TVA INCLUS

- debit de aer la ieșire (/5 bar): 140 l/min
- debit de aer la ieșire în varianta cu uscător de aer (/5 bar): 115 l/min
- putere motor: 1,1 Kw
- capacitate rezervor: 25 l
- nivel zgomot (fără carcasă insonorizare) ≤ 71 dB(A)
- nivel zgomot (cu carcasă insonorizare) ≤ 53 dB(A)
- dimensiuni (fără carcasă insonorizare): 460x460x690 mm
- dimensiuni (cu carcasă insonorizare): 560x665x860 mm



## DK50 2VS

- cu carcasă de insonorizare

2.011 euro  
TVA INCLUS

## DK50 2V/M

- cu uscător de aer

2.069 euro  
TVA INCLUS

## DK50 2VS/M

- cu carcasă de insonorizare și uscător de aer

2.667 euro  
TVA INCLUS



FABRICAT ÎN  
SLOVACIA



# DK50 2V/50

1.730 euro  
TVA INCLUS

COMPRESOR CU REZERVOR DE 50 LITRI  
RECOMANDAT PENTRU 1 SAU 2 UNITURI DENTARE



- debit de aer la ieșire (/5 bar): 140 l/min
- debit de aer la ieșire în varianta cu uscător de aer (/5 bar): 120 l/min
- putere motor: 1,1 Kw
- voltaj: 230V/50Hz sau 400V/50Hz
- capacitate rezervor: 50 l
- nivel zgomot (fără carcasă insonorizare) ≤ 71 dB(A)
- nivel zgomot (cu carcasă insonorizare) ≤ 56 dB(A)
- dimensiuni (fără carcasă insonorizare): 595x475x770 mm
- dimensiuni (cu carcasă insonorizare): 750x715x1015 mm

## DK50 2V/50S

- cu carcasă de insonorizare

2.708 euro  
TVA INCLUS

## DK50 2V/50/M

- cu uscător de aer

2.860 euro  
TVA INCLUS

## DK50 2V/50S/M

- cu carcasă de insonorizare și uscător de aer

3.859 euro  
TVA INCLUS

# DK50 4VR/50

COMPRESOR CU REZERVOR DE 50 LITRI  
RECOMANDAT PENTRU 3 SAU 4 UNITURI DENTARE

- debit de aer la ieșire (/5 bar): 270 l/min
- debit de aer la ieșire în varianta cu uscător de aer (/5 bar): 215 l/min
- putere motor: 2,2 Kw
- voltaj: 400V/50Hz
- capacitate rezervor: 50 l
- nivel zgomot (fără carcasă insonorizare) ≤ 77 dB(A)
- nivel zgomot (cu carcasă insonorizare) ≤ 58 dB(A)
- dimensiuni (fără carcasă insonorizare): 580x580x790 mm
- dimensiuni (cu carcasă insonorizare): 750x770x1015 mm

3.035 euro  
TVA INCLUS



## DK50 4VR/50S

- cu carcasă de insonorizare

4.235 euro  
TVA INCLUS

## DK50 4VR/50/M

- cu uscător de aer

4.120 euro  
TVA INCLUS

## DK50 4VR/50S/M

- cu carcasă de insonorizare și uscător de aer

5.561 euro  
TVA INCLUS

# DK50 2V/110

COMPRESOR CU REZERVOR DE 110 LITRI  
RECOMANDAT PENTRU 1 SAU 2 UNITURI DENTARE



- debit de aer la ieșire (/5 bar): 140 l/min
- debit de aer la ieșire în varianta cu uscător de aer (/5 bar): 115 l/min
- putere motor: 1,1 Kw
- voltaj: 230V/50Hz sau 400V/50Hz
- capacitate rezervor: 110 l
- nivel zgomot (fără carcasă insonorizare) ≤ 71 dB(A)
- nivel zgomot (cu carcasă insonorizare) ≤ 52 dB(A)
- dimensiuni (fără carcasă insonorizare): 1090x425x815 mm
- dimensiuni (cu carcasă insonorizare): 1200x720x990 mm

1.947 euro  
TVA INCLUS

## DK50 2V/110S

- cu carcasă de insonorizare

3.465 euro  
TVA INCLUS

## DK50 2V/110/M

- cu uscător de aer

3.031 euro  
TVA INCLUS

## DK50 2V/110S/M

- cu carcasă de insonorizare și uscător de aer

4.510 euro  
TVA INCLUS



TESTARE  
GRATUITĂ



SERVICE CU  
PIESĂ LA SCHIMB



GARANȚIE 2 ANI



POSTGARANȚIE  
10 ANI



COMANDĂ ONLINE  
PE HALMADENT.RO

# DK50 2x2V/110

**COMPRESOR CU REZERVOR DE 110 LITRI  
RECOMANDAT PENTRU 3 SAU 4 UNITURI DENTARE**

- debit de aer la ieșire (/5 bar): 270 l/min
- debit de aer la ieșire în varianta cu uscător de aer (/5 bar): 215 l/min
- putere motor: 2x1,1 Kw
- voltaj: 230V/50Hz sau 400V/50Hz
- capacitate rezervor: 110 l
- nivel zgomot (fără carcasă insonorizare) ≤ 73 dB(A)
- nivel zgomot (cu carcasă insonorizare) ≤ 53 dB(A)
- dimensiuni (fără carcasă insonorizare): 1090x425x815 mm
- dimensiuni (cu carcasă insonorizare): 1200x720x990 mm

2.974 euro  
TVA INCLUS



## DK50 2X2V/110S

- cu carcasă de insonorizare

4.520 euro  
TVA INCLUS

## DK50 2X2V/110/M


- cu uscător de aer

4.120 euro  
TVA INCLUS

## DK50 2X2V/110S/M

- cu carcasă de insonorizare și uscător de aer

5.657 euro  
TVA INCLUS



FABRICAT ÎN  
SLOVACIA



# Compresor DUO

**COMPRESOR CU POMPĂ VACUUM ȘI CUTIE DE  
INSONORIZARE RECOMANDAT PENTRU 1 UNIT  
DENTAR CU ASPIRAȚIE CHIRURGICALĂ**

- debit de aer la ieșire (/5 bar): 75 l/min
- putere motor: 0,55 Kw
- capacitate rezervor: 25 l
- putere aspirație: 1100 l/min
- vacuum: -120 mbar
- nivel zgomot (cu carcasă insonorizare) ≤ 47 dB(A)
- dimensiuni (cu carcasă insonorizare): 560x640x1250 mm



2.290 euro  
TVA INCLUS

## DUO

- cu carcasă de insonorizare

2.994 euro  
TVA INCLUS

## DUO/M

- cu uscător de aer

# Pompă vacuum DO 2.1



- putere aspirație: 1100 l/min
- vacuum: -120 mbar
- nivel zgomot (fără carcasă insonorizare) ≤ 58 dB(A)
- nivel zgomot (cu carcasă insonorizare) ≤ 46 dB(A)
- dimensiuni (fără carcasă insonorizare): 290x430x350 mm
- dimensiuni (cu carcasă insonorizare): 380x525x575 mm



## DO 2.1Z

652 euro  
TVA INCLUS

## DO 2.1

- cu carcasă de insonorizare

800 euro  
TVA INCLUS

# DO M -ASPINA


## UNITATE MOBILĂ DE ASPIRAȚIE CHIRURGICALĂ

- putere de aspirație: 1100 l/min
- capacitate rezervor: 5 l
- vacuum: -120 mbar
- nivel zgomot ≤ 48 dB(A)
- dimensiuni (fără carcasă insonorizare): 565x350x860 mm

1.427 euro  
TVA INCLUS



TESTARE  
GRATUITĂ



SERVICE CU  
PIESĂ LA SCHIMB



GARANȚIE 2 ANI




POSTGARANȚIE  
10 ANI



COMANDĂ ONLINE  
PE HALMADENT.RO



Antar Technology acționează pe principiul de îmbunătățire a calității oferind echipamente medicale, în peste 50 de țări, la un raport calitate - preț competitiv.



## *calitate*

Antar Technology folosește un control strict al managementului calității, pentru a se asigura că fiecare compresor produs este fiabil și adaptat unui regim de utilizare intensă.

## *tehnologie*

Compresoarele Aether produc aer curat, cu un nivel de zgomot redus, fără a genera disconfort în cabinetele stomatologice.

## *design*

Au dimensiuni reduse, sunt construite din materiale rezistente și au design ce poate fi inclus ușor în orice tip de clinică dentară.



# Aether 38

519 euro  
TVA INCLUS

## COMPRESOR CU REZERVOR DE 38 LITRI RECOMANDAT PENTRU 1 UNIT DENTAR

- vopsea antibacteriană Nan-Ox
- debit de aer la ieșire (/5bar): 85 l/min
- putere motor: 0,84 Kw
- capacitate rezervor: 38 l
- nivel zgomot (fără carcasă insonorizare): 60-65 dB(A)
- nivel zgomot (cu carcasă insonorizare) ≤ 50 dB(A)
- dimensiuni (fără carcasă insonorizare): 450x450x740 mm
- dimensiuni (cu carcasă insonorizare): 520x510x820 mm

### AETHER 38

- cu carcasă de insonorizare

850 euro  
TVA INCLUS

### AETHER 38

- cu uscător de aer

950 euro  
TVA INCLUS

# Aether 65

950 euro  
TVA INCLUS

- vopsea antibacteriană Nan-Ox
- debit de aer la ieșire (/5bar): 170 l/min
- putere motor: 1,68 Kw
- capacitate rezervor: 65 l
- nivel zgomot: 60-65 dB(A)
- dimensiuni (fără carcasă insonorizare): 775x530x530 mm

## COMPRESOR CU REZERVOR DE 65 LITRI RECOMANDAT PENTRU 2 UNITURI DENTARE




# AEOLUS AT-370X

## POMPĂ VACUUM CU SEPARATOR

- putere aspirație: 350 l/min
- vacuum: -110 mbar
- nivel zgomot (fără carcasă insonorizare): 62 dB(A)
- dimensiuni (fără carcasă insonorizare): 640x350x540 mm



990 euro  
TVA INCLUS



**SERVICE CU  
PIESĂ LA SCHIMB**



**GARANȚIE 2 ANI**



**POSTGARANȚIE  
10 ANI**



**COMANDĂ ONLINE  
PE HALMADENT.RO**





**Halmadent**

***sterilizare***





## dental x

Rapiditate, siguranță și fiabilitate crescută la cel mai bun raport calitate-preț.

## LAFOMED

Sterilizare pentru cabinete stomatologice, la prețuri accesibile.

## accesorii

Aparat dezinfecție, baie ultrasunete, demineralizator, distilator de apă, siglator, punji sterilizare.

# Autoclav Dxp Domina

Cel mai înalt nivel de siguranță pentru pacient, lipsă de griji pentru medicul stomatolog. Performanța și fiabilitatea sunt completate de viteza de lucru și un nivel redus al costului de utilizare.

rapid,  
fiabil,  
sigur



dentalx



FABRICAT ÎN  
ITALIA



## *rapid*

Rulează ciclul rapid în 18 minute și ciclul clasic în 35 de minute (incluzând uscarea), ceea ce oferă continuitate pentru un cabinet funcțional.

## *încăpător*

Volum util de 12,6 litri la capacitate de 18 litri, cu până la 57% mai mare comparativ cu autoclavele concurente.

## *sigur*

Datorită sistemului unic de încălzire „Adaptive Heat”, sterilizează instrumente delicate fără risc de deteriorare.

## *economic*

Costuri mai mici cu până la 30% în ceea ce privește mentenanța, service-ul și consumul propriu-zis de energie electrică și apă distilată (0,5 litri/ ciclu de sterilizare față de 0,7 litri la alte autoclave).

## *fiabil*

Dxp Domina este construit din componente și materiale de calitate superioară, pentru a elimina riscul defecțiunilor tehnice și implicit reducerea costurilor de întreținere.

# Autoclav Dxp Domina

Autoclavul Dxp Domina poate steriliza și cele mai dificile materiale, cum ar fi instrumentarul cu pori sau cavități, fără risc de deteriorare prematură (asociat adesea cu procesul de sterilizare în autoclavele de slabă calitate). Autoclavul îndeplinește cele mai noi standarde internaționale și a trecut cele mai dificile teste de sterilizare, testul Bowie&Dick și testul Helix. Toate etapele și ciclurile de sterilizare sunt controlate de microprocesor, astfel se elimină riscul de eroare umană și ajută la monitorizarea procesului de sterilizare.


Dxp Domina este dotat cu pompă vacuum performantă și silențioasă, în doi cilindri. Cu ajutorul software-ului pentru fracționarea vacuumului în 4 etape, asigură o evacuare optimă a aerului din camera de sterilizare. Prin controlul riguros al procesului de sterilizare s-a eliminat complet șocul termic și s-a redus timpul aferent ciclului de sterilizare, la 18 minute pentru ciclul rapid și 35 minute pentru ciclul clasic (incluzând și uscarea).

Imprimanta termică încorporată a autoclavului Dxp Domina oferă trasabilitatea datelor fiecărui ciclu de sterilizare.



## CARACTERISTICI TEHNICE

- clasă de sterilizare B conform normei EN13060 (efectuarea testului Helix – sterilizarea instrumentelor cu cavități)
- volum mai mare cu 57% comparativ cu autoclavele convenționale: volum util de 12,6 litri la capacitatea 18 litri
- vacuum fracționat în 1,3 sau 4 trepte
- testul HELIX și Bowie&Dick
- cameră de sterilizare din cupru placat cu nichel – asigură distribuția uniformă a temperaturii într-un timp foarte scurt și rezistență mecanică superioară
- consum redus de energie: mediu 800W, maxim 1900W
- consum redus de apă: 0,5 l/ciclu
- sistem propriu de control al calității apei
- 2 rezervoare: pentru apa curată și apa reziduală
- 3 senzori de temperatură și 1 senzor de presiune
- uscare perfectă prin ventilație
- filtru bacteriologic
- imprimantă termică încorporată
- ciclu de noapte



FABRICAT ÎN  
ITALIA



4.390 euro  
TVA INCLUS



LIVRARE RAPIDĂ  
DIN STOC


### PROGRAME:

- 2 programe standard clasă B
- program ultrarapid clasă S
- program dezinfecție
- 2 programe clasă B pentru încărcătură mare
- program clasă B pentru boala Creutzfeld&Jacob
- program special cu reglare parametri
- 2 programe test – vacuum test, Helix test și Bowie&Dick test
- program automat de întreținere și curățare



BONUS PENTRU  
PLATA INTEGRALĂ

Sigilator NewSeal



OPȚIONAL: STOCARE DATE PE FLASH  
DRIVE USB 2 GB CU AJUTORUL „USB LOG”



TESTARE  
GRATUITĂ



GARANȚIE 3 ANI



SERVICE CU  
PIESĂ LA SCHIMB



PLATA ÎN RATE




POSTGARANȚIE  
10 ANI

# LAFOMED

Lafomed urmărește să fie un furnizor de soluții de sterilizare de clasă mondială, livrând în mai mult de 50 de țări din întreaga lume autoclave performante, cu o calitate superioară la prețuri competitive.

sigur,  
accesibil



## ***calitate***

Sisteme stricte de control al calității în timpul producției. Fiecare autoclav este inspectat 100% înainte de livrare.

## ***siguranță***

Supraveghere și stocare facilă a datelor fiecărui ciclu de sterilizare cu ajutorul imprimantei termice și a portului USB încorporate.

## ***accesibil***

Robust, construit din materiale de calitate, oferă sterilizare performantă la un raport calitate-preț avantajos.



# Autoclav LF-22L-E

2.690 euro  
TVA INCLUS

 **BONUS PENTRU  
PLATA INTEGRALĂ**

Sigilator LAFOMED LF-F300A  
Distilator 4 litri



**LIVRARE RAPIDĂ  
DIN STOC**

## CARACTERISTICI TEHNICE


- clasă de sterilizare B conform standardului BS EN13060:2004+A2:2010
- material cuvă: inox
- ciclu rapid: 30 minute, ciclu clasic: 35 minute
- consum apă: 0,5-0,65 litri/ciclu de sterilizare
- vacuum fracționat în 1 sau 3 trepte
- testul HELIX și Bowie&Dick
- temperatura de sterilizare 105°C-134°C
- 2 rezervoare pentru: apă curată și apă reziduală
- ecran LCD - pe care se poate urmări temperatura, presiunea și durata programului de sterilizare
- filtru bacteriologic
- imprimantă termică încorporată
- port USB - permite conectarea rapidă și ușoară la dispozitive externe, pentru salvarea și stocarea datelor
- pompă vacuum Thomas - rapidă, silențioasă, rezistentă
- 3 tăvi

## PROGRAME:


- 7 programe de sterilizare presetate
- programe de test: Bowie&Dick, Helix, vacuum test
- program curățare



**GARANȚIE 2 ANI**



**PLATA ÎN RATE**



**SERVICE CU  
PIESĂ LA SCHIMB**



**POSTGARANȚIE  
10 ANI**

# accesorii sterilizare

## FILTRU AUTOMAT CU OSMOZA INVERSA PURITY O.R.2



850 euro  
TVA INCLUS

- permite conectarea directă a autoclavului la rețeaua de apă, în conformitate cu normele europene EN1717
- capacitate mare: poate produce până la 2.000 litri de apă care asigură funcționarea a 4.000 cicluri de sterilizare
- reduce costurile cu până la 80%
- întreținere foarte ușoară
- calitatea apei este controlată direct de autoclav
- previne formarea de rugină pe instrumente
- sistem de filtrare compus din 3 elemente: 1 filtru carbon activ, 1 filtru osmoză, 1 filtru cu rășină


## DEMINERALIZATOR DE APĂ DX420

365 euro  
TVA INCLUS

- montaj rapid pe perete și conectare directă la rețeaua de apă
- produce apă demineralizată de calitate superioară într-un timp foarte scurt (50 l/h). Fiecare cartuș poate produce 500 l apă demineralizată
- echipat cu sistem de măsurare a calității apei



## SIGILATOR NEWSEAL



- sistem automat de încălzire cu decuplare automată
- lățime de sigilare: 10-11 mm
- dimensiuni exterioare: 440x320x190 mm
- dimensiuni cu role: 440x365x325 mm
- greutate: 7 kg

454 euro  
TVA INCLUS



## DISTILATOR

- produce apă distilată de foarte bună calitate
- capacitate de distilare: 4 litri în 4 ore

250 euro  
TVA INCLUS

# APARAT PENTRU DEZINFECȚIE CLEVO

## CARACTERISTICI TEHNICE

- program scurt de dezinfecție – 15 secunde
- raze ultraviolete puternice: 695,487  $\mu\text{W} \cdot \text{sec}/\text{cm}^2$
- formă ergonomică și greutate redusă
- emană aromă parfumată

## SPECIFICAȚII

- alimentare: AC220V, 60 Hz
- consum de energie: 22 W
- puterea lămpii: 5,7 W
- durata de funcționare a lămpii: 8.000 h
- dimensiuni: 105x105x200 mm
- greutate: 3 kg



372 euro  
TVA INCLUS

## BAIE ULTRASUNETE 4L



- capacitate: 4 litri
- dimensiuni interioare: 300x155x100 mm
- frecvența: 40 KHz
- putere ultrasunete: 120 W
- temperatura: 0-80°
- reglaj timp funcționare: 1-99 minute
- material: oțel inoxidabil

350 euro  
TVA INCLUS

## BAIE ULTRASUNETE 10L



- capacitate: 10 litri
- dimensiuni interioare: 300x240x150 mm
- frecvența: 40 KHz
- putere ultrasunete: 240 W
- temperatura: 0-80°
- reglaj timp funcționare: 1-99 minute
- material: oțel inoxidabil

550 euro  
TVA INCLUS



LĂȚIME 5,5 CM X LUNGIME 200 M

LĂȚIME 7,5 CM X LUNGIME 200 M

LĂȚIME 10 CM X LUNGIME 200 M

LĂȚIME 15 CM X LUNGIME 200 M

LĂȚIME 20 CM X LUNGIME 200 M

## PUNGI STERILIZARE CU MARTOR

12 euro

15 euro

20 euro

29 euro


39 euro

TVA INCLUS

**Halmadent**

*implantologie și chirurgie*





Sisteme ultra performante  
pentru implantologie, chirurgie  
dentară și endodonție.



Peste 20 de ani de inovație în  
electronică, optică și mecanică fină  
pentru a satisface cele mai exigente  
cerințe în domeniul stomatologiei.


# Fiziodispenser CHIROPRO L

Un sistem eficient, multifuncțional, proiectat pentru diverse aplicații clinice în implantologie, chirurgie dentară și endodonție.

CHIROPRO L oferă secvențele complete pentru 7 dintre cele mai folosite sisteme de implanturi de pe piață: Straumann – Nobel Biocare – Zimmer – Dentsply-Friadent – Biomet 3i – AstraTech –

Thommen Medical, un program special pentru endodonție și 4 programe pentru chirurgie dentară.

Secvențele clinice preprogramate sunt afișate pe ecran, cu personalizare adaptată la nevoile fiecărui utilizator. Sunt necesare doar câteva secunde pentru a defini, salva și modifica programul dorit.



## MICROMOTOR ELECTRIC PE INDUCȚIE MX-I LED

Cu o greutate de numai 119 grame, micromotorul electric pe inducție Mx-i LED este cel mai puternic de pe piață, dezvoltând un cuplu de 4,8 Ncm și o turație între 10-40.000 rpm.

Cuplul ridicat asigură un mod de lucru confortabil și precis, indiferent de turația la care se lucrează. Are iluminare prin LED, care menține aceeași intensitate

luminoasă, indiferent de viteza la care se lucrează (ridicată sau scăzută) și o durată de viață de 10 ori mai lungă decât a unui bec.

Intensitatea luminoasă poate fi ajustată de la 0 la 38.000 lux, aproape de valoarea luminii naturale.

Micromotorul se poate steriliza prin autoclavare, fără protecție.



## PIESA CONTRAUNGHII CA 20:1L MICROSERIES



Echipată cu sistem unic de iluminare, cu două fibre optice – DUAL LOOK™ – piesa contraunghi CA 20:1L MicroSeries oferă o iluminare uniformă și o vizibilitate perfectă a zonei de lucru.

### CARACTERISTICI

- 7 programe personalizate și posibilitatea de personalizare a altor programe
- pompă peristaltică inovativă: rata fluxului 30-125 ml/min
- pedală multifuncțională cu funcțiile: viteză progresivă, pornirea/oprirea pompei peristaltice, selectarea programelor, inversarea sensului de rotație a micromotorului
- interfață simplă și intuitivă
- micromotor puternic și fiabil, de dimensiuni reduse
- piesa contraunghi cu cel mai mic cap de pe piață

### PACHETUL CHIROPRO L CONȚINE

- unitatea principală Chiropro L
- micromotor MX-i LED Chiropro
- piesă contraunghi BienAir - CA 20:1L MicroSeries
- cablu de conectare a micromotorului
- pedala multifuncțională cu 3 butoane și un variator
- 10 furtune de irigare sterile
- 10 clipsuri de susținere a furtunului de irigare
- suport irigare din oțel inoxidabil, H=440mm
- cablu alimentare

3.390 euro  
TVA INCLUS

### OPȚIUNI SUPLIMENTARE

- piesă contraunghi cu sistem de irigare Kirschner/Meyer




FABRICAT ÎN  
ELVEȚIA



**GARANȚIE 2 ANI**



**PLATA ÎN RATE**



**SERVICE CU  
PIESĂ LA SCHIMB**



**POSTGARANȚIE  
10 ANI**

# Fiziodispenser iCHIROPRO

Ultima inovație în domeniul implantologiei și chirurgiei stomatologice. BienAir a implementat tehnologia de ultimă generație ce permite utilizarea iPad-ului ca centru de comandă pentru iChiropro. Astfel, se pot efectua setări multiple, stoca și transmite date cu ușurință, oferă acces rapid la suport tehnic și upgrade-uri importante, odată cu evoluția aplicațiilor.

Are presetate mai mult de 20 de sisteme de implanturi, printre care – Nobel Biocare – Straumann – Thommen Medical – Camlog – Dentsply Implants – Bredent – Euroteknika – Bti – BioHorizons – MIS – Neoss – Dio.

Fiziodispenserul permite crearea de multi-useri, cu setări personalizate și moduri de lucru presetate pentru majoritatea sistemelor de implant. iChiropro oferă opțiunea de a salva, verifica și de a exporta parametrii de operație, integrându-le în același timp cu datele pacientului. De asemenea, parametrii de operație (viteza, cuplu, direcția de rotație, rata de irigare, activarea stocării datelor etc) pot fi modificați direct, iar fișa pacientului se poate accesa în orice moment.

## PACHETUL ICHIROPRO CONȚINE


- unitatea principală iChiropro
- micromotor MX-i LED
- piesă contraunghi BienAir - CA 20:1L MicroSeries
- cablu de conectare a micromotorului
- pedala multifuncțională cu 3 butoane și un variator
- 10 furtune de irigare sterile
- 10 clipsuri de susținere a furtunului de irigare
- suport irigare din oțel inoxidabil, H=440mm
- cablu alimentare
- suport iPad



- iChiropro este compatibil cu iPad Air și iPad Air 2. Prețul afișat nu include iPad-ul.

## PIESA CONTRAUNGHI CA 20:1L MICROSERIES

Echipată cu sistem unic de iluminare – DUAL LOOK™ – cu două fibre optice, piesa contraunghi CA 20:1 L MicroSeries oferă o iluminare uniformă și o vizibilitate perfectă a zonei de lucru.



## MICROMOTOR ELECTRIC PE INDUCȚIE MX-I LED

Cu o greutate de numai 119 grame, micromotorul electric pe inducție Mx-i LED este cel mai puternic de pe piață, dezvoltând un cuplu de 4,8 Ncm și o turație între 10-40.000 rpm.

Cuplul ridicat al micromotorului asigură un mod de lucru confortabil și precis, indiferent de turația la care se lucrează. Are iluminare prin LED, care

menține aceeași intensitate luminoasă, indiferent de viteza la care se lucrează (ridicată sau scăzută) și o durată de viață de 10 ori mai lungă decât a unui bec. Intensitatea luminoasă poate fi ajustată de la 0 la 38.000 lux, aproape de valoarea luminii naturale.

Micromotorul se poate steriliza prin autoclavare, fără protecție.



### CARACTERISTICI

- peste 20 programe personalizate și posibilitatea de a personaliza alte programe
- pompă peristaltică inovativă: rata fluxului 30-125 ml/min
- pedală multifuncțională cu funcțiile: viteză progresivă, pornirea/oprirea pompei peristaltice, selectarea programelor, inversarea sensului de rotație a micromotorului
- interfață simplă și intuitivă
- micromotor puternic și fiabil, de dimensiuni reduse
- piesa contraunghi cu cel mai mic cap de pe piață

4.490 euro  
TVA INCLUS

### OPȚIUNI SUPLIMENTARE

- piesă contraunghi cu sistem de irigare Kirschner/Meyer



FABRICAT ÎN  
ELVEȚIA



**GARANȚIE 2 ANI**



**PLATA ÎN RATE**



**SERVICE CU  
PIESĂ LA SCHIMB**



**POSTGARANȚIE  
10 ANI**




**OPTOMIC®**



FABRICAT ÎN  
SPANIA

precis,  
exigent,  
stabil



# Microscop OP-Dent

Performant și fiabil, îndeplinește cele mai exigente cerințe în domeniul stomatologic. Permite configurarea cu o gamă largă de dispozitive de tratament, precum: sisteme de iluminat, separatoare de fascicule, binocluri, obiective, oculare și schimbătoare Galilei.

## ***ergonomie***

Stabilitatea îmbunătățită și brațul multiarticulat permit poziționarea corpului specialistului în postura dorită.

## ***inovație***

Sistem Soft Move - conceput exclusiv pentru echipamentele OPTOMIC - sistem de mișcare și frânare care asigură o mobilitate excelentă, lină și precisă.

## ***performanță***

Cap stereoscopic cu focalizare micrometrică.

## ***mobilitate***

Robust și mobil, este foarte practic mulțumită brațului care poate fi pliat la o dimensiune minimă. Variante de montaj: pe podea, pe perete, pe tavan.

## SEPARATOARE DE FASCICULE

OP-TV8 – sistem compact pentru microscop video cu cameră de înaltă rezoluție CCD

OP-TV10 HD – sistem compact pentru microscop video cu cameră de înaltă rezoluție CMOS HD

OP-TV DC cu cameră digitală – cu sistem exclusiv ce poate fi adaptat la camerele digitale

OP-TV CLICK – poate fi adaptat la orice cameră endoscopică CCD, obținându-se imagini microscopice cu rezoluție excelentă



## MĂRIREA EFECTIVĂ

Schimbător Galilei în 3 pași – permite mărirea de la 3x până la 22x în funcție de combinația de obiective, binocluri și oculare.

Schimbător Galilei în 5 pași – permite mărirea de la 2x până la 34x în funcție de combinația de obiective, binocluri și oculare.

## ILUMINARE

Trei opțiuni de iluminare dotate cu filtru de culoarea chihlimbarului pentru a evita întărirea polimerilor dentari.

bec halogen – FIBROLUX 150

LED – FIBROLUX LED HP

Xenon – FIBROLUX X100



## SUPORTURI PENTRU MONTAJ

Suport mobil pentru podea / Suport fix pentru podea / Suport fixare pe perete / Suport fixare pe tavan







## BIOCLURI

- binoclu cu înclinație de la 0° la 240°. Intervalul larg de rotire permite poziționarea ideală a microscopului și o poziție ergonomică pentru specialist.
- binoclu în unghi fix 45° – permite medicului să efectueze tratarea directă sau indirectă.



## OBIECTIVE

- standard: 250mm
- opțional: 200mm, 300mm, 400mm

Lentilele cu diametru mare favorizează iluminarea coaxială a axei de observare, oferind un câmp de iluminare omogen și luminos, precum și o mai bună transmisie a luminii și iluminare optimă a zonei explorate. Obiectivul de 400mm permite utilizarea ca sistem de iluminare și documentare pentru câmpuri externe sau extraorale.

## OCULARE

- standard: ocular cu câmp larg 10x
- opțional: oculare cu câmp larg 12,5x sau 16x

Stratul optic protector oferă o înaltă rezoluție, contrast și definiție, oferind imagini luminoase și reale din punct de vedere cromatic și o calitate de redare extraordinară.

## PROPUNEREA HALMADENT

- cap stereoscopic cu focalizare micrometrică
- binoclu cu înclinație de la 0° la 240°
- LED
- oculare cu câmp larg 10x
- schimbătorul Galilei în 3 pași
- obiective 250 mm
- sistem mobil

11.342 euro  
TVA INCLUS

### OPȚIUNI SUPLIMENTARE:

- 4 separatoare de fascicule
- software Digitally Soft
- suport pentru monitor
- tăviță pentru laptop și pentru cameră



FABRICAT ÎN  
SPANIA



**GARANȚIE 2 ANI**



**PLATA ÎN RATE**



**INSTALARE  
GRATUITĂ**



**SERVICE CU  
PIESĂ LA SCHIMB**



**POSTGARANȚIE  
10 ANI**

**Halmadent**

*imagistică*




Cone Beam 3D Imaging

# NewTom

what's next

Cu o experiență de peste 20 de ani, NewTom dezvoltă și inovează în continuare echipamente de radiologie care îmbunătățesc nivelul de prelucrare imagistică, în special în medicina dentară.



Cone Beam 3D Imaging  
**NewTom**



FABRICAT ÎN  
ITALIA

precis,



# fiabil, inovator

## Ortopantomograf NewTom

Cele mai înalte standarde de imagistică dentară, cu multiple variante de vizualizare și un nivel superior de prelucrare, adaptate chiar și celor mai pretențioase clinici stomatologice.

### *tehnologie*

Caracteristici precum: imagini scară 1:1; cel mai mic punct focal, plecând de la 0,3 mm cu anod rotativ, pentru anumite modele; Voxel de la 75  $\mu$ m și imagini cu 65.000 nuanțe de gri (16 bit grey level scale) fac diferențierea față de ortopantomografele concurente.

### *radiații reduse*

Cea mai sigură tehnologie disponibilă, atât pentru pacient cât și pentru tehnician, sistemul Safe BEAM™ reglează automat dozajul de radiații în funcție de densitatea osoasă a pacientului.



### *prelucrare avansată*

Software-ul NNT, conceput special de echipa NewTom, este compatibil DICOM 3.0, include program de simulare implanturi, permite măsurarea densității osoase și include instrumentul "dose book" pentru centralizarea dozelor de iradiere a pacienților. În plus, actualizările cu noile versiuni ale softului NNT sunt gratuite.



Compania italiană NewTom, membră a grupului CEFLA, și-a câștigat renumele mondial ca fiind primii care au brevetat și dezvoltat tehnologia Cone Beam 3D în domeniul chirurgiei maxilo-faciale. Aceasta este superioară vechiului examen MSCT, oferind o calitate mărită a examenelor 2D/3D.




Tehnologia Cone Beam 3D folosește un fascicul conic pentru a obține o imagine completă dintr-o singură rotație, spre deosebire de tehnologia clasică MSCT. În cazul MSCT, un fascicul îngust se rotește în jurul pacientului de mai multe ori, afișând felii axiale subțiri care apoi trebuie unite cu ajutorul unui software. Doza de radiații este redusă considerabil cu ajutorul tehnologiei Cone Beam 3D.



Sistemul Safe Beam™ – reglează automat doza de radiații în funcție de densitatea osoasă a pacientului. Reprezintă cea mai sigură tehnologie disponibilă, atât pentru pacient cât și pentru tehnician, monitorizând automat și continuu funcționarea sistemului, eliminând astfel posibilitatea de expuneri inutile.

NNT reprezintă soluția perfectă pentru imaginile 2D și 3D de o claritate deosebită, în care se pot identifica și marca cu ușurință: înclinațiile de rădăcină, poziția dinților, absorbția, creșterea hiperplastică, anomalii ale structurii dintelui și poziția canalului mandibular. Imaginile și datele colectate se pot livra pe hârtie, film, digital (CD sau DVD) sau format PDF.

Software pentru analiză NNT – special creat de inginerii NewTom – furnizează specialistului informații precise despre anatomia fiecărui pacient, putând fi folosit în numeroase aplicații clinice, în implantologie, endo-perio, și în special, în chirurgie.






## ORTODONȚIE

Combinăția între imaginile 2D și cele 3D îi oferă posibilitatea utilizatorului să aibă cele mai exacte informații cu cele mai mici doze de radiații pentru pacient. Astfel, când imaginile 3D nu sunt necesare, se pot folosi cele bi-dimensionale (imagini



panoramice sau cefalometrice) pentru a arăta starea clinică a pacientului. Acolo unde imaginile arată îndoielnic, utilizatorul poate să investigheze folosind scanul Cone BEAM 3D, focusând exact pe locul dorit, utilizând câmpul vizual potrivit.



## IMPLANTURI

Cone BEAM 3D este una dintre cele mai eficiente metode de a analiza situația implantului. Imaginile 3D pot identifica precis posibilele patologii și anomalii structurale. Imaginile panoramice și cele în secțiune pot facilita mai multe măsurători, precum: înălțimea și adâncimea implantului, existența unui alt implant situat lângă cel care

urmează să fie montat, cât și densitatea osului. Imaginile 3D arată grosimea osului cortical, densitatea osului spongios, locația părții inferioare a nivelului alveolar. Acestea influențează, de asemenea, alegerea implantului adecvat pentru a fi utilizat, locul și diametrul său.




## ENDO-PERIO

Acest domeniu necesită imagini de o calitate extrem de bună pentru a defini structura osului, a determina patologia exactă și pentru a planifica tratamentul perfect. Doar o investigație potrivită a zonei de interes va face medicul dentist conștient de acțiunea cea mai corectă pe care trebuie să o urmeze. În cazul în care pacientul a urmat un tratament al canalului radicular, dar continuă să se


plângă de sensibilitate extremă, iar retratarea nu a rezolvat problema, scan-ul Cone Beam 3D poate dezvălui că cel de-

al doilea premolar maxilar are altă rădăcină. Odată ce medicul observă acest lucru poate planifica tratamentul corect.




## TMJ - ARTICULAȚIA TEMPORO-MANDIBULARĂ

Cone Beam 3D duce această examinare la un nivel superior. După o singură scanare, articulația poate fi secționată în două planuri, sagital și coronar, arătând spațiul și eventualele patologii. Imaginea 3D poate oferi informații detaliate ale articulației și anatomia coloanei cervicale.



## CHIRURGIE ORALĂ ȘI MAXILO-FACIALĂ



Scanarea 3D post-operatorie arată exact anatomia individuală și definește structurile anatomice, astfel încât se poate prescrie cel mai rezonabil tratament pentru pacient. Datorită radiațiilor scăzute și a calității imaginii oferite de NewTom se poate face expunere după operația maxilo-facială, pentru a se verifica rezultatele.

Ortopantomograful NewTomGO este o unitate de radiologie 2D/3D versatilă, la prețuri accesibile. NewTom GO, proiectat de NewTom pentru a putea extinde posibilitățile de diagnosticare la toate cabinetele stomatologice, combină cele mai bune performanțe 2D cu cele mai noi tehnologii 3D.

Calitatea imaginilor este un factor indispensabil pentru un diagnostic sigur. Investiția în inovație a NewTom conduce la soluții de performanță tot mai ridicată, și datorită tehnologiei avansate de citire și înregistrare, NewTomGO oferă imagini la o calitate excepțională. În plus, protocoalele și algoritmii specifici asigură o focalizare optimă și un detaliu excelent.



## CARACTERISTICI TEHNICE:

### IMAGINI 2D - STANDARD

- panoramice adulți și copii, ECOPAN, MultiPAN, dentiție, sinusuri maxilare, TMJ (închis și deschis)
- filtre: APT (Autoadaptive Panoramic Treatment) funcție care se adaptează la diferite țesuturi și zone anatomice pentru a oferi o imagine clară, focalizată și cu contrastul cel mai bun
- rezoluție maximă: de la 5 la 7 lp/mm

### IMAGINI 3D - OPȚIONAL

- câmpul vizual maxim de 10x10 cm permite examenul complet al celor două arcade într-o singură scanare, cu incidență redusă, pentru adulți și copii.
- studiile maxilarului împreună cu sinusurile.
- studii localizate la regiunea de interes prin selecția zonei respective.
- examinare copii

## CARACTERISTICI FUNCTIONALE:

- imagini 2D/ 3D
- doză minimă de radiații
- imagini multiple
- funcție autoadaptivă la morfologia pacientului
- imagini de înaltă rezoluție
- soluții integrate în softul NNT
- sistem de management și sharing al examenelor pe suport CD/DVD

PENTRU OFERTĂ DE  
PREȚ PERSONALIZATĂ  
0268.414.157  
OFFICE@HALMADENT.RO

Soluția perfectă pentru medicii stomatologii care doresc să evolueze, datorită tehnologiei de ultimă generație și a prețului avantajos. Specialistul are posibilitatea să execute o gamă largă de examinări: 2D, 3D, cefalometrice sau examene carpiene. Varianta standard 2D se poate extinde în orice moment cu opțiunea 3D sau cefalometric. Datorită senzorului modular, care poate fi ușor mutat și utilizat pe brațul cefalografic, duratei scurte a examinării și dozei mici de radiații, NewTom GIANO oferă rapid un rezultat complet, în condiții de siguranță pentru pacient.

Preia o imagine pentru fiecare grad de rotație ( $360^\circ = 360$  imagini), crescând astfel, posibilitatea de manipulare a imaginii. Grație câmpului vizual ajustabil și emisiilor de tip puls se iradiază doar zona de interes, minimizând timpul și doza de radiații.

# NewTom GIANO



## IMAGINI 2D - STANDARD

- panoramice adulți și copii, ECOPAN, MultiPAN, dentiție, sinusuri maxilare, TMJ (închis și deschis)
- filtre: APT (Autoadaptive Panoramic Treatment) funcție care se adaptează la diferite țesuturi și zone anatomice pentru a oferi o imagine clară, focalizată și cu contrastul cel mai bun
- rezoluție maximă: de la 5 lp/mm

## IMAGINI 3D - OPȚIONAL

- examenul complet al celor două arcade într-o singură scanare pentru adulți și copii cu incidența redusă.
- studiile maxilarului împreună cu sinusurile.
- studii localizate, la regiunea de interes prin selecția zonei de interes.
- examinare copii
- rezoluție maximă: Voxel 75  $\mu$ m
- câmp vizual maxim standard 11x8 cm, opțional extra FOV 11x13 cm



## CEFALOMETRII - OPTIONAL, SE POATE MONTA BRAȚ CEFALOMETRIC

- teleradiografie anteroposterior/posterioanterior
- teleradiografie de sub bărbie
- teleradiografie laterolaterală
- teleradiografie laterolaterală pentru copii
- teleradiografie Carpus



# NewTom VGI EVO

CEA MAI COMPLETĂ SOLUȚIE CONE BEAM 3D DE PE PIAȚĂ



FABRICAT ÎN  
ITALIA


Cel mai modern, performant și ultra-tehnologizat unit radiologic dezvoltat de inginerii de la NewTom. Are cel mai mic punct de focalizare disponibil pe piață (0,3 mm) - opțiune ideală pentru măsurători și tratamente mai precise.

Dispozitivul este dotat cu un sistem de lasere și o oglindă care asigură o poziționare optimă a pacientului, pentru orice examen propus. Cu tehnologia de scanare superioară, afișarea este una exactă și detaliată. Utilizează FOV-uri până la 24x19 cm pentru un diagnostic 3D complet pentru cap, gât și cervical, și mai multe examene 2D cu doar o scanare (Sharp 2D). De asemenea, dispozitivul permite efectuarea examenelor cefalometrice.

Funcția CineX oferă o vedere dinamică ce deplasează structurile pentru a se putea face un studiu pe imaginea dinamică, în timp ce modul 3D ECOScan reduce considerabil doza de raze X la fiecare expunere, supunând subiectul la doze minime, în funcție de morfologia fiecăruia.



PENTRU OFERTĂ DE  
PREȚ PERSONALIZATĂ  
0268.414.157  
OFFICE@HALMADENT.RO



- Câmpul de vizualizare mare – cu o singură scanare poate fi vizualizată toată regiunea maxilo-facială. Câmp de vizualizare recomandat pentru ortodonție, chirurgie ortognatică și chirurgie maxilo-facială.



- Câmp de vizualizare mediu – recomandat pentru ORL și TMJ, pentru examinarea totală a dentiției dar și pentru planificarea implanturilor.



- Câmp de vizualizare mic – crește nivelul de detaliu și rezoluția. Înregistrează imagini ideale pentru cazurile în care identificarea celor mai mici detalii este necesară. Câmpul vizual mic este indicat pentru examene ORL, endo-perio și implantologie, pe regiunile selectate de utilizator.

Cone Beam 3D Imaging  
**NewTom**  
what's next

**Halmadent**

***mobilier  
amenajare  
accesorii***





Rossicaws

De peste 50 de ani, soluții personalizate de design și culoare pentru mobilierul din cabinete stomatologice.

**dentalart**

Definește tendințele de design pentru mobilier dentar în întreaga lume.



Tradiție de peste 20 de ani în producția de instrumentar dentar pentru intervenții stomatologice.

**accesorii**

Lămpi albire, detartraj, lămpi fotopolimerizare, ipex locator, kit multimedia, cameră intraorală.

**MEDILUX**

Iluminare fără interferențe și vibrații pentru cabinetele stomatologice, cu consum redus de până la 35%.

## Linia RC

Simplu și elegant, o alegere cu stil pentru cabinetul stomatologic, un plus de încredere pentru pacient.

### *modular*

Mobilierul se poate adapta oricărui cabinet stomatologic prin combinația de corpuri și accesorii îmbinând funcțiile hi-tech cu un confort excepțional.

### *design*

Materiale de top, rezistente și durabile într-o mare varietate de culori (alb, gri, galben, portocaliu, bleu, albastru, negru), cu posibilitate de asortare a mânerelor cu mobilierul.

#### CEL MAI ECONOMIC MODEL DIN LINIA RC

- 3 corpuri fixe pe picioare și 1 corp mobil cu 7 sertare
- chiuvetă inox
- blat laminat
- 209x52x83 cm
- valabil în cele 7 culori ale liniei RC

DE LA 2.880 euro  
TVA INCLUS




Pozele sunt cu titlu informativ și conțin elemente care diferă de cele din configurație.

## inovație

Linia ONE dispune de un sistem nou de balamale și sisteme de glisare care asigură o alunecare perfectă, iar sertarele asigură cele mai stricte cerințe de igienă și permit o curățare ușoară.

## design

Designul contemporan, atenția la detalii și finisajele mobilierului Rossicaws transformă cabinetul stomatologic într-un spațiu de lucru modern, cu personalitate și mereu în pas cu moda.



# Linia ONE

Cu un concept clar și precis, linia de mobilier ONE transpune prezentul ca o punte între trecut și viitor, tradiție și tehnologie.



**INSTALARE  
GRATUITĂ**



**PLATA ÎN RATE**

- 4 corpuri
- blat laminat
- 202x52x85 cm

DE LA **4.647** euro  
TVA INCLUS



Pozele sunt cu titlu informativ și conțin elemente care diferă de cele din configurație.


dentalart



FABRICAT ÎN  
ITALIA

## Gama Zero

Expresia perfectă a creativității, prin designul uimitor și ideea originală de utilizare a spațiului. A revoluționat standardele de igienă.



### *funcționalitate*

Sistemul de deschidere - jumătate de lună - și aranjamentul intern al obiectelor oferă acces imediat la toate produsele de igienă necesare în intervențiile stomatologice.

### *igienă*

Corpurile de mobilier oferă protecție garantată prin jumătățile care se închid automat după 10 secunde. Când corpurile de mobilier sunt închise nu pătrunde nimic înăuntru, nici măcar praful. Corpurile Zero permit echiparea cu chiuvetă.

### *design*

Mare varietate de culori și decoruri care se asortează ușor oricărui cabinet stomatologic. În plus, gama Zero oferă corpuri cu decorațiuni pentru copii pentru o atmosferă veselă și relaxantă.



## POATE SĂ CONȚINĂ:

- 30+30 pahare
- 1 bavetă
- 50 șervețele
- 80 ejectoare de salivă
- 20 canule
- 2 pachete cu mănuși
- 1 pachet cu măști.


## DIMENSIUNI:

- diametru: 70 cm
- adâncime: 27 cm

1.990 euro  
TVA INCLUS



FABRICAT ÎN  
UNGARIA



# Instrumentar dentar

## *calitate*

Instrumentarul dentar de la Dentech este creat din INOX 100% de cea mai bună calitate, produs în Germania și în alte țări din Uniunea Europeană. Certificare conform standardului EN ISO 9001 și marcaj CE conform Directivei 93/42/ECC.



## *gamă completă*

Bisturie, cuțite, chiurete, clești, foarfece, pense, spatule, fuloare, instrumentar pentru modelaj, adaptoare, aplicatoare fire, inele de cauciuc sau rulouri, depărtătoare, elevatoare, ciupitoare os, ciocan tehnic, ciocănel metalic și multe altele.

## *garanție 5 ani*

Garanție de 5 ani pe baza codului de pe produs, fără a fi necesare factura, certificatul de garanție sau alte acte ale produsului. Garanția acoperă defecțiunile de rupere sau rugină aparute în condiții de utilizare conformă.





oferta completă de instrumentar dentar pe [www.halmdent.ro](http://www.halmdent.ro).



**GARANȚIE 5 ANI**



**COMANDĂ ONLINE  
PE HALMADENT.RO**

# accesorii

## KIT MULTIMEDIA

- monitor 15 inch cu butoane tactile și ecran din sticlă, ce permit întreținerea și dezinfecția cu ușurință
- cameră frontală intraorală 1.3 MP
- braț monitor

690 euro  
TVA INCLUS



## CAMERĂ INTRAORALĂ 2.0 MP FĂRĂ FIR

- iluminare: 6 buc LED alb
- focalizare: 5mm-50mm
- unghi vizualizare: 70 grade

550 euro  
TVA INCLUS



## CAMERĂ INTRAORALĂ 2.0 MP CU FIR

- iluminare: 6 buc LED alb
- focalizare: 5mm-50mm
- unghi vizualizare: 70 grade

490 euro  
TVA INCLUS



## CAMERĂ INTRAORALĂ 1.3 MP CU FIR

- iluminare: 6 buc LED alb
- focalizare: 5mm-50mm
- unghi vizualizare: 70 grade

250 euro  
TVA INCLUS





## LAMPĂ DE ALBIRE MD-885L CU TĂVIȚĂ

- ecran cu touch screen 5 inch
- lumină: albastră, roșie, albastră&violet&roșu, albastru&violet
- 3 niveluri de iluminare: 50%, 75%, 100%
- permite atât programarea cât și resetarea timpului programat
- sursă de lumină: 5 LED-uri 5W culoare albastră, 2 LED-uri 3W culoare roșie, 8 LED-uri 1W culoare violet
- putere: până la 3.500mW/cm<sup>2</sup>
- spectru lumină: albastru – 430mm~490mm, roșu – 620mm~640mm, violet – 380mm~410mm
- 2 perechi de ochelari de protecție
- variante de culoare lampă: albastru

590 euro  
TVA INCLUS

## DETARTRAJ UDS-N3 LED

- design ergonomic
- autoclavabil
- iluminare LED
- compatibil cu sistem EMS
- 5 anse incluse
- putere constantă și feedback de control precis, ce asigură pacientului o stare confortabilă pe tot parcursul intervenției
- funcție ENDO



250 euro  
TVA INCLUS

## APEX LOCATOR

- display: LCD 4,5"
- putere: 3,7 V/750 mAh
- consum < 0,5 W
- greutate: 385 gr
- dimensiuni: 137x77x107 mm



249 euro  
TVA INCLUS

## LAMPĂ DE FOTOPOLIMERIZARE



- timp de lucru: 5 sec, 10 sec, 15 sec sau 20 sec
- lumină: 1000 mW/cm<sup>2</sup>-1200 mW/cm<sup>2</sup>
- greutate: 147 gr / 135 gr
- dimensiuni: 260x40x50 mm / 260x26x25 mm



## LED G - CU FIR

105 euro  
TVA INCLUS

## LED E - WIRELESS


140 euro  
TVA INCLUS



MEDILUX produce corpuri de iluminat pentru cabinetele stomatologice în diferite variante de intensitate, atât cu lumină directă cât și cu lumină indirectă, ce redau lumina naturală. Pentru facilitarea accesului la sursa de lumină, corpurile de iluminat pot fi dotate cu telecomandă și cu funcție de reglare a intensității.

## CORP DE ILUMINAT 2HF


- 2 tuburi cu iluminare directă de 58W
- intensitate: 3.700 lux
- dimensiuni 157x37x9 cm
- greutate: 13 kg



**491** euro  
TVA INCLUS

## CORP DE ILUMINAT 4HF


- 4 tuburi cu iluminare directă de 58W
- intensitate: 5.000 lux
- dimensiuni 157x67x9 cm
- greutate: 17 kg



**718** euro  
TVA INCLUS

## CORP DE ILUMINAT 6HF


- 6 tuburi cu iluminare directă de 58W
- intensitate: 5.200 lux
- dimensiuni 157x97x9 cm
- greutate: 24 kg



**1.038** euro  
TVA INCLUS

## CORP DE ILUMINAT 4HF2


- 4 tuburi cu iluminare directă de 58 și 2 tuburi cu iluminare indirectă de 36W
- intensitate: 5.000 lux
- dimensiuni 157x67x9 cm
- greutate: 18 kg



**903** euro  
TVA INCLUS

## CORP DE ILUMINAT 6HF2

- 6 tuburi cu iluminare directă de 58W și 2 tuburi cu iluminare indirectă de 36 W
- intensitate: 5.200 lux
- dimensiuni 157x97x9 cm
- greutate: 24 kg



**1.209** euro  
TVA INCLUS



**GARANȚIE 2 ANI**



FABRICAT ÎN  
SLOVACIA



### SERVICE ÎN MAXIMUM 24H

Timp minim de soluționare a defecțiunilor. Intervenim rapid și garantăm intervenția în 24 ore de la solicitare pentru orice defecțiune majoră a unitului dentar, autoclavului sau compresorului dumneavoastră. Pentru a vă asigura de promptitudinea noastră, conform contractului de service, vă acordăm o compensație de 100 Euro pentru fiecare zi de întârziere\*.



### GARANȚIE PÂNĂ LA 5 ANI\*

Puteți extinde termenul de garanție uzual al unor game de produse prin semnarea contractului de service Halmadent sau prin programul de garanție extinsă oferit de producător. Veți avea la dispoziție cele mai noi metode și materiale de întreținere, beneficiind în același timp de promptitudine și reducere la minimum a timpului de întrerupere a activității.




### POSTGARANȚIE 10 ANI

Suntem alături de dumneavoastră pe termen lung. Medicii stomatologii care ne-au ales ca partener au acces la servicii de reparații și piese de schimb mult după expirarea termenului de garanție. Pentru toate produsele achiziționate de la noi, asigurăm piese de schimb și service rapid pentru cel puțin 10 ani de la comercializare.



### TESTARE GRATUITĂ

Pentru a vă convinge de performanțele pieselor de mână Bien Air, compresoarelor EKOM și ale autoclavelor DentalX aveți la dispoziție 10 zile pentru testarea gratuită a acestora fără a avea obligația de a le achiziționa.



### SERVICE CU PIESĂ LA SCHIMB

Micile defecțiuni nu vor afecta funcționarea cabinetului stomatologic. Dacă o defecțiune semnalată la un autoclav DentalX, compresor EKOM sau ANTAR, fiziodispensere Bien Air sau orice piesă de mână livrată de noi nu se remediază pe loc, vă oferim un produs similar la schimb pentru întreaga perioadă de service.



### LIVRARE ȘI INSTALARE RAPIDĂ/ LIVRARE RAPIDĂ DIN STOC

Suștinem cabinetele stomatologice din toată țara cu mii de produse pe stoc. Asigurăm astfel livrarea și instalarea rapidă pentru o gamă mare de produse.



### COMANDĂ ONLINE PE HALMADENT.RO

Platforma [www.halmadent.ro](http://www.halmadent.ro) vă permite efectuarea comenzilor la orice oră din zi, comanda fiind prelucrată în cel mai scurt timp posibil. Pentru achizițiile online, dacă nu sunteți mulțumit de produs, aveți la dispoziție un termen de retur de 20 de zile.



### INSTALARE GRATUITĂ

Pentru unituri dentare, microscopie și mobilier Rossicaws instalarea se va realiza de către echipa Halmadent conform configurațiilor stabilite, fără costuri suplimentare.



### PLATA ÎN RATE

Suntem alături de dumneavoastră în proiectele de dezvoltare de mare amploare și susținem achizițiile efectuate de la noi printr-un sistem de rate directe, fără dobanzi sau costuri adăugate.

\*Compensația de 100 Euro/zi se va acorda în produse comercializate de HALMADENT SRL. Prețurile sunt exprimate în Euro, conțin TVA și sunt valabile până în aprilie 2018. Prețurile în lei se vor calcula la cursul BNR din data facturării. Imaginile din catalog sunt cu titlu de prezentare și nu creează obligații contractuale.

**Str. Banatului, Nr. 10, Braşov**  
**cod: 500209, Jud. Braşov**  
**Tel.: 0268 414 157 ● 0773 322 322**  
**E-mail: [office@halmadent.ro](mailto:office@halmadent.ro)**  
**[www.halmadent.ro](http://www.halmadent.ro)**  
**[www.facebook.com/Halmadent](http://www.facebook.com/Halmadent)**