

Tehnologie și service  
pentru stomatologi  
2018-2019



**Halmadent**



## *tehnologie și service pentru stomatologi*

De peste 14 ani, medicii stomatologi din România demonstrează orientarea către calitate, tehnologie și inovație, alegând cu încredere Halmadent.

Revoluția noilor tehnologii transformă fiecare aspect al lumii în care trăim, influențând în egală măsură stomatologia, care diferă din ce în ce mai mult de practicile de ieri.

Viitorul este o fereastră larg deschisă, plină de posibilități, atât pentru cele mai avansate clinici stomatologice, cât și pentru cabinetele aflate la început de drum. Chiar și cele mai mărețe planuri se materializează atunci când există perseverență și profesionalism.

**Vă mulțumim pentru încredere!**



**SERVICE ÎN  
MAXIMUM 24H**




**LIVRARE ȘI  
INSTALARE RAPIDĂ**



**SOLUȚII TEHNICE  
INTEGRATE**





cuprins

<b>UNITURI DENTARE</b>	<b>6</b>
CHIRANA	8
SIGER	34
BELMONT	48
<b>PIESE DE MÂNĂ</b>	<b>66</b>
CHIRANA	68
BIEN AIR	74
<b>COMPRESOARE DENTARE</b>	<b>86</b>
EKOM	88
ANTAR	94
<b>STERILIZARE</b>	<b>96</b>
DENTAL X	98
LAFOMED	102
ACCESORII STERILIZARE	104
<b>IMPLANTOLOGIE ȘI CHIRURGIE</b>	<b>106</b>
BIEN AIR	108
OPTOMIC	112
DTE	116
<b>IMAGISTICĂ</b>	<b>118</b>
NEWTOM	120
<b>MOBILIER, AMENAJARE, ACCESORII</b>	<b>128</b>
DENTALART	130
ROSSICAWS	132
DENTECH	134
ACCESORII	136
MEDILUX	138

**Halmadent**

***unituri dentare***



pornește de la dotările de bază și evoluează împreună cu medicul stomatolog până la cel mai înalt nivel de performanță



susține medicul stomatolog prin design modern, funcționalități variate și fiabilitate



poziționează cabinetul la cel mai înalt nivel de performanță, prin calitate japoneză și atenție deosebită către confortul pacientului



FABRICAT ÎN  
SLOVACIA

Chirana CHEESE permite o echipare complexă, îmbinând performanța cu un design atractiv.

Datorită sistemului modular, o variantă de bază poate fi îmbunătățită până la un nivel de top chiar în cabinetul stomatologic.

Fiecare model poate fi personalizat atât cu furtune sus cât și cu furtune jos, cu ambele tipuri de fotoliu, SK1-01 sau SK1-08, de asemenea și cu multe alte dotări opționale.

## *calitate*

Chirana investește în permanență în inovație și dezvoltare, pentru a livra produse cu cele mai noi tehnologii și materiale de înaltă calitate.

## *fiabilitate*

Până la 5 ani garanție și fiabilitate dovedită de sute de stomatologi din România, susținută de un contract de service în maximum 24h.

## *ergonomie*

Postură îmbunătățită pentru medicul stomatolog și pentru pacient, cu opțiuni diverse în funcție de modul de lucru dorit. Designul inteligent permite modificarea componentelor unitului dentar chiar în cabinet.

## *design*

Funcționalitățile Chirana CHEESE sunt completate de un design atractiv și o gamă generoasă de culori, care ajută la construirea imaginii unui cabinet dentar modern.





# say cheese

**Chirana CHEESE Easy**

**pag 10**

**Chirana CHEESE Easy Lift**

**pag 12**

**Chirana CHEESE Effective**


**pag 16**




**CHIRANA**  
*Medical* STARÁ  
TURÁ



FABRICAT ÎN  
SLOVACIA



prietenos  
și intuitiv



## Chirana Cheese Easy

Configurabil cu până la 5 posturi, permite o echipare complexă, îmbinând performanța cu un design atractiv la un raport calitate-preț excelent.



**CHIRANA**  
*Medical* STARÁ  
TURÁ



FABRICAT ÎN  
SLOVACIA



A dental chair with a black backrest and a white control unit. The control unit has five vertical handles and a control panel with a small screen and several buttons. The chair is mounted on a white base with a footrest.


dinamic și  
stabil

## Chirana Cheese Easy Lift

Delicat în aparență, dar stabil și solid în realitate. Totodată, conceptul „Side-Lift” asigură confort sporit atât pentru medic cât și pentru pacient.

## Masa medicală

pe braț pantografic cu frână mecanică și panou de comandă amplasat în dreapta



### Panoul de comandă permite:

- pornirea/oprirea apei de răcire
- pornirea/oprirea automată a funcției Chip-Air
- pornirea/oprirea iluminării pieselor de mână
- controlul manual/automat al timpului de umplere a paharului
- controlul manual/automat al timpului de clătire a vasului scuipător
- pornirea/oprirea lămpii scialitice
- reglarea manuală a puterii și a vitezei de rotație a instrumentelor
- inversarea sensului de rotație a micromotorului
- controlul negatoscopului
- buton „STOP” pentru mișcările fotoliului
- funcția GIROMATIC (în cazul anumitor tipuri de micromotor, necesită o piesă specială)
- blocarea activării simultane a mai multor instrumente (cu excepția seringii)
- controlul fotoliului, inclusiv a pozițiilor memorate

### Funcționalități

- LED-READY electronic: permite folosirea oricărei piese de mână, indiferent dacă este cu bec halogen standard sau LED
- avertizare acustică și vizuală pentru necesitatea ungerii pieselor de mână
- sistem antiretracție pentru lichidul de răcire (împiedică contaminarea încrucișată)
- sistem de siguranță activă (blochează mișcările fotoliului dentar în timpul în care piesele rotative sunt în funcțiune)
- reglaj mecanic al debitului de apă
- negatoscop LED încorporat
- măsuță fixă cu tăviță din silicon, detașabilă și autoclavabilă, montată în lateral

### OPȚIUNI SUPLIMENTARE

- braț pantografic cu frână pneumatică
- panou de comandă Touch Screen
- cuplu suplimentar pentru micromotor cu funcție Autostop - posibilitatea folosirii acestuia ca micromotor endo (doar împreună cu panoul de comandă Touch Screen)
- reglaj electronic al debitului de apă
- măsuță simplă sau dublă sub masa medicală cu insert din silicon autoclavabil sau tăviță din inox (doar pentru modelul cu furtunele pe sus)
- măsuță simplă sau dublă cu insert din silicon autoclavabil sau tăviță din inox pe brațul lămpii scialitice

## Bloc scuiător

- vas ceramic mobil la 180°, complet detașabil
- carcasă bloc scuiător din fibră de sticlă
- sistem de filtre ușor detașabile
- baterie detașabilă
- sistem automat de oprire pentru apă-aer și purjarea condensului

## OPȚIUNI SUPLIMENTARE

- sistem automat de curățare și dezinfecție al circuitelor interne de apă
- sistem de apă distilată, încorporat
- boiler încorporat pentru apă caldă la pahar
- sistem de comutare de la apa distilată la apa de rețea





**CHIRANA**  
Medical STARÁ  
TURÁ



FABRICAT ÎN  
SLOVACIA

fiabil și







profesionist



## Chirana Cheese Effective

Sistem modular cu funcționalități extinse, este completat de calitatea materialelor și a celor mai înalte standarde de igienă. Configurabil cu până la 6 posturi, permite echiparea suplimentară odată cu evoluția serviciilor oferite.

## Masa medicală

pe braț pantografic cu frână mecanică și panou de comandă amplasat în dreapta




### Funcționalități

- LED-READY electronic: permite folosirea oricărei piese de mână, indiferent dacă este cu bec halogen standard sau LED
- avertizare acustică și vizuală pentru necesitatea ungerii pieselor de mână
- sistem antiretracție pentru lichidul de răcire – împiedică contaminarea încrucișată
- sistem de siguranță activă: blochează mișcările fotoliului dentar în timpul în care piesele rotative sunt în funcțiune
- reglaj al debitului de apă

### Panoul de comandă permite:

- pornirea/oprirea apei de răcire
- pornirea/oprirea automată a funcției Chip-Air
- pornirea/oprirea iluminării pieselor de mână
- controlul manual/automat al timpului de umplere a paharului
- controlul manual/automat al timpului de clătire a vasului scupător
- pornirea/oprirea lămpii scialitice
- reglarea manuală a puterii și a vitezei de rotație a instrumentelor
- inversarea sensului de rotație a micromotorului
- controlul negatoscopului
- controlul fotoliului, inclusiv a pozițiilor memorate
- buton „STOP” pentru mișcările fotoliului
- funcția GIROMATIC (în cazul anumitor tipuri de micromotor, necesită o piesă specială)
- blocarea activării simultane a mai multor instrumente (cu excepția seringii)
- afișarea procentuală pe display a vitezei de rotație a instrumentelor
- senzor optic (pentru activarea postului doar furtunelor pe jos)/microswitch (pentru activarea postului pentru furtunile pe sus)



### OPȚIUNI SUPLIMENTARE

- braț pantografic cu frână pneumatică
- panou de comandă Touch Screen
- cuplu suplimentar pentru micromotor cu funcție Autostop - posibilitatea folosirii acestuia ca micromotor endo (doar împreună cu panoul de comandă Touch Screen)
- Apex locator încorporat (doar împreună cu panoul de comandă Touch Screen)
- reglaj electronic al debitului de apă
- reglaj electronic al debitului de aer pentru răcirea pieselor
- măsuță simplă sau dublă sub masa medicală cu insert din silicon autoclavabil sau tăviță din inox (doar pentru modelul cu furtunile pe sus)
- măsuță simplă sau dublă cu insert din silicon autoclavabil sau tăviță din inox pe brațul lămpii scialitice

## Bloc scuiător

- vas ceramic mobil la 180°, complet detașabil
- carcasă bloc scuiător din fibră de sticlă
- sistem de filtre ușor detașabile
- baterie detașabilă
- sistem automat de oprire pentru apă-aer și purjarea condensului

## OPȚIUNI SUPLIMENTARE

- sistem automat de curățare și dezinfecție al circuitelor interne de apă
- sistem de apă distilată încorporat
- sistem de comutare de la apa distilată la apa de rețea
- boiler încorporat pentru apă caldă la pahar



# DOTĂRI ȘI OPȚIUNI SUPLIMENTARE GAMA CHEESE

## Lampa scialitică

Corpul uman este astfel construit pentru a trăi în natură, în ritmul dictat de lumina soarelui, fiind mai productiv pe timpul zilei. Alegerea lămpii scialitice pentru cabinetul stomatologic este foarte importantă deoarece lumina lămpii poate crea o stare de stres asupra pacientului și o percepție negativă despre cabinet și calitatea intervențiilor medicale.

Lămpile din gama FARO țin cont de toate caracteristicile unei iluminări adecvate pe parcursul intervențiilor stomatologice, de intensitate, de distribuția luminii și în același timp de calitatea corespunzătoare funcției vizuale a medicului.

### FARO EDI 25.000 LUX CU SAU FĂRĂ SENZOR



- iluminare fără umbre, datorită fațetelor luminoase
- ecran de protecție și sistem de protecție pentru bec, prin ventilator de răcire și termocuplă
- mânere laterale detașabile și autoclavabile
- intensitate reglabilă de la 8.000 la 25.000 lux

STANDARD pentru Chirana Cheese Easy, Chirana Cheese Easy Lift și Chirana Cheese Effective

### FARO MAIA LED 35.000 LUX




- iluminare fără umbre datorită fațetelor luminoase
- mânere detașabile și autoclavabile
- sistem de rotație pe 2 axe pentru o poziționare mai bună a fluxului luminos
- butoane de control electronice
- ajustare progresivă și memorare a intensității luminoase
- intensitate reglabilă de la 3.000 la 35.000 lux

### FARO ALYA LED 50.000 LUX CU SAU FĂRĂ SENZOR




- iluminare fără umbre datorită fațetelor luminoase
- mânere detașabile și autoclavabile
- sistem de rotire 3D patentat
- ajustare progresivă și memorare a intensității luminoase
- intensitate reglabilă de la 3.000 la 50.000 lux

SUNLIGHT SPECTRUM




SPECTRUM OF THE LED LAMPS AVAILABLE ON THE MARKET



SPECTRUM OF THE NEW ALYA LAMP

The new Alya lamp reproduces the sun spectrum up to 95%, allowing to pick out the tiny details of the surgical field with minimal effort and ensuring a proper determination of the colouring.

CRI 97



## Masa asistentei

Pe braț pivotant, cu 2 posturi pentru instrumente, aspirator de salivă, aer sau apă, iar al doilea este liber în configurația recomandată.

Panoul de comandă permite:

- controlul fotoliului stomatologic
- oprirea fotoliului în caz de urgență
- pornirea/oprirea lămpii scialitice
- acționarea celor 4 poziții memorate
- controlul manual/automat al timpului de umplere a paharului
- controlul manual/automat al timpului de clătire a vasului sclipător

## OPȚIUNI SUPLIMENTARE

- aspirator chirurgical prin sistem cattani / dürr cs1 sepamatic, prin sistem dürr cas1 separator / dürr msbv (necesită pompă vacuum)
- extensie cu 2 posturi pentru instrumente
- seringă apă-aer
- lampă fotopolimerizare cu fir
- braț prelungit în funcție de model
- braț pantografic, reglabil pe înălțime



**MASA ASISTENTEI CU 2 POSTURI**



**MASA ASISTENTEI CU BRAȚ PANTOGRAFIC**



**MASA ASISTENTEI CU 4 POSTURI**



**BRAȚ PRELUNGIT ÎN FUNCȚIE DE MODEL**

## Pedale



### PEDALĂ PRIN APĂSARE

- permite activarea instrumentelor

STANDARD pentru Chirana Cheese toate modelele



### PEDALĂ PRIN APĂSARE CU 3 FUNCȚII

- activarea instrumentelor
- funcția Chip-Blow
- pornire/oprire răcire cu apă



### PEDALĂ MULTIFUNCȚIONALĂ CU EXCURSIE LATERALĂ

- permite reglarea progresivă a turației micromotorului electric, controlul instrumentelor (fără comandă fotoliu) și funcția Chip-Blow



### PEDALĂ MULTIFUNCȚIONALĂ PRIN APĂSARE

- permite reglarea progresivă a turației micromotorului electric, controlul instrumentelor, comandă fotoliu și funcția Chip-Blow
- pedala este disponibilă și în varianta wireless



### PEDALĂ MULTIFUNCȚIONALĂ CU EXCURSIE LATERALĂ 7F

- permite reglarea progresivă a turației micromotorului electric, controlul instrumentelor, comandă fotoliu și funcția Chip-Blow
- opțional model wireless



### PEDALĂ MULTIFUNCȚIONALĂ CU EXCURSIE LATERALĂ 9F

- permite reglarea progresivă a turației micromotorului electric, controlul instrumentelor, comandă fotoliu, funcția Chip-Blow și 2 butoane pentru setare personalizată (pornire/oprire lampă scialitică, umplere pahar)
- compatibil doar cu Chirana Cheese Effective
- opțional model wireless

## Tăvițe

Tăviță simplă sau dublă, cu suprafață din silicon sau inox, montată pe brațul lămpii scialitice, pe braț pivotant sau pantografic.



Tăviță simplă sau dublă, cu suprafață din silicon sau inox, montată sub masa medicală, la uniturile cu furtunele pe sus.



## Igienă și dezinfecție

- sistem automat de curățare și dezinfecție al circuitelor de apă a posturilor selectate
- sistem de comutare de la apa distilată la apa de rețea
- sistem apă distilată
- boiler încorporat pentru apă caldă la pahar
- bol ceramic detașabil, inclusiv detașarea sistemelor de clătire și umplere a paharului, asigurând o curățare, dezinfecție și sterilizare ușoare
- atât furtunele cât și suportii instrumentelor și a pieselor de mână pot fi detașați pentru o dezinfecție și curățare rapidă și ușoară prin autoclavare
- sistemul de alimentare cu apă respectă standardele EN 1717 (DVGW)



# Fotoliu SK1-01

- cotieră fixă pe partea stângă
- sistem de ridicare electromecanic, cu 2 motoare individuale Linak, pentru șezut și spătar
- software pentru programare și memorare a 4 poziții de lucru
- tapițerie antibacteriană fără cusături
- sarcină maxima 180 kg

STANDARD pentru Chirana Cheese Easy, Chirana Cheese Easy Lift



4 230 euro  
TVA INCLUS

## DOTĂRI ADIȚIONALE

- cotieră rabatabilă pe partea dreaptă
- posibilitate de tapițare a cotierelor
- șezut înălțător pentru copii

## \*DOAR PENTRU SK1-01:

- tapițerie moale cu cusături
- sistem de siguranță activă



# Fotoliu SK1-08

- cotieră fixă pe partea stângă
- sistem de ridicare electromecanic, cu 2 motoare individuale Linak, pentru șezut și spătar
- software pentru programare și memorare a 8 poziții de lucru (4 poziții de lucru pentru 2 utilizatori diferiți)
- tapițerie moale, antibacteriană, cu cusături
- sistem de siguranță activă - detectează obstacolele și se oprește într-o poziție de siguranță
- sarcină maximă 185 kg

STANDARD pentru Chirana Cheese Effective



**5 938** euro  
TVA INCLUS

# Chirana CHEESE Easy

CU FURTUNE SUS ȘI FOTOLIU SK1-01

13 190 euro  
TVA INCLUS

## PIESE DE MÂNĂ INCLUSE:

- seringă apă-aer Chirana cu 3 funcții
- micromotor electric Chirana CH660 (până la 40.000 rpm) cu piesă contraunghi Chirana 120-168D/T cu push-button
- terminal cu fibră optică pentru sistem midwest pentru turbină



LIVRARE ȘI  
INSTALARE RAPIDĂ





**GARANȚIE  
PÂNĂ LA 5 ANI\***



**SERVICE ÎN  
MAXIMUM 24H**



**PLATA ÎN RATE**



**POSTGARANȚIE  
10 ANI**

# Chirana CHEESE Easy

CU CART MOBIL ȘI FOTOLIU SK1-01

**12 450 euro**  
TVA INCLUS



CU FURTUNE JOS ȘI FOTOLIU SK1-01

**12 390 euro**  
TVA INCLUS



**LIVRARE ȘI  
INSTALARE RAPIDĂ**

\* Garanția produselor este de 2 ani și poate fi prelungită până la 5 ani prin contractul de service HALMADENT. Imaginile sunt cu titlu de prezentare și pot conține dotări opționale, diferite de cele din ofertă. Prețurile prezentate sunt cu titlu informativ pentru configurația standard.

# Chirana CHEESE Easy Lift

CU FURTUNE SUS ȘI FOTOLIU SK1-01

14 850 euro  
TVA INCLUS

## PIESE DE MÂNĂ INCLUSE:

- seringă apă-aer Chirana cu 3 funcții
- micromotor electric Chirana CH660 (până la 40.000 rpm) cu piesă contraunghi Chirana 120-168D/T cu push-button
- terminal cu fibră optică pentru sistem midwest pentru turbină



LIVRARE ȘI  
INSTALARE RAPIDĂ



# Chirana CHEESE Easy Lift

CU CART MOBIL ȘI FOTOLIU SK1-01



**GARANȚIE  
PÂNĂ LA 5 ANI\***



**SERVICE ÎN  
MAXIMUM 24H**



**PLATA ÎN RATE**



**POSTGARANȚIE  
10 ANI**

**14 590 euro**  
TVA INCLUS



\* Garanția produselor este de 2 ani și poate fi prelungită până la 5 ani prin contractul de service HALMADENT. Imaginile sunt cu titlu de prezentare și pot conține dotări opționale, diferite de cele din ofertă. Prețurile prezentate sunt cu titlu informativ pentru configurația standard.

# Chirana CHEESE Effective

CU FURTUNE JOS ȘI FOTOLIU SK1-08

**16 450** euro  
TVA INCLUS

## PIESE DE MÂNĂ INCLUSE:

- seringă apă-aer Chirana cu 3 funcții
- micromotor electric Chirana CH660 (până la 40.000 rpm) cu piesă contraunghi Chirana 120-168D/T cu push-button
- terminal cu fibră optică sistem midwest pentru turbină



**LIVRARE ȘI  
INSTALARE RAPIDĂ**

# Chirana CHEESE Effective

CU FURTUNE SUS ȘI FOTOLIU SK1-08



**GARANȚIE  
PÂNĂ LA 5 ANI\***



**SERVICE ÎN  
MAXIMUM 24H**




**PLATA ÎN RATE**



**POSTGARANȚIE  
10 ANI**

**17 250 euro**  
TVA INCLUS



**LIVRARE ȘI  
INSTALARE RAPIDĂ**

\* Garanția produselor este de 2 ani și poate fi prelungită până la 5 ani prin contractul de service HALMADENT. Imaginile sunt cu titlu de prezentare și pot conține dotări opționale, diferite de cele din ofertă. Prețurile prezentate sunt cu titlu informativ pentru configurația standard.

# Scaunul medicului

Datorită construcției robuste, designului atragător și prin utilizarea tehnologiilor și materialelor avansate scaunele pentru medic Chirana sunt proiectate pentru a satisface clienții cei mai exigenți.

## SCAUN CHIRANA SMILE 3

- Cu șezut mare și suport pentru picioare, facilitează tratarea pacienților și din poziția șezut.
- Confortabil și stabil, asigură în același timp mobilitatea necesară în timpul intervențiilor.

**430** euro  
TVA INCLUS



## SCAUN CHIRANA SMILE 5

- Confortabil și ergonomic, cu șezut rotund și spătar alungit lateral, este alegerea profesională pentru cabinetul stomatologic.
- Disponibil în două variante de înălțime pentru șezut - D50: 450-580mm / K5: 528-710mm.

**450** euro  
TVA INCLUS





## SCAUN CLINE

- Scaun tip șa ajustabil pe înălțime. Șezut cu formă ergonomică cu tapițerie din piele ecologică.
- Cadru metalic cromat cu suport pentru picioare.
- Gama de culori: negru, alb.



**430** euro  
TVA INCLUS

## SCAUN DENTAL

- Șezut rotund și arc pneumatic, spătar alungit lateral cu posibilitate de reglare
- Tapițerie fabricată în Elveția.
- Disponibil într-o gamă variată de culori.
- Opțional, suport pentru picioare.



**450** euro  
TVA INCLUS

## SCAUN RADIOLOGIE RTG

- Scaun pentru radiologie cu spătar înalt și picior cromat;
- Tapițerie fabricată în Elveția.
- Disponibil într-o gamă variată de culori.




**430** euro  
TVA INCLUS



Când tehnologia întâlnește simțul estetic.

De mai bine de 10 ani, Siger susține medicii dentiști din peste 60 de țări pentru a crea experiențe premium pentru fiecare pacient.



## *accesibil*

Medicii stomatologi pot beneficia de performanță optimizând nivelul investiției inițiale. Siger aduce funcționalități moderne și flexibilitatea unor unituri premium, la un preț accesibil.

## *funcțional*

Unituri configurabile cu multiple posturi de lucru, lumină LED și postură de lucru adaptabilă în funcție de preferințele medicului stomatolog.

## *modern*

Design modern și varietate de culori care se pot adapta personalității oricărui cabinet stomatologic.



# impress them

**SIGER V1000**

**p.36**

**SIGER U200**


**p.40**

**SIGER S30**

**p.44**



# confortabil și eficient



## Siger V1000

Configurabil cu multiple posturi de lucru și postură adaptabilă în funcție de preferințe, Siger V1000 le oferă medicilor oportunitatea de a experimenta performanța cu o investiție accesibilă.

# SIGER V1000

CU FURTUNE JOS/SUS

## PIESE DE MÂNĂ INCLUSE:

- seringă apă/aer cu 3 funcții (pe masa medicală și pe masa asistentei)
- micromotor pneumatic cu piesă contraunghi
- turbină Chirana TG 656 Easy
- detartraj ultrasonic
- lampă fotopolimerizare WOODPECKER (pe masa asistentei)

**5 290** euro  
TVA INCLUS



**GARANȚIE  
2 ANI**



**SERVICE ÎN  
MAXIMUM 24H**



**PLATA ÎN RATE**



**POSTGARANȚIE  
10 ANI**



**LIVRARE ȘI  
INSTALARE RAPIDĂ**

## Masa medicală

pe braț pantografic, cu frână pneumatică, dotată cu negatoscop LED și permite reglarea debitului de apă pentru fiecare post în parte

### CINCI POSTURI PENTRU INSTRUMENTE

- seringă apă/aer
- post turbină cu fibră optică
- al doilea post de turbină fără fibră optică
- post micromotor pneumatic
- post detartraj ultrasonic

## Lampă scialitică LED

- tehnologie LED de ultimă generație și sistem optic modern
- senzor optic care permite pornirea/oprirea și reglarea intensității luminoase fără a atinge lampa
- intensitate luminoasă reglabilă între 6.500-26.000 lux
- temperatura de culoare 4300°K
- suprafața iluminată 70x140 mm (de la o distanță de 700 mm)
- reglabilă pe 3 axe
- mânere detașabile
- sistem anti-umbre



## Pedală cu excursie laterală

- reglarea turației micromotorului și a turbinei
- pornire/oprire apă la piesele de mână
- activarea funcției de uscarea cu aer, funcția "Chip-Blow"
- reglarea fotoliului dentar
- accesarea programului de clătire
- accesarea programului "0"



## Masa asistentei

dotată cu 4 posturi pentru instrumente și furtune detașabile

- aspirație chirurgicală, sistem Venturi pe aer
- aspirator de salivă, sistem Venturi pe apă
- seringă apă/aer
- lampă fotopolimerizare Woodpecker

## Bloc scuiător

- sistem de aspirație detașabil pentru o curățare cât mai ușoară
- sistem de apă distilată încorporat, cu posibilitate de comutare la rețeaua de apă
- vas scuiător ceramic, detașabil
- insert din silicon, autoclavabil
- filtre ușor accesibile
- boiler încorporat pentru apă caldă

## Fotoliu pacient

- sistem de siguranță activă – oprește mișcarea fotoliului în cazul întâlnirii unui obstacol și revine automat pentru deblocare
- tapiserie antibacteriană fără cusături, care permite curățarea ușoară
- tetieră dublu articulată
- cotieră fixă pe partea stângă și opțional, cotieră rabatabilă pe partea dreaptă
- software ce permite memorarea a 5 poziții, printre care un program special de clătire (prin apăsarea unui singur buton fotoliul se mută în poziția de clătire, stinge lampa scialitică și umple paharul, apoi, prin apăsarea aceluiași buton, fotoliul revine la ultima poziție de lucru, pornește apa la vasul scuiător și se aprinde lampa scialitică)
- mare varietate de culori



Scaun pentru medic



\* Imaginile sunt cu titlu de prezentare și pot conține dotări opționale, diferite de cele din ofertă. Prețurile prezentate sunt cu titlu informativ pentru configurația standard.



sigur  
și inteligent







## Siger U200

Unitul stomatologic U200 reunește designul atractiv cu tehnologia de ultimă generație, alăturând performanța și fiabilitatea pieselor de mână Bien Air.

# SIGER U200

CU FURTUNE JOS/SUS

## PIESE DE MÂNĂ INCLUSE:


- seringă apă/aer cu 3 funcții (pe masa medicală și pe masa asistentei)
- micromotor electric MC2 IR Bien Air sau micromotor electric pe inducție magnetică MCX LED Bien Air
- turbină Black Pearl Eco Bien Air - cu push button
- detartraj cu ultrasunete LED cu 3 anse
- lampă fotopolimerizare LED (pe masa asistentei)

## CU MICROMOTOR ELECTRIC BIEN AIR MC2 IR

7 290 euro  
TVA INCLUS

## CU MICROMOTOR ELECTRIC PE INDUCȚIE MAGNETICĂ BIEN AIR MCX LED

7 990 euro  
TVA INCLUS



GARANȚIE  
2 ANI



SERVICE ÎN  
MAXIMUM 24H



PLATA ÎN RATE



POSTGARANȚIE  
10 ANI



LIVRARE ȘI  
INSTALARE RAPIDĂ

## Masa medicală

cu frână pneumatică și panou de comandă touch pad

### CINCI POSTURI PENTRU INSTRUMENTE

- seringă apă/aer
- post turbină cu fibră optică
- al doilea post de turbină fără fibră optică
- post micromotor electric
- post detartraj ultrasonic cu lumină LED

### PANOUL DE COMANDĂ PERMITE:

- reglarea fotoliului, respectiv accesarea celor 5 poziții programabile
- umplerea paharului cu apă caldă/rece
- clătirea vasului scuiător
- controlul lămpii scialitice cu LED
- pornirea/oprirea iluminării pieselor de mână

### FUNCȚIONALITĂȚI


- negatoscop LED încorporat
- senzor optic pentru controlul instrumentelor la masa medicală cu furtunele pe jos, și microswitch la masa medicală cu furtunele pe sus
- posibilitatea reglării debitului de apă pentru fiecare post în parte
- tăviță mare cu inserție din silicon, sub masa medicală

## Lampă scialitică LED

- tehnologie LED de ultimă generație și sistem optic modern
- senzor optic care permite pornirea/oprirea și reglarea intensității luminoase fără a atinge lampa
- intensitate luminoasă reglabilă între 6.500-26.000 lux
- temperatura de culoare 4300°K
- suprafața iluminată 70x140 mm (de la o distanță de 700 mm)
- reglabilă pe 3 axe
- mânere detașabile
- sistem anti-umbre

## Pedală cu excursie laterală

- reglarea turației micromotorului și a turbinei
- pornire/oprire apă la piesele de mână
- activarea funcției de uscare cu aer, funcția "Chip-Blow"
- reglarea fotoliului dentar
- accesarea programului de clătire
- accesarea programului "0"
- accesarea poziției de urgență



## Masa asistentei

cu panou de comandă touch pad și 4 posturi pentru instrumente

- aspirație chirurgicală, sistem Venturi pe aer
- aspirator de salivă, sistem Venturi pe apă
- seringă apă/aer
- lampă fotopolimerizare Woodpecker

### FUNCȚIONALITĂȚI

- senzor optic pentru controlul instrumentelor
- furtune de aspirație detașabile pentru o curățare ușoară

## Bloc scuiător

- sistem de aspirație temporizat pentru evitarea depunerilor pe furtun
- acces facil la filtrele aspiratorului
- furtunele și canulele de aspirație pot fi integral curățate și dezinfectate
- sistem de apă distilată integrat în construcția unitului cu posibilitate de comutare la rețeaua de apă
- vas scuiător ceramic ce poate fi rotit la 180°, asigurând confortul pacienților și al asistentei

## Fotoliu pacient


- sistem de siguranță activă – oprește mișcarea fotoliului în cazul întâlnirii unui obstacol și revine automat pentru deblocare
- tapițerie antibacteriană fără cusături, care permite curățarea ușoară
- tetieră dublu articulată
- cotieră fixă pe partea stângă și opțional, cotieră rabatabilă pe partea dreaptă
- software ce permite memorarea a 5 poziții, printre care un program special de clătire (prin apăsarea unui singur buton fotoliul se mută în poziția de clătire, stinge lampa scialitică și umple paharul, apoi, prin apăsarea aceluiași buton, fotoliul revine la ultima poziție de lucru, pornește apa la vasul scuiător și se aprinde lampa scialitică)
- mare varietate de culori




Scaun pentru medic



\* Imaginile sunt cu titlu de prezentare și pot conține dotări opționale, diferite de cele din ofertă. Prețurile prezentate sunt cu titlu informativ pentru configurația standard.



# viabil și competitiv



## Siger S30

Caracterizat de confort și igienă la superlativ, unitul SIGER S30 implementează sistemul staționar al blocului scuițător ce oferă stabilitate maximă întregului echipament și confort suplimentar pacientului.

# SIGER S30

CU FURTUNE JOS/SUS

## PIESE DE MÂNĂ INCLUSE:

- seringă apă/aer cu 3 funcții (pe masa medicală și pe masa asistentei)
- micromotor electric MC2 IR Bien Air sau micromotor electric pe inducție magnetică MCX LED Bien Air
- turbină Black Pearl Eco Bien Air - cu push button
- detartraj cu ultrasunete LED cu 3 anse
- lampă fotopolimerizare LED (pe masa asistentei)

## CU MICROMOTOR ELECTRIC BIEN AIR MC2 IR

8 290 euro  
TVA INCLUS

## CU MICROMOTOR ELECTRIC PE INDUCȚIE MAGNETICĂ BIEN AIR MCX LED

8 990 euro  
TVA INCLUS



LIVRARE ȘI  
INSTALARE RAPIDĂ



GARANȚIE  
2 ANI



SERVICE ÎN  
MAXIMUM 24H



PLATA ÎN RATE



POSTGARANȚIE  
10 ANI

## Masa medicală

pe braț pantografic, cu frana pneumatică și panou de comandă touch pad

### CINCI POSTURI PENTRU INSTRUMENTE

- seringă apă/aer
- post turbină cu fibră optică
- al doilea post de turbină fără fibră optică
- post micromotor pneumatic
- post detartraj ultrasonic


## Lampă scialitică LED

- tehnologie LED de ultimă generație și sistem optic modern
- senzor optic care permite pornirea/oprirea și reglarea intensității luminoase fără a atinge lampa
- intensitate luminoasă reglabilă între 6.500-26.000 lux
- temperatura de culoare 4300°K
- suprafața iluminată 70x140 mm (de la o distanță de 700 mm)
- reglabilă pe 3 axe
- mânere detașabile
- sistem anti-umbre



## Pedală cu excursie laterală

- reglarea turației micromotorului și a turbinei
- pornire/oprire apă la piesele de mână
- activarea funcției de uscare cu aer, funcția "Chip-Blow"
- reglarea fotoliului dentar
- accesarea programului de clătire
- accesarea programului "0"
- accesarea poziției de urgență



## Masa asistentei

dotată cu 4 posturi pentru instrumente și furtune detașabile

- aspirație chirurgicală, sistem Venturi pe aer
- aspirator de salivă, sistem Venturi pe apă
- seringă apă/aer
- lampă fotopolimerizare Woodpecker

## Bloc scuițător

- sistem de aspirație detașabil pentru o curățare cât mai ușoară
- sistem de apă distilată încorporat, cu posibilitate de comutare la rețeaua de apă
- vas scuițător ceramic, detașabil
- insert din silicon, autoclavabil
- filtre ușor accesibile
- boiler încorporat pentru apă caldă

## Fotoliu pacient

- datorită sistemului staționar al blocului scuițător oferă stabilitate maximă întregului echipament și confort pacientului
- tehnologia de culisare orizontală a șezutului rezolvă problema „frecării spatelui” și face ca fotoliul SIGER S30 să fie unul dintre cele mai confortabile
- spătarul ultrasubțire din aluminiu oferă spațiu mărit atât pentru medic cât și pentru asistentă și oferă ergonomie crescută
- sistem de siguranță activă – oprește mișcarea fotoliului în cazul întâlnirii unui obstacol și revine automat pentru deblocare
- tapițerie antibacteriană fără cusături, care permite curățarea ușoară
- tetieră dublu articulată
- cotieră stânga fixă și opțional, cotieră dreapta rabatabilă
- software ce permite memorarea a 5 poziții, printre care un program special de clătire (prin apăsarea unui singur buton fotoliul se mută în poziția de clătire, stinge lampa scialitică și umple paharul, apoi, prin apăsarea aceluiași buton, fotoliul revine la ultima poziție de lucru, pornește apa la vasul scuițător și se aprinde lampa scialitică)
- mare varietate de culori

 **BONUS LA PLATA INTEGRALĂ**

Scaun pentru medic



\* Imaginile sunt cu titlu de prezentare și pot conține dotări opționale, diferite de cele din ofertă. Prețurile prezentate sunt cu titlu informativ pentru configurația standard.



FABRICAT ÎN  
JAPONIA

Uniturile Takara Belmont marchează apogeul performanței și eficienței în sfera stomatologică.

Calitatea japoneză se bucură de încrederea medicilor stomatologi de top din întreaga lume.

Pentru cele mai complexe intervenții stomatologice, echipamentele Belmont reprezintă piatra de temelie care asigură succesul final.

## *calitate*

Produce în Japonia, uniturile dentare Belmont sunt fabricate folosind materiale de cea mai înaltă calitate și de cele mai noi tehnologii pentru a obține performanță de excepție.


## *fiabilitate*

Garanție 5 ani și fiabilitate dovedită de 45 de ani de tradiție și renume în domeniu, susținută de un contract de service rapid, în maximum 24h.


## *confort*

Create cu cea mai mare atenție la detalii, uniturile dentare Belmont oferă confort deplin atât pentru client cât și pentru medicul stomatolog.





# unleash your genius



**CLESTA eIII**

**pag 50**

**CLESTA II**

**pag 54**

**CLESTA II CLAIR**

**pag 56**

**SP-CLEO II**

**pag 62**




FABRICAT ÎN  
JAPONIA





loial și  
minuțios



## Belmont Clesta eIII

Confortabil și inteligent, Clesta eIII  
îmbină eficiența și ușurința de  
utilizare pentru a facilita efectuarea  
tratamentului la cele mai înalte  
standarde.

# Belmont Clesta eIII

## ECHIPARE MASĂ MEDICALĂ:

- seringă apă/aer
- două posturi turbină cu fibră optică Midwest
- post de micromotor pe inducție magnetică
- detartraj LED cu funcție endo

de la  
**12 525** euro  
TVA INCLUS





**GARANȚIE  
5 ANI**



**SERVICE ÎN  
MAXIMUM 24H**



**PLATA ÎN RATE**



**POSTGARANȚIE  
10 ANI**

## Masa medicală

- cu frână pneumatică ce asigură mobilitate și flexibilitate
- braț pivotant pentru piesele de mână, amplasat sub masa medicală, ce permite apropierea maximă în timpul activității
- dotată cu tăviță mare doar pentru furtunele pe jos

### OPȚIUNI SUPLIMENTARE

- negatoscop LED încorporat mic sau mare
- varianta cu cart mobil

## Masa asistentei

- dotată cu 3 instrumente: seringă apa/aer, aspirator de salivă și aspirator chirurgical (sistem Venturi)
- permite controlul fotoliului pacientului

## Lampa scialitică 300LED

- dotată cu senzor optic
- intensitate reglabilă de la 3.100 lux la 28.000 lux.



## Bloc scuipător

- vas scuipător ceramic ușor de curățat, cu design ergonomic ce previne varsarea apei
- rezervor colector solid care permite o aspirație puternică
- opțional: sistem de apă distilată, carcasă pentru protecție, boiler pentru încălzirea apei la paharul pacientului

### OPȚIUNI SUPLIMENTARE

- sistem de apă distilată
- carcasă pentru protecție
- boiler pentru încălzirea apei la paharul pacientului

## Fotoliu pacient

- tapițerie ergonomică pentru confortul pacientului
- înclinație a spătarului ce previne alunecarea pacientului
- sistem hidraulic care permite ridicarea de la înălțimea inițială de 420 mm până la 820 mm
- talpă plată acoperită cu rășină, pentru curățare ușoară
- poziție pentru adulți și poziție pentru copii

### OPȚIUNI SUPLIMENTARE

- cotieră pe partea dreaptă, cu deschidere spre exterior, tetieră dublu articulată

## Pedala multifuncțională

- cu excursie laterală
- permite reglarea progresivă a turației turbinei
- pornire/oprire apă la piesele de mână
- funcția Chip-Blow
- joystick separat pentru comenzile fotoliului
- permite reglarea manuală a fotoliului în pozițiile: sus-jos, înainte-înapoi

### OPȚIUNI SUPLIMENTARE


- pedala poate fi dotată cu mâner pentru mutarea cu ușurință



Imaginile sunt cu titlu de prezentare și pot conține dotări opționale, diferite de cele din ofertă. Prețurile prezentate sunt cu titlu informativ pentru configurația standard.



FABRICAT ÎN  
JAPONIA




devotat  
și responsabil

## Belmont Clesta II

Intuitiv și totodată complex, Clesta II ridică standardele în medicina dentară prin sinergia sistemelor multiple, generând satisfacții prin tratamente la înalt nivel.



A series of seven horizontal, wavy lines in a light teal color, positioned on the left side of the page.

perfectionist  
și inovator

## Belmont Clesta II Clair

Întotdeauna cu un pas în fața cerințelor stomatologice, Clesta II Clair revoluționează confortul pacienților printr-o inginerie complexă și un design unic.





## Masa medicală

configurabilă cu până la cinci posturi, masa medicală poate fi cu furtunele pe jos (standard sau tip Place) sau cu furtunele pe sus.



- masa medicală standard, furtune jos



- masa medicală tip Place, furtune jos



- masa medicală furtune sus

## INTUITIV ȘI UȘOR DE UTILIZAT, PANOUL DE COMANDĂ PERMITE URMĂTOARELE COMENZI:

- pornire/oprire pentru apa de răcire
- pornire/oprire lumină la piesele de mână
- reglarea vitezei de rotație a micromotorului
- schimbarea direcției de rotație a micromotorului
- reglarea funcțiilor: setare timp alarmă, presetarea pozițiilor fotoliului și presetarea vitezei de rotație a micromotorului în patru grupe de combinări, reglarea duratei de umplere a paharului, dezactivarea sunetului, iluminarea pieselor de mână, 4 tipuri de sunete pentru cronometru, selectarea vitezei maxime de rotație a micromotorului în 3 sau 5 pași
- comutare mod auto sau manual pentru fotoliu
- comandă apă la pahar și la vasul scuiător
- pornire/oprire lampă scialitică




## Masa asistentei

- include seringă cu 3 funcții, aspirator de salivă și aspirație chirurgicală
- funcțiile mesei asistentei permit controlul fotoliului pacientului, apa la pahar și clătirea vasului scuiător

## OPȚIUNI SUPLIMENTARE

- masa asistentei se poate dota cu braț pantografic reglabil în înălțime (are 11 puncte diferite de reglaj)



## Lampa scialitică 300LED

- senzor optic, intensitate reglabilă între 3.100 lux și 28.000 lux
- LED-urile mențin temperatura lămpii la un nivel scăzut în timpul intervenției și au consum redus de energie



## OPȚIUNI SUPLIMENTARE

- lampă scialitică 900LED

## Fotoliu pacient CLESTA II CLAIR

- prevăzut cu suport pliabil pentru picioare.
- accesul ușor, cu piciorul, la comenzile fotoliului, permite operatorului să își păstreze mâinile libere și curate (comenzi pentru acționarea tetierei, fotoliului și pozițiilor automate)
- dotare standard tetieră electrică



## Fotoliu pacient CLESTA II

- spătar rabatabil ce asigură o poziție confortabilă pentru pacient și acces facil pentru medic
- conexiune la baza fotoliului, elimină folosirea furturelor exterioare



## Bloc scuiător

- vasul scuiător, detașabil, poate fi din porțelan sau din sticlă transparentă, roz, verde sau albastră. Este extrem de rezistent și creează un mediu aseptice pentru pacient, iar suprafața netedă îl face ușor de curățat.
- blocul scuiător poate fi dotat cu boiler pentru încălzirea apei, sistem de apă distilată sau senzor pentru umplerea automată a paharului.



## Pedala

Standard:

- permite reglarea manuală a fotoliului în pozițiile: sus-jos, înainte-înapoi
- dotată cu întrerupător pentru selectarea pozițiilor programate (4 poziții)

## OPȚIUNI SUPLIMENTARE

- pedala poate fi dotată cu mâner pentru mutarea cu ușurință

Model upgrade:

- pedala permite controlul instrumentelor, apa la piesele de mână și funcția Chip- Blow

## OPȚIUNI SUPLIMENTARE

- pedală multifuncțională ce permite controlul fotoliului sau acționarea pozițiilor programate
- mâner ce permite mutarea cu ușurință a pedalei



# Belmont Clesta II

de la  
15 490 euro  
TVA INCLUS

## ECHIPARE MASĂ MEDICALĂ:

- seringă apă/aer
- două posturi turbină cu fibră optică Midwest
- post de micromotor pe inducție magnetică
- detartraj LED cu funcție endo



# Belmont Clesta II Clair



**GARANȚIE  
5 ANI**



**SERVICE ÎN  
MAXIMUM 24H**



**PLATA ÎN RATE**



**POSTGARANȚIE  
10 ANI**

de la  
**20 380** euro  
TVA INCLUS



• Micromotor  
Bien Air  
MCX LED


Imaginile sunt cu titlu de prezentare și pot conține dotări opționale, diferite de cele din ofertă.  
Prețurile prezentate sunt cu titlu informativ pentru configurația standard.

A series of five horizontal, wavy lines in a light teal color, spanning the width of the page, positioned above the main text.

distins și  
ingenios

## Belmont SP-Cleo II

Superior mai ales din punct de vedere al ingineriei folosite, SP-Cleo II vine cu o multitudine de funcționalități ce asigură succesul celor mai complexe operații stomatologice.



# Belmont SP-CLEO II

de la  
21 650 euro  
TVA INCLUS



• Micromotor  
Bien Air  
MCX LED



## ECHIPARE MASĂ MEDICALĂ:

- seringă apă/aer
- două posturi turbină cu fibră optică Midwest
- post de micromotor pe inducție magnetică
- detartraj LED cu funcție endo





**GARANȚIE  
5 ANI**



**SERVICE ÎN  
MAXIMUM 24H**



**PLATA ÎN RATE**



**POSTGARANȚIE  
10 ANI**

## Masa medicală

Compactă, foarte accesibilă și ușor manevrabilă, masa medicală se poate muta în spatele pacientului facilitând transferul simplu, fără efort al instrumentelor, oferind astfel și un plus de confort pacientului.

- cu cinci posturi, poate avea furtunele pe jos - standard sau tip Place.



## Masa asistentei

- pe braț pivotant
- se poate muta în orice poziție: pe verticală, lateral spre exterior sau interior la 90°
- întrerupătoare pentru controlul fotoliului, apă la pahar și clătire vas scuiător
- seringă apa/aer Belmont, aspirator de salivă, aspirator chirurgical (sistem Venturi)

## Lampa scialitică 900 LED

- mâner conceput pentru a oferi o poziționare precisă și echilibrată
- intensitate reglabilă de la 4.000 lux la 32.000 lux
- LED-uri care mențin temperatura lămpii la un nivel scăzut în timpul intervenției, cu un consum redus de energie



## Blocul scuiător

- rotire la 90° în exterior, pentru accesul în cadrul intervențiilor speciale
- vas scuiător din porțelan robust, de o calitate deosebită, fără să-și modifice culoarea în timp
- duze pentru apa la pahar și clătirea vasului scuiător detașabile, permițând întreținerea facilă

## Pedala

- permite controlul instrumentelor, apa la piesele de mână și funcția Chip-Blow.

## OPȚIUNI SUPLIMENTARE

- pedală multifuncțională ce permite controlul fotoliului sau acționarea pozițiilor programate
- mâner ce permite mutarea cu ușurință a pedalei



Imaginile sunt cu titlu de prezentare și pot conține dotări opționale, diferite de cele din ofertă. Costurile prezentate sunt cu titlu informativ pentru configurația standard.

**Halmadent**

*piese de mână*



gamă variată de piese de mână  
cu sau fără lumină, halogen sau  
LED, din inox sau titan



tehnologie elvețiană, calitate  
premium. Piese de mână precise și  
fiabile într-o mare varietate de opțiuni

## *fiabilitate*

Rulmenții ceramici asigură un plus de fiabilitate și durată de viață crescută. În plus, elimină zgomotul și vibrațiile.

## *igienă perfectă*

Corpul piesei este realizat din inox sau titan, cu posibilitate de spălare automată, dezinfecție și sterilizare. Valva de oprire a aerului previne aspirația de fluide, prelungind viața mecanismului și îmbunătățind standardul de igienă.

## *vizibilitate și confort*

Piesele cu lumina LED cresc vizibilitatea în timpul intervențiilor stomatologice, iar tehnologia LED elimină încălzirea pieselor de mână și crește durata de viață a sursei de lumină.

## *răcire optimă*

Multiple orificii spray (unul, trei sau cinci).

# chirana music

Calitate și tehnologie. Gamă variată de piese de mână cu sau fără lumină, halogen sau LED, din inox sau titan.

**Turbine dentare** pag 70

**Micromotoare** pag 71

**Piese contraunghi** pag 72

**Accesorii întreținere piese de mână** pag 73

## TURBINĂ TG 656 EASY



- push button
- putere: 18 W
- viteză maximă de operare: 380.000 rpm
- rulmenți ceramici
- conexiune: 4-ISO-Midwest
- autoclavabilă la 135°C

**189 euro**  
TVA INCLUS

## TURBINĂ TG 656



- push button
- putere: 18 W
- viteză maximă de operare: 380.000 rpm
- rulmenți ceramici
- conexiune 4-ISO-Midwest
- autoclavabilă la 135°C

**316 euro**  
TVA INCLUS

## TURBINĂ TGL 656 EASY



- fibră optică LED
- push button
- putere: 18 W
- viteză maximă de operare: 380.000 rpm
- diametru: Ø 13 mm
- rulmenți ceramici
- conexiune: 6-ISO-Midwest
- autoclavabilă la 135°C

**311 euro**  
TVA INCLUS

## TURBINĂ TGL 656



- fibră optică LED
- push button
- putere: 18 W
- viteză maximă de operare: 380.000 rpm
- rulmenți ceramici
- conexiune: 6-ISO-Midwest
- autoclavabilă la 135°C

**437 euro**  
TVA INCLUS

## TURBINĂ TGL 637 TURBINĂ TSL 637 CU CAP MIC



- fibră optică LED
- push button
- putere: 18 W / turbină cu cap mic: 14 W
- viteză maximă de operare: 380.000 rpm / turbină cu cap mic: 420.000 rpm
- diametru cap mic Ø 11 mm; cap mare Ø 13 mm
- rulmenți ceramici
- conexiune: cuplă Multiflex
- autoclavabilă la 135°C

**529 euro**  
TVA INCLUS

## CUPLĂ RAPIDĂ MULTIFLEX LED



- conexiune:  
6-ISO-Midwest
- LED

**165 euro**  
TVA INCLUS

## MICROMOTOR ELECTRIC CH 660



- reglarea vitezei de rotație până la 40.000 rpm
- autoclavabil la 135°C - doar carcasa detașabilă
- cuplu: 35mNm

**405 euro**  
TVA INCLUS

## MICROMOTOR ELECTRIC CH 660 LED



- LED
- reglarea vitezei de rotație până la 40.000 rpm
- autoclavabil la 135°C - doar carcasa detașabilă
- cuplu: 35mNm

**476 euro**  
TVA INCLUS

## MICROMOTOR ELECTRIC CH 660 B LED FĂRĂ PERII



Noua tehnologie de micromotor electric pe inducție (fără perii) nu necesită întreținere, reducând astfel cheltuielile cu consumabilele.

- LED
- reglarea vitezei de la 100 - 40.000 rpm
- filtru de aer
- autoclavabil la 135°C
- silențios, fără vibrații
- cuplu: 20 mNm

PENTRU OFERTĂ DE  
PREȚ PERSONALIZATĂ  
**0268.414.157**  
OFFICE@HALMADENT.RO

\* Prețul micromotoarelor nu include furtunul.



## PIESĂ CONTRAUNGHI 120+168D/T



- push button
- raport 1:1
- turație maximă: 40.000 rpm
- carcasă și componente din inox
- răcire internă
- autoclavabilă la 135°C

**462 euro**  
TVA INCLUS

## PIESĂ CONTRAUNGHI CU FIBRĂ OPTICĂ 120L+168D/T



- fibră optică
- push button
- raport 1:1
- turație maximă: 40.000 rpm
- carcasă și componente din inox
- răcire internă
- autoclavabilă la 135°C

**491 euro**  
TVA INCLUS

## PIESĂ DREAPTĂ 110D



- raport 1:1
- turație maximă: 40.000 rpm
- carcasă și componente din inox
- răcire internă
- autoclavabilă la 135°C

**277 euro**  
TVA INCLUS

## CAP PUSH-BUTTON 168D/T



- sistem push button
- raport 1:1
- turație maximă: 40.000 rpm
- carcasă și componente din inox
- autoclavabil la 135°C
- compatibil cu piesele contraunghi 120, 120L și cu piesele contraunghi KAVO

**185 euro**  
TVA INCLUS



# ÎNTREȚINERE PIESE DE MÂNĂ



FABRICAT ÎN  
SLOVACIA

Accesorii pentru întreținerea pieselor de mână CHIRANA. Întreținerea regulată și adecvată asigură longevitatea pieselor de mână și a turbinelor CHIRANA.

## DUZĂ KN



- pentru piese contraunghi, piesă dreaptă și cap contraunghi

**10** euro  
TVA INCLUS

## DUZĂ KT



- pentru turbine Midwest și Borden

**5** euro  
TVA INCLUS

## SPRAY SMIOIL



- Cantitate: 300 ml

**18** euro  
TVA INCLUS

- Cantitate: 500 ml

**25** euro  
TVA INCLUS

## DUZĂ KM



- pentru turbine cu cuplă Midwest

**10** euro  
TVA INCLUS



FABRICAT ÎN  
ELVEȚIA

Calitate elvețiană la superlativ. Bien Air este lider mondial în producția de micromotoare, piese de mână și piese contraunghi.

## *calitate*

Produse în Elveția la cele mai înalte standarde, folosind materiale de cea mai înaltă calitate și cele mai noi tehnologii pentru a obține performanță de excepție.

## *tehnologie*

Materiale inovatoare, tehnologii de răcire și optimizare a funcționării și lumină LED, pentru standarde maxime de lucru și de igienă.

## *fiabilitate*

Garanție extinsă și fiabilitate dovedită în peste 50 de ani de tradiție și renume în domeniu.

## *confort și siguranță*

Tehnologia unică BienAir ține temperatura sub control, indiferent de regimul de utilizare al pieselor de mână. Confort maxim pentru medic, siguranță pentru pacient



# pursuit of precision

**Turbine dentare** pag 76

**Piese contraunghi** pag 79

**Micromotoare** pag 82

**Accesorii întreținere piese de mână** pag 85



# TURBINĂ TORNADO

1600908-001 - pentru cuplă Unifix  
1600907-001 - pentru cuplă MULTiflex



- push button
- iluminare: LED
- viteză maximă de operare: 410.000 rpm
- nivel de zgomot: 55 dB(A)
- 4 puncte de răcire
- conexiune: Unifix, MULTiflex
- autoclavabilă la 135°C

**827 euro**  
TVA INCLUS

## PACHETE TURBINĂ TORNADO

Turbină TORNADO cu cuplă Unifix  
1700566-001

- putere: 27 W

**889 euro**  
TVA INCLUS

Turbină TORNADO cu cuplă MULTiflex  
1700565-001

- putere: 30 W

**889 euro**  
TVA INCLUS



# TURBINĂ BORA

1600382-001 - cu bec halogen, pentru cuplă Unifix  
1600638-001 - cu LED, pentru cuplă Unifix  
1600732-001 - pentru cuplă MULTiflex



- fibră optică
- push button
- putere: 17 W
- viteză maximă de operare: 320.000 rpm
- nivel de zgomot: 59 dB(A)
- 3 puncte de răcire
- conexiune: Unifix, MULTiflex
- autoclavabilă la 135°C

### CU BEC HALOGEN

**529 euro**  
TVA INCLUS

### CU LED

**690 euro**  
TVA INCLUS

## TURBINĂ BORA BLACKLINE

1600637-001 - cu LED, pentru cuplă Unifix  
1600731-001 - pentru cuplă MULTiflex

- corp din fibră de carbon la doar 57g
- fibră optică
- iluminare LED

**893 euro**  
TVA INCLUS



## PACHETE TURBINĂ BORA

Turbină BORA L cu cuplă Unifix 1700189-001

**629 euro**  
TVA INCLUS

Turbină BORA L LED cu cuplă Unifix 1700305-001

**729 euro**  
TVA INCLUS


Turbină BORA LK cu cuplă MULTiflex 1700513-001

**795 euro**  
TVA INCLUS





TESTARE  
GRATUITĂ



SERVICE CU  
PIESĂ LA SCHIMB



GARANȚIE PÂNĂ  
LA 3 ANI\*



POSTGARANȚIE  
10 ANI

## TURBINĂ PRESTIGE

1600380-001 - cu bec halogen, pentru cuplă Unifix  
1600641-001 - cu LED, pentru cuplă Unifix  
1600734-001 - pentru cuplă MULTiflex

- fibră optică
- push button
- putere: 12 W
- viteză maximă de operare: 315.000 rpm
- nivel de zgomot: 59 dB(A)
- 3 puncte de răcire
- conexiune: Unifix, MULTiflex
- autoclavabilă la 135°C

### CU BEC HALOGEN

**695** euro  
TVA INCLUS

### CU LED

**850** euro  
TVA INCLUS



## TURBINĂ PRESTIGE BLACKLINE

1600640-001 - cu LED, pentru cuplă Unifix  
1600733-001 - pentru cuplă MULTiflex

- corp din fibră de carbon la doar 54g
- fibră optică LED

**1 023** euro  
TVA INCLUS



## PACHETE TURBINĂ PRESTIGE

Turbină PRESTIGE L cu cuplă Unifix  
1700184-001

**824** euro  
TVA INCLUS

Turbină PRESTIGE LED cu cuplă Unifix  
1700306-001

**966** euro  
TVA INCLUS

Turbină PRESTIGE LK cu cuplă  
MULTiflex 1700515-001

**966** euro  
TVA INCLUS



FABRICAT ÎN  
ELVEȚIA

**Bien Air**<sup>+</sup>  
Dental

\* Garanția produselor este de 2 ani și permite extinderea cu 1 an suplimentar în cadrul programului de garanție Plancare de la Bien Air.



FABRICAT ÎN  
ELVEȚIA



**GARANȚIE PÂNĂ  
LA 2 ANI\***



**TESTARE  
GRATUITĂ**



**POSTGARANȚIE  
10 ANI**



**SERVICE CU  
PIESĂ LA SCHIMB**

## TURBINĂ BLACK PEARL ECO 3H



1600039-001

- push button
- putere: 13 W
- viteză maximă de operare: 310.000 rpm
- nivel de zgomot: 62 dB(A)
- iluminare: fără lumină
- 1 punct de răcire
- conexiune: fără cuplă rapidă, se cuplează pe furtun Borden
- autoclavabilă la 135°C

**264 euro**  
TVA INCLUS

## TURBINĂ BLACK PEARL ECO 4H



1600040-001

- push button
- putere: 13 W
- viteză maximă de operare: 310.000 rpm
- nivel de zgomot: 62 dB(A)
- iluminare: fără lumină
- 1 punct de răcire
- conexiune: fără cuplă rapidă, se cuplează pe furtun Midwest
- autoclavabilă la 135°C

**264 euro**  
TVA INCLUS



## CUPLĂ MULTIFLEX

1600902-001

- LED

**255 euro**  
TVA INCLUS



## CUPLĂ UNIFIX

1600363-001

**199 euro**  
TVA INCLUS

\* Garanția produselor este de 1 an și permite extinderea cu 1 an suplimentar în cadrul programul de garanție Plancare de la Bien Air.

# PIESE CONTRAUNGHII EVO.15

Precizie elvețiană, durabilitate, ergonomie.

Seria de piese contraunghi EVO.15, standard sau MicroSeries, redefinește standardele de performanță și revoluționează normele în privința siguranței pacienților. Durată de viață cu aproximativ 46% mai mare decât modelele convenționale.



## ACCU-CHUCK™ PRECIPLUS

- Confort și stabilitate fără vibrații, datorită prinderii ferme a frezei.
- Schimbarea frezei este rapidă, simplă și sigură datorită sistemului unic de deblocare a frezei, dezvoltat de BienAir – SoftPush™.



## ACCU-SPRAY QUATTRO MIX™ CU ILUMINARE LED

- Răcirea optimă prin 4 puncte spray în combinație cu iluminarea LED asigură o iluminare aproape perfectă.



## CAP MINIATURAL REZISTENT

- Cap mic pentru manevrare bună în spații mici, recomandat în uz pediatric.



## COOLTOUCH+™

- Revoluționează standardele în privința siguranței pacientului prin eliminarea supraîncălzirii capului, evitând astfel arsurile.

## PIESĂ CONTRAUNGHII EVO.15 1:1L

1600939-001 - cu fibră optică

## PIESĂ CONTRAUNGHII EVO.15 1:1L MICROSERIES

1600938-001 - cu fibră optică

- fibră optică
- raport 1:1
- nivel de zgomot: 55 dB(A)
- 4 puncte de răcire

**696 euro**  
TVA INCLUS

micro  
SERIES



## PIESĂ CONTRAUNGHII EVO.15 1:5L

1600941-001 - cu fibră optică

## PIESĂ CONTRAUNGHII EVO.15 1:5L MICROSERIES

1600940-001 - cu fibră optică

- fibră optică
- raport 1:5 - multiplică viteza de rotație a micromotorului de 5 ori
- turație maximă: 200.000 rpm
- nivel de zgomot: 55 dB(A)
- 4 puncte de răcire

**852 euro**  
TVA INCLUS

micro  
SERIES



TESTARE  
GRATUITĂ



SERVICE CU  
PIESĂ LA SCHIMB



GARANȚIE PÂNĂ  
LA 3 ANI\*



POSTGARANȚIE  
10 ANI

\* Garanția produselor este de 2 ani și permite extinderea cu 1 an suplimentar în cadrul programului de garanție Plancare de la Bien Air.

### PIESĂ CONTRAUNGHI 1:1

1600424-001

**470** euro  
TVA INCLUS



- cu sau fără fibră optică
- raport 1:1
- push button
- nivel de zgomot: 57 dB(A)
- răcire internă
- autoclavabilă la 135°C

### PIESĂ CONTRAUNGHI 1:1L

1600384-001 - cu fibră optică

**590** euro  
TVA INCLUS

### PIESĂ CONTRAUNGHI 1:5

1600325-001

**637** euro  
TVA INCLUS



- cu sau fără fibră optică
- raport 1:5 - multiplică viteza de rotație a micromotorului de 5 ori
- turație maximă: 200.000 rpm
- push button
- nivel de zgomot: 58 dB(A)
- răcire internă
- autoclavabilă la 135°C

### PIESĂ CONTRAUNGHI 1:5L

1600386-001 - cu fibră optică

**690** euro  
TVA INCLUS

### PIESĂ CONTRAUNGHI 20:1

1600632-001

**1 190** euro  
TVA INCLUS



- cu sau fără fibră optică
- raport 20:1 - reduce viteza de rotație a micromotorului de 20 ori
- push button
- răcire internă
- autoclavabilă la 135°C

### PIESĂ CONTRAUNGHI 20:1L

1600598-001 - cu fibră optică

**1 290** euro  
TVA INCLUS

### PIESĂ DREAPTĂ 1:1

1600383-001

**337** euro  
TVA INCLUS



- raport 1:1
- sistem cu inel pentru blocare freză
- răcire internă
- autoclavabilă la 135°C





TESTARE  
GRATUITĂ



SERVICE CU  
PIESĂ LA SCHIMB



GARANȚIE PÂNĂ  
LA 3 ANI\*



POSTGARANȚIE  
10 ANI

## PIESE CONTRAUNGHII MICROSERIES

micro  
SERIES

Piesele contraunghi MicroSeries sunt mai UȘOARE și mai SCURTE decât piesele contraunghi varianta standard. Reduc tensiunea în timpul intervenției stomatologice prin echilibrul pe care îl oferă în poziția de lucru. Piesele contraunghi MicroSeries sunt compatibile cu toată gama de micromotoare BienAir.



FABRICAT ÎN  
ELVEȚIA

BienAir<sup>+</sup>  
Dental

### PIESĂ CONTRAUNGHII 1:1L MICROSERIES

1600691-001 - cu fibră optică

590 euro  
TVA INCLUS



### PIESĂ CONTRAUNGHII 1:5L MICROSERIES

1600690-001 - cu fibră optică

690 euro  
TVA INCLUS



### PIESĂ CONTRAUNGHII 20:1L MICROSERIES

1600692-001 - cu fibră optică

1 290 euro  
TVA INCLUS



### PIESĂ DREAPTĂ 1:1 MICROSERIES

1600693-001 - cu fibră optică

337 euro  
TVA INCLUS



\* Garanția produselor este de 2 ani și permite extinderea cu 1 an suplimentar în cadrul programului de garanție Plancare de la Bien Air.

## MICROMOTOR ELECTRIC MCX

MCX este primul micromotor fără perii care oferă un control perfect al vitezei la un cuplu constant, la un preț foarte competitiv.

Dezvoltat pe tehnologia Smart Logic, utilizată deja la micromotoarele MX și MX2, raportul performanță-fiabilitate-preț îl diferențiază de restul micromotoarelor de pe piață.

Beneficii: autoclavabil, ușor și compact, compatibil cu piesele de mână MicroSeries permit reglarea intensității luminoase și controlul perfect al vitezei la cuplu constant, lipsa vibrațiilor, nu necesită lubrifiere (reducând astfel costurile cu întreținerea), fiabilitate excepțională.



**GARANȚIE PÂNĂ  
LA 4 ANI\***



**TESTARE  
GRATUITĂ**



**POSTGARANȚIE  
10 ANI**



**SERVICE CU  
PIESĂ LA SCHIMB**

### MICROMOTOR ELECTRIC FĂRĂ PERII MCX

1600780-001

- fără perii, pe inducție magnetică
- rpm: 100-40.000
- autoclavabil
- cuplu: 25 mNm
- funcție ENDO (cu panou Optima)



### MICROMOTOR ELECTRIC FĂRĂ PERII MCX LED

1600751-001

- fără perii, pe inducție magnetică
- iluminare LED
- rpm: 100-40.000
- autoclavabil
- cuplu: 25 mNm
- funcție ENDO (cu panou Optima)



### MICROMOTOR ELECTRIC FĂRĂ PERII MX2 LED

1600677-001

- fără perii, pe inducție magnetică
- iluminare LED
- rpm: 100-40.000
- autoclavabil
- cuplu: 35 mNm
- funcție ENDO (cu panou Optima)



PENTRU OFERTĂ DE  
PREȚ PERSONALIZATĂ  
0268.414.157  
OFFICE@HALMADENT.RO

\* Garanția produselor este de 3 ani și permite extinderea cu 1 an suplimentar în cadrul programului de garanție Plancare de la Bien Air.

## KIT COMPLET OPTIMA

Cu un design practic, compus dintr-o unitate de control și micromotorul MCX sau MX2 LED, pachetele Optima oferă posibilitatea de a actualiza uniturile dentare cu cea mai recentă tehnologie la un cost accesibil. Modulul electronic nou „SMART LOGISTIC CONTROL” oferă cuplu mare și rotație fără variații.

### KIT MCX LED

1700671-001

- iluminare LED
- furtun
- modul electronic
- funcție ENDO
- panou de comandă Optima

**1 490** euro  
TVA INCLUS



TESTARE  
GRATUITĂ



SERVICE CU  
PIESĂ LA SCHIMB



GARANȚIE  
3 ANI



POSTGARANȚIE  
10 ANI

### KIT MCX FĂRĂ LUMINĂ

1700431-001

**820** euro  
TVA INCLUS

- furtun
- modul electronic



### KIT MCX LED

1700427-001

**940** euro  
TVA INCLUS

- iluminare: fără lumină sau LED
- furtun
- modul electronic

### KIT COMPLET MX2 LED

1700670-001

- iluminare LED
- furtun
- modul electronic
- cu funcție ENDO
- panou de comandă Optima

**1 690** euro  
TVA INCLUS



## MICROMOTOR ELECTRIC MC2

Cel mai utilizat micromotor electric la nivel mondial, apreciat pentru fiabilitate și rezistență. Se poate adapta la toate uniturile dentare echipate cu pedală pneumatică sau electrică și este compatibil cu piesele de mână MicroSeries.



**GARANȚIE PÂNĂ LA 2,5 ANI\***



**TESTARE GRATUITĂ**



**POSTGARANȚIE 10 ANI**



**SERVICE CU PIESĂ LA SCHIMB**

### MICROMOTOR ELECTRIC MC2 IR



1600073-001

- micromotor cu perii
- rpm: 60-40.000
- răcire internă

**480 euro**  
TVA INCLUS

### MICROMOTOR ELECTRIC MC2 ISOLITE 300



1600078-001

- micromotor cu perii
- iluminare bec halogen
- rpm: 60-40.000
- răcire internă
- carcasă detașabilă și autoclavabilă

**600 euro**  
TVA INCLUS

### MICROMOTOR ELECTRIC MC2 LED



1600681-001

- micromotor cu perii
- iluminare LED
- rpm: 60-40.000
- răcire internă
- carcasă detașabilă și autoclavabilă

**660 euro**  
TVA INCLUS

## MICROMOTOR ELECTRIC MC3

Cel mai eficient micromotor cu perii. Funcționează fără vibrații la orice viteză, în ambele sensuri de rotație. Disponibil și în varianta de iluminare cu LED. Compatibil cu piesele MicroSeries.

### MICROMOTOR ELECTRIC MC3 IR



1600071-001

- micromotor cu perii
- rpm: 60-40.000
- răcire internă
- carcasă detașabilă și autoclavabilă

**545 euro**  
TVA INCLUS

### MICROMOTOR ELECTRIC MC3 LK



1600077-001

- micromotor cu perii
- iluminare: bec halogen
- rpm: 60-40.000
- răcire internă
- carcasă detașabilă și autoclavabilă

**627 euro**  
TVA INCLUS

### MICROMOTOR ELECTRIC MC3 LED



1600680-001

- micromotor cu perii
- iluminare: LED
- rpm: 60-40.000
- răcire internă
- carcasă detașabilă și autoclavabilă

**682 euro**  
TVA INCLUS

\* Garanția produselor este de 18 luni și permite extinderea cu 1 an suplimentar în cadrul programului de garanție Plancare de la Bien Air.

# ÎNTREȚINERE PIESE DE MÂNĂ



Buna funcționare și longevitatea pieselor de mână Bien Air este asigurată de curățarea și întreținerea adecvată. Gama de produse pentru întreținere Bien Air cuprinde spray-urile AyuaCare, Spraynet, Lubrifluid și cartușele Lubrimed.

Fiecare produs este potrivit pentru o etapă specifică de curățare și/sau lubrifiere, oferind o întreținere simplă și eficientă.

## LUBRIFLUID



1600064-006

- spray pentru ungere

**45 euro**  
TVA INCLUS

## SPRAYNET



1600036-006

- spray pentru curățare

**45 euro**  
TVA INCLUS

## AQUACARE



1600617-006

- spray pentru curățare (pentru piesele care folosesc ser fiziologic)

**35 euro**  
TVA INCLUS

## LUBRIMED



1600037-006

- vaselină pentru lubrifiere

**35 euro**  
TVA INCLUS



**Halmadent**

***compresoare dentare***



compresoare produse în Europa,  
calitate și fiabilitate însoțite de  
operare silențioasă



funcționalitate la un preț accesibil



FABRICAT ÎN  
SLOVACIA

De mai bine de 25 de ani, Ekom produce compresoare la standarde europene pentru unituri dentare aflate în peste 70 de țări din întreaga lume.

## *fiabile*

Asigură pe termen lung aerul pentru până la 40 unituri stomatologice, în funcție de varianta achiziționată.  
Garanție 2 ani.

## *silențioase*

Zgomotul de funcționare este redus la minimum, iar designul permite amplasarea produsului chiar în cabinetul medical sau în laborator, ca parte integrată a mobilierului.


## *igienice*

Aerul produs de compresoarele fără ulei este de calitate înaltă, foarte igienic și nu poluează mediul cu substanțe eterogene.





TESTARE  
GRATUITĂ



SERVICE CU  
PIESĂ LA SCHIMB



GARANȚIE  
2 ANI



POSTGARANȚIE  
10 ANI

# DK50-10Z

compresor cu rezervor de 10 litri  
recomandat pentru 1 unit dentar

**995 euro**  
TVA INCLUS

- debit de aer la ieșire (/5 bar): 75 l/min
- debit de aer la ieșire în varianta cu uscător de aer (/5 bar): 58 l/min
- putere motor: 0,55 Kw
- capacitate rezervor: 10 l
- nivel zgomot (fără carcasă insonorizare) ≤ 64 dB(A)
- nivel zgomot (cu carcasă insonorizare) ≤ 46 dB(A)
- dimensiuni (fără carcasă insonorizare): 485x350x553 mm
- dimensiuni (cu carcasă insonorizare): 580x440x655 mm



## DK50-10S

cu carcasă de  
insonorizare

**1 197 euro**  
TVA INCLUS

## DK50-10Z/M

cu uscător de aer

**1 505 euro**  
TVA INCLUS

## DK50-10S/M

cu carcasă de insonorizare  
și uscător de aer

**1 786 euro**  
TVA INCLUS

# DK50 Plus

compresor cu rezervor de 25 litri  
recomandat pentru 1 unit dentar

**1 090 euro**  
TVA INCLUS

- debit de aer la ieșire (/5 bar): 75 l/min
- debit de aer la ieșire în varianta cu uscător de aer (/5 bar): 58 l/min
- putere motor: 0,55 Kw
- capacitate rezervor: 25 l
- nivel zgomot (fără carcasă insonorizare) ≤ 66 dB(A)
- nivel zgomot (cu carcasă insonorizare) ≤ 47 dB(A)
- dimensiuni (fără carcasă insonorizare): 460x500x708 mm
- dimensiuni (cu carcasă insonorizare): 560x675x877 mm



## DK50 PLUS/S

cu carcasă de  
insonorizare

**1 651 euro**  
TVA INCLUS

## DK50 PLUS/M

cu uscător de aer

**1 758 euro**  
TVA INCLUS

## DK50 PLUS S/M

cu carcasă de insonorizare  
și uscător de aer

**2 393 euro**  
TVA INCLUS

# DK50 2V

compresor cu rezervor de 25 litri  
recomandat pentru 1 sau 2 unituri dentare

**1 457 euro**  
TVA INCLUS

- debit de aer la ieșire (/5 bar): 140 l/min
- debit de aer la ieșire în varianta cu uscător de aer (/5 bar): 108 l/min
- putere motor: 1,1 Kw
- capacitate rezervor: 25 l
- nivel zgomot (fără carcasă insonorizare) ≤ 67 dB(A)
- nivel zgomot (cu carcasă insonorizare) ≤ 52 dB(A)
- dimensiuni (fără carcasă insonorizare): 460x500x720 mm
- dimensiuni (cu carcasă insonorizare): 560x675x877 mm



## DK50 2VS

cu carcasă de  
insonorizare

**2 075 euro**  
TVA INCLUS

## DK50 2V/M

cu uscător de aer

**2 136 euro**  
TVA INCLUS

## DK50 2VS/M

cu carcasă de insonorizare  
și uscător de aer

**2 751 euro**  
TVA INCLUS



# DK50 2V/50

compresor cu rezervor de 50 litri  
recomandat pentru 1 sau 2 unituri dentare

**1 786 euro**  
TVA INCLUS

- debit de aer la ieșire (/5 bar): 140 l/min
- debit de aer la ieșire în varianta cu uscător de aer (/5 bar): 120 l/min
- putere motor: 1,1 Kw
- voltaj: 230V/50Hz
- capacitate rezervor: 50 l
- nivel zgomot (fără carcasă insonorizare) ≤ 71 dB(A)
- nivel zgomot (cu carcasă insonorizare) ≤ 56 dB(A)
- dimensiuni (fără carcasă insonorizare): 595x475x770 mm
- dimensiuni (cu carcasă insonorizare): 750x715x1015 mm

## DK50 2V/50S

cu carcasă de  
insonorizare

**2 794 euro**  
TVA INCLUS

## DK50 2V/50/M

cu uscător de aer

**2 951 euro**  
TVA INCLUS

## DK50 2V/50S/M

cu carcasă de insonorizare  
și uscător de aer

**3 983 euro**  
TVA INCLUS



TESTARE  
GRATUITĂ



SERVICE CU  
PIESĂ LA SCHIMB



GARANȚIE  
2 ANI



POSTGARANȚIE  
10 ANI

# DK50 4VR/50

compresor cu rezervor de 50 litri  
recomandat pentru 3 sau 4 unituri dentare

**3 131 euro**  
TVA INCLUS

- debit de aer la ieșire (/5 bar): 270 l/min
- debit de aer la ieșire în varianta cu uscător de aer (/5 bar): 215 l/min
- putere motor: 2,2 Kw
- voltaj: 400V/50Hz
- capacitate rezervor: 50 l
- nivel zgomot (fără carcasă insonorizare) ≤ 77 dB(A)
- nivel zgomot (cu carcasă insonorizare) ≤ 58 dB(A)
- dimensiuni (fără carcasă insonorizare): 580x580x790 mm
- dimensiuni (cu carcasă insonorizare): 750x770x1015 mm



## DK50 4VR/50S

cu carcasă de  
insonorizare

**4 371 euro**  
TVA INCLUS

## DK50 4VR/50/M

cu uscător de aer

**4 252 euro**  
TVA INCLUS

## DK50 4VR/50S/M

cu carcasă de insonorizare  
și uscător de aer

**5 739 euro**  
TVA INCLUS

# DK50 2x2V/110

compresor cu rezervor de 110 litri  
recomandat pentru 3 sau 4 unituri dentare

**3 069 euro**  
TVA INCLUS

- debit de aer la ieșire (/5 bar): 270 l/min
- debit de aer la ieșire în varianta cu uscător de aer (/5 bar): 215 l/min
- putere motor: 2x1,1 Kw
- voltaj: 230V/50Hz sau 400V/50Hz
- capacitate rezervor: 110 l
- nivel zgomot (fără carcasă insonorizare) ≤ 73 dB(A)
- nivel zgomot (cu carcasă insonorizare) ≤ 53 dB(A)
- dimensiuni (fără carcasă insonorizare): 1090x425x815 mm
- dimensiuni (cu carcasă insonorizare): 1200x720x990 mm



## DK50 2X2V/110S

cu carcasă de  
insonorizare

**4 665 euro**  
TVA INCLUS

## DK50 2X2V/110/M

cu uscător de aer

**4 252 euro**  
TVA INCLUS

## DK50 2X2V/110S/M

cu carcasă de insonorizare  
și uscător de aer

**5 839 euro**  
TVA INCLUS



## DUO

compresor cu pompă vacuum și cutie de insonorizare recomandat pentru 1 unit dentar cu aspirație chirurgicală

- debit de aer la ieșire (/5 bar): 75 l/min
- putere motor: 0,55 Kw
- capacitate rezervor: 25 l
- putere aspirație: 1100 l/min
- vacuum: -120 mbar
- nivel zgomot (cu carcasă insonorizare) ≤ 47 dB(A)
- dimensiuni (cu carcasă insonorizare): 560x640x1250 mm

### DUO

cu carcasă de insonorizare

**2 362 euro**  
TVA INCLUS

### DUO/M

cu uscător de aer

**3 090 euro**  
TVA INCLUS

## TOWER

sistem de compresoare fără ulei, cu uscător de aer, configurabil pentru clinici cu până la 40 de unituri stomatologice



PENTRU OFERTĂ DE  
PREȚ PERSONALIZATĂ  
0268.414.157  
OFFICE@HALMADENT.RO



TESTARE  
GRATUITĂ



SERVICE CU  
PIESĂ LA SCHIMB



GARANȚIE  
2 ANI



POSTGARANȚIE  
10 ANI



FABRICAT ÎN  
SLOVACIA

**ekom**

## DO 2.1

pompă vacuum

- putere aspirație: 1100 l/min
- vacuum: -120 mbar
- nivel zgomot (fără carcasă insonorizare) ≤ 58 dB(A)
- nivel zgomot (cu carcasă insonorizare) ≤ 46 dB(A)
- dimensiuni (fără carcasă insonorizare): 290x430x350 mm
- dimensiuni (cu carcasă insonorizare): 380x525x575 mm



DO 2.1Z

674 euro  
TVA INCLUS

DO 2.1

cu carcasă de  
insonorizare

826 euro  
TVA INCLUS

## DO M-ASPINA

unitate mobilă  
de aspirație chirurgicală

- putere de aspirație: 1100 l/min
- capacitate rezervor: 5 l
- vacuum: -120 mbar
- nivel zgomot ≤ 48 dB(A)
- dimensiuni (fără carcasă insonorizare): 565x350x860 mm

1 427 euro  
TVA INCLUS





Antar Technology produce echipamente medicale pentru clinici și cabinete din peste 50 de țări.

## *calitate*

Antar Technology folosește un control strict al managementului calității, pentru a se asigura că fiecare compresor produs este fiabil și adaptat unui regim de utilizare intensă.

## *tehnologie*

Compressoarele Aether produc aer curat, cu un nivel de zgomot redus, fără a genera disconfort în cabinetele stomatologice.

## *design*

Au dimensiuni reduse, sunt construite din materiale rezistente și au design ce poate fi inclus ușor în orice tip de clinică dentară.



SERVICE CU  
PIESĂ LA SCHIMB



GARANȚIE  
2 ANI



POSTGARANȚIE  
10 ANI

# AETHER 38

compresor cu rezervor de 38 litri  
recomandat pentru 1 unit dentar

**540** euro  
TVA INCLUS

- vopsea antibacteriană Nan-Ox
- debit de aer la ieșire (/5bar): 85 l/min
- putere motor: 0,84 Kw
- capacitate rezervor: 38 l
- nivel zgomot (fără carcasă insonorizare): 60-65 dB(A)
- nivel zgomot (cu carcasă insonorizare) ≤ 50 dB(A)
- dimensiuni (fără carcasă insonorizare): 450x450x740 mm
- dimensiuni (cu carcasă insonorizare): 520x510x820 mm



## AETHER 38

cu carcasă de  
insonorizare

**850** euro  
TVA INCLUS

## AETHER 38

cu uscător de aer

**950** euro  
TVA INCLUS

# AETHER 65

compresor cu rezervor de 65 litri recomandat  
pentru 2 unituri dentare

- vopsea antibacteriană Nan-Ox
- debit de aer la ieșire (/5bar): 170 l/min
- putere motor: 1,68 Kw
- capacitate rezervor: 65 l
- nivel zgomot: 60-65 dB(A)
- dimensiuni (fără carcasă insonorizare): 775x530x530 mm

**990** euro  
TVA INCLUS





**Halmadent**

***sterilizare***





**dental x**

rapiditate, siguranță și fiabilitate  
la cel mai bun raport calitate-  
preț

**LAFOMED**

sterilizare pentru cabinete  
stomatologice, la prețuri accesibile

**accesorii**

aparat dezinfectie, baie  
ultrasunete, demineralizator,  
distilator de apă, sigilator, pungi  
sterilizare




FABRICAT ÎN  
ITALIA

# Autoclav Dxp Domina

Siguranță pentru pacient, lipsă de griji pentru medicul stomatolog. Performanța și fiabilitatea sunt completate de viteza de lucru și un nivel redus al costului de utilizare

rapid,  
fiabil,  
sigur





## **rapid**

Rulează ciclul rapid în 18 minute și ciclul clasic în 35 de minute (incluzând uscarea), ceea ce oferă continuitate pentru un cabinet funcțional.

## **încăpător**

Volum util de 12,6 litri la capacitate de 18 litri, cu până la 57% mai mare comparativ cu autoclavele concurente.

## **sigur**

Datorită sistemului unic de încălzire „Adaptive Heat”, sterilizează instrumente delicate fără risc de deteriorare.

## **economic**

Costuri mai mici cu până la 30% în ceea ce privește mentenanța, service-ul și consumul propriu-zis de energie electrică și apă distilată (0,5 litri/ ciclu de sterilizare față de 0,7 litri la alte autoclave).

## **fiabil**


Dxp Domina este construit din componente și materiale de calitate superioară, pentru a elimina riscul defecțiunilor tehnice și implicit reducerea costurilor de întreținere.

# Autoclav Dxp Domina

Autoclavul Dxp Domina poate steriliza și cele mai dificile materiale, cum ar fi instrumentarul cu pori sau cavități, fără risc de deteriorare prematură (asociat adesea cu procesul de sterilizare în autoclavele de slabă calitate). Autoclavul îndeplinește cele mai noi standarde internaționale și a trecut cele mai dificile teste de sterilizare, testul Bowie&Dick și testul Helix. Toate etapele și ciclurile de sterilizare sunt controlate de microprocesor, astfel se elimină riscul de eroare umană și ajută la monitorizarea procesului de sterilizare.

Dxp Domina este dotat cu pompă vacuum performantă și silențioasă, în doi cilindri. Cu ajutorul software-ului pentru fracționarea vacuumului în 4 etape, asigură o evacuare optimă a aerului din camera de sterilizare. Prin controlul riguros al procesului de sterilizare s-a eliminat complet șocul termic și s-a redus timpul aferent ciclului de sterilizare, la 18 minute pentru ciclul rapid și 35 minute pentru ciclul clasic (incluzând și uscarea).

Imprimanta termică încorporată a autoclavului Dxp Domina oferă trasabilitatea datelor fiecărui ciclu de sterilizare.



## PROGRAME:

- 2 programe standard clasă B
- program ultrarapid clasă S
- program dezinfecție
- 2 programe clasă B pentru încărcătură mare
- program clasă B pentru boala Creutzfeld&Jacob
- program special cu reglare parametri
- 2 programe test – vacuum test, Helix test și Bowie&Dick test
- program automat de întreținere și curățare





**TESTARE  
GRATUITĂ**



**SERVICE CU  
PIESĂ LA SCHIMB**



**GARANȚIE  
3 ANI**



**POSTGARANȚIE  
10 ANI**



## CARACTERISTICI TEHNICE

- clasă de sterilizare B conform normei EN13060 (efectuarea testului Helix – sterilizarea instrumentelor cu cavități)
- volum mai mare cu 57% comparativ cu autoclavele convenționale: volum util de 12,6 litri la capacitatea 18 litri
- vacuum fracționat în 1,3 sau 4 etape
- testul Helix și Bowie&Dick
- cameră de sterilizare din cupru placat cu nichel – asigură distribuția uniformă a temperaturii într-un timp foarte scurt și rezistență mecanică superioară
- consum redus de energie: mediu 800W, maxim 1900W
- consum redus de apă: 0,5 l/ciclu
- sistem propriu de control al calității apei
- 2 rezervoare: pentru apă curată și apă reziduală
- 3 senzori de temperatură și 1 senzor de presiune
- uscare perfectă prin ventilație
- filtru bacteriologic
- imprimantă termică încorporată
- ciclu de noapte

## OPȚIONAL:

- stocare date pe flash drive USB 2 GB cu ajutorul „USB LOG”




**LIVRARE ȘI  
INSTALARE RAPIDĂ**

**4 390 euro  
TVA INCLUS**

# LAFOMED

Producător de soluții pentru sterilizare la nivel global, Lafomed furnizează autoclave performante în peste 50 de țări din întreaga lume.

sigur,  
accesibil



## ***calitate***

Sisteme stricte de control al calității în timpul producției. Fiecare autoclav este inspectat 100% înainte de livrare.

## ***siguranță***

Supraveghere și stocare facilă a datelor fiecărui ciclu de sterilizare cu ajutorul imprimantei termice și a portului USB încorporate.

## ***accesibil***

Robust, construit din materiale de calitate, oferă sterilizare performantă la un raport calitate-preț avantajos.



**SERVICE CU  
PIESĂ LA SCHIMB**



**GARANȚIE  
2 ANI**



**POSTGARANȚIE  
10 ANI**

# Autoclav LF-22L-E

## CARACTERISTICI TEHNICE

- clasă de sterilizare B conform standardului BS EN13060:2004+A2:2010
- material cuvă: inox
- ciclu rapid: 30 minute, ciclu clasic: 35 minute
- consum apă: 0,5-0,65 litri/ciclu de sterilizare
- vacuum fracționat în 1 sau 3 etape
- testul Helix și Bowie&Dick
- temperatura de sterilizare 105°C-134°C
- 2 rezervoare pentru: apă curată și apă reziduală
- ecran LCD - pe care se poate urmări temperatura, presiunea și durata programului de sterilizare
- filtru bacteriologic
- imprimantă termică încorporată
- port USB - permite conectarea rapidă și ușoară la dispozitive externe, pentru salvarea și stocarea datelor
- pompă vacuum Thomas - rapidă, silențioasă, rezistentă
- 3 tăvi



**BONUS LA PLATA  
INTEGRALĂ**

Sigilator



## PROGRAME:

- 7 programe de sterilizare presetate
- programe de test: Bowie&Dick, Helix, vacuum test
- program curățare

**2 690 euro**  
TVA INCLUS



**LIVRARE ȘI  
INSTALARE RAPIDĂ**

# accesorii sterilizare

## FILTRU AUTOMAT CU OSMOZĂ INVERSĂ PURITY O.R.2

- permite conectarea directă a autoclavului la rețeaua de apă, în conformitate cu normele europene EN1717
- capacitate mare: poate produce până la 2.000 litri de apă care asigură funcționarea a 4.000 cicluri de sterilizare
- reduce costurile cu până la 80%
- întreținere foarte ușoară
- calitatea apei este controlată direct de autoclav
- previne formarea de rugină pe instrumente
- sistem de filtrare compus din 3 elemente: 1 filtru carbon activ, 1 filtru osmoză, 1 filtru cu rășină



**850** euro  
TVA INCLUS

## DEMINERALIZATOR DE APĂ DX420

- montaj rapid pe perete și conectare directă la rețeaua de apă
- produce apă demineralizată de calitate superioară într-un timp foarte scurt (50 l/h). Fiecare cartuș poate produce 500 l apă demineralizată
- echipat cu sistem de măsurare a calității apei

**365** euro  
TVA INCLUS



## DISTILATOR

- produce apă distilată de foarte bună calitate
- capacitate de distilare: 4 litri în 4 ore

**190** euro  
TVA INCLUS



## SIGILATOR NEWSEAL

- sistem automat de încălzire cu decuplare automată
- lățime de sigilare: 10-11 mm
- dimensiuni exterioare: 440x320x190 mm
- dimensiuni cu role: 440x365x325 mm
- greutate: 7 kg



**454** euro  
TVA INCLUS

## SIGILATOR YY-PF-01

- temperatura reglabilă: 50°C – 250 °C
- mod de reglare a temperaturii: buton de temperatură
- voltaj: 220 V 50 Hz-60 Hz
- puterea de ieșire: 500 w
- dimensiune exterior: 450x390x240 mm
- greutate brută: 9 Kg



**290** euro  
TVA INCLUS



# APARAT PENTRU DEZINFECȚIE CLEVO

## Caracteristici tehnice

- program scurt de dezinfecție – 15 secunde
- raze ultraviolete puternice: 695,487  $\mu\text{W} \cdot \text{sec}/\text{cm}^2$
- formă ergonomică și greutate redusă
- emană aromă parfumată

## Specificații

- alimentare: AC220V, 60 Hz
- consum de energie: 22 W
- puterea lămpii: 5,7 W
- durata de funcționare a lămpii: 8.000 h
- dimensiuni: 105x105x200 mm
- greutate: 3 kg



**372 euro**  
TVA INCLUS

# BAIE ULTRASUNETE 4L

- capacitate: 4 litri
- dimensiuni interioare: 300x155x100 mm
- frecvența: 40 KHz
- putere ultrasunete: 120 W
- temperatura: 0-80°
- reglaj timp funcționare: 1-99 minute
- material: oțel inoxidabil

**350 euro**  
TVA INCLUS



# BAIE ULTRASUNETE 10L

- capacitate: 10 litri
- dimensiuni interioare: 300x240x150 mm
- frecvența: 40 KHz
- putere ultrasunete: 240 W
- temperatura: 0-80°
- reglaj timp funcționare: 1-99 minute
- material: oțel inoxidabil

**550 euro**  
TVA INCLUS



# PUNGI STERILIZARE CU MARTOR

**5,5 CM X 200 M**

**12 euro**

**7,5 CM X 200 M**

**15 euro**

**10 CM X 200 M**

**20 euro**

**15 CM X 200 M**

**29 euro**

**20 CM X 200 M**

**39 euro**

TVA INCLUS



**Halmadent**

*implantologie și chirurgie*



**Bien Air**<sup>+</sup>  
*Dental*

sisteme ultra performante  
pentru implantologie, chirurgie  
dentară și endodonție



**OPTOMIC**<sup>®</sup>

inovație în optică și mecanică fină -  
răspunsul pentru cerințele exigente  
din domeniul stomatologic



**DTE**<sup>®</sup>

tehnologie patentată, controlul  
calității și performanță, completat  
de un proces de inovație continuu



# Fiziodispenser CHIROPRO L

Un sistem eficient, multifuncțional, proiectat pentru diverse aplicații clinice în implantologie, chirurgie dentară și endodonție

CHIROPRO L oferă secvențele complete pentru 7 dintre cele mai folosite sisteme de implanturi de pe piață: Straumann – Nobel Biocare – Zimmer – Dentsply-Friadent – Biomet 3i – AstraTech – Thommen Medical, un program special pentru endodonție și 4 programe pentru chirurgie dentară.

Secvențele clinice preprogramate sunt afișate pe ecran, cu personalizare adaptată la nevoile fiecărui utilizator. Sunt necesare doar câteva secunde pentru a defini, salva și modifica programul dorit



## PIESA CONTRAUNGHII 20:1L MICROSERIES

Echiptă cu sistem unic de iluminare, cu două fibre optice – DUAL LOOK™ – piesa contraunghi CA 20:1L MicroSeries oferă o iluminare uniformă și o vizibilitate perfectă a zonei de lucru.



**SERVICE CU  
PIESĂ LA SCHIMB**



**GARANȚIE  
2 ANI**



**POSTGARANȚIE  
10 ANI**

## CARACTERISTICI

- 7 programe personalizate și posibilitatea de personalizare a altor programe
- pompă peristaltică inovativă: rata fluxului 30-125 ml/min
- pedală multifuncțională cu funcțiile: viteză progresivă, pornirea/oprirea pompei peristaltice, selectarea programelor, inversarea sensului de rotație a micromotorului
- interfață simplă și intuitivă
- micromotor puternic și fiabil, de dimensiuni reduse
- piesa contraunghi cu cel mai mic cap de pe piață

## PACHETUL CHIROPRO L CONȚINE

- unitatea principală Chiropro L
- micromotor MX-i LED Chiropro
- piesă contraunghi BienAir - CA 20:1L MicroSeries
- cablu de conectare a micromotorului
- pedala multifuncțională cu 3 butoane și un variator
- 10 furtune de irigare sterile
- 10 clipsuri de susținere a furtunului de irigare
- suport irigare din oțel inoxidabil, H=440mm
- cablu alimentare

**3 390** euro  
TVA INCLUS

## OPȚIUNI SUPLIMENTARE

- piesă contraunghi cu sistem de irigare Kirschner/Meyer

## MICROMOTOR ELECTRIC PE INDUCȚIE MX-I LED

Cu o greutate de numai 119 grame, micromotorul electric pe inducție Mx-i LED este cel mai puternic de pe piață, dezvoltând un cuplu de 4,8 Ncm și o turație între 100-40.000 rpm.

Cuplul ridicat asigură un mod de lucru confortabil și precis, indiferent de turația la care se lucrează. Are iluminare prin LED, care menține aceeași intensitate luminoasă, indiferent de viteza la care se lucrează (ridicată sau scăzută) și o durată de viață de 10 ori mai lungă decât a unui bec.

Intensitatea luminoasă poate fi ajustată de la 0 la 38.000 lux, aproape de valoarea luminii naturale.

Micromotorul se poate steriliza prin autoclavare, fără protecție.



# Fiziodispenser iCHIROPRO

Ultima inovație în domeniul implantologiei și chirurgiei stomatologice. BienAir a implementat tehnologia de ultimă generație ce permite utilizarea iPad-ului ca centru de comandă pentru iChiropro. Astfel, se pot efectua setări multiple, stoca și transmite date cu ușurință, oferă acces rapid la suport tehnic și upgrade-uri importante, odată cu evoluția aplicațiilor

Are presetate mai mult de 20 de sisteme de implanturi, printre care – Nobel Biocare – Straumann – Thommen Medical – Camlog – Dentsply Implants – Bredent – Euroteknika – Bti – BioHorizons – MIS – Neoss – Dio.



Fiziodispenserul permite crearea de multi-useri, cu setări personalizate și moduri de lucru presetate pentru majoritatea sistemelor de implant. iChiropro oferă opțiunea de a salva, verifica și de a exporta parametrii de operație, integrându-le în același timp cu datele pacientului. De asemenea, parametrii de operație (viteza, cuplu, direcția de rotație, rata de irigare, activarea stocării datelor etc) pot fi modificați direct, iar fișa pacientului se poate accesa în orice moment.

## PIESA CONTRAUNGHII 20:1 L MICROSERIES

Echipată cu sistem unic de iluminare – DUAL LOOK™ – cu două fibre optice, piesa contraunghi CA 20:1 L MicroSeries oferă o iluminare uniformă și o vizibilitate perfectă a zonei de lucru.

- iChiropro este compatibil cu iPad Air și iPad Air 2. Prețul afișat nu include iPad-ul.



**SERVICE CU  
PIESĂ LA SCHIMB**



**GARANȚIE  
2 ANI**



**POSTGARANȚIE  
10 ANI**

## CARACTERISTICI

- peste 20 programe personalizate și posibilitatea de a personaliza alte programe
- pompă peristaltică inovativă: rata fluxului 30-125 ml/min
- pedală multifuncțională cu funcțiile: viteză progresivă, pornirea/oprirea pompei peristaltice, selectarea programelor, inversarea sensului de rotație a micromotorului
- interfață simplă și intuitivă
- micromotor puternic și fiabil, de dimensiuni reduse
- piesa contraunghi cu cel mai mic cap de pe piață

## PACHETUL ICHIROPRO CONȚINE

- unitatea principală iChiropro
- micromotor MX-i LED
- piesă contraunghi BienAir - CA 20:1L MicroSeries
- cablu de conectare a micromotorului
- pedala multifuncțională cu 3 butoane și un variator
- 10 furtune de irigare sterile
- 10 clipsuri de susținere a furtunului de irigare
- suport irigare din oțel inoxidabil, H=440mm
- cablu alimentare
- suport iPad

**4 490** euro  
TVA INCLUS

## OPȚIUNI SUPLIMENTARE

- piesă contraunghi cu sistem de irigare Kirschner/Meyer

## MICROMOTOR ELECTRIC PE INDUCȚIE MX-I LED

Cu o greutate de numai 119 grame, micromotorul electric pe inducție Mx-i LED este cel mai puternic de pe piață, dezvoltând un cuplu de 4,8 Ncm și o turație între 100-40.000 rpm.

Cuplul ridicat al micromotorului asigură un mod de lucru confortabil și precis, indiferent de turația la care se lucrează.

Are iluminare prin LED, care menține aceeași intensitate luminoasă, indiferent de viteza la care se lucrează (ridicată sau scăzută) și o durată de viață de 10 ori mai lungă decât a unui bec. Intensitatea luminoasă poate fi ajustată de la 0 la 38.000 lux, aproape de valoarea luminii naturale.

Micromotorul se poate steriliza prin autoclavare, fără protecție






**OPTOMIC®**



FABRICAT ÎN  
SPANIA

precis,  
exigent,  
stabil





# Microscop OP-Dent

Performant și fiabil, îndeplinește cele mai exigente cerințe în domeniul stomatologic. Permite configurarea cu o gamă largă de dispozitive de tratament, precum: sisteme de iluminat, separatoare de fascicule, binocluri, obiective, oculare și schimbătoare Galilei.

## ***ergonomie***

Stabilitatea îmbunătățită și brațul multiarticulat permit poziționarea corpului specialistului în postura dorită.

## ***inovație***

Sistem Soft Move - conceput exclusiv pentru echipamentele OPTOMIC - sistem de mișcare și frânare care asigură o mobilitate excelentă, lină și precisă.

## ***performanță***

Cap stereoscopic cu focalizare micrometrică.

## ***mobilitate***

Robust și mobil, este foarte practic mulțumită brațului care poate fi pliat la o dimensiune minimă. Variante de montaj: pe podea, pe perete, pe tavan.

## SEPARATOARE DE FASCICULE

OP-TV8 – sistem compact pentru microscop video cu cameră de înaltă rezoluție CCD

OP-TV10 HD – sistem compact pentru microscop video cu cameră de înaltă rezoluție CMOS HD

OP-TV DC – cu sistem exclusiv ce poate fi adaptat la cameră digitală: SONY ILCE - 5000L sau alte camere digitale cu obiective compatibile (camera digitală nu este inclusă pe separator)

OP-TV CLICK – poate fi adaptat la orice cameră endoscopică CCD, obținându-se imagini microscopice cu rezoluție excelentă

\*separatorule de fascicule OP-TV8 și OP-TV10 HD necesită program compatibil pentru captare și prelucrare imagini (recomandarea Optomic programul Digitally Soft).



## ILUMINARE

LED – FIBROLUX LED HP  
Xenon – FIBROLUX X100

Două opțiuni de iluminare dotate cu filtru de culoarea chihlimbarului pentru a evita întărirea polimerilor dentari.



## OBIECTIVE

- standard: 250mm  
- opțional: 200mm, 300mm, 400mm



Lentilele cu diametru mare favorizează iluminarea coaxială a axei de observare, oferind un câmp de iluminare omogen și luminos, precum și o mai bună transmisie a luminii și iluminare optimă a zonei explorate. Obiectivul de 400mm permite utilizarea ca sistem de iluminare și documentare pentru câmpuri externe sau extraorale

## SUPPORTURI PENTRU MONTAJ

Suport mobil pentru podea / Suport fix pentru podea / Suport fixare pe perete / Suport fixare pe tavan



## MĂRIREA EFECTIVĂ

Schimbător Galilei în 3 pași – permite mărirea de la 3x până la 22x în funcție de combinația de obiective, binoculi și oculare

Schimbător Galilei în 5 pași – permite mărirea de la 2x până la 34x în funcție de combinația de obiective, binoculi și oculare



## BINOCLURI

- binoclu cu înclinare de la 0° la 240°. Intervalul larg de rotire permite poziționarea ideală a microscopului și o poziție ergonomică pentru specialist

- binoclu în unghi fix 45° – permite medicului să efectueze tratarea directă sau indirectă



## OCULARE



- standard: ocular cu câmp larg 10x  
- opțional: oculare cu câmp larg 12,5x sau 16x

Stratul optic protector oferă o înaltă rezoluție, contrast și definiție, oferind imagini luminoase și reale din punct de vedere cromatic și o calitate de redare extraordinară



## SOFTWARE DIGITALLY SOFT

Generează rapoarte, exportă imagini sau înregistrări și poate compara starea anterioară cu cea ulterioară tratamentului



  
**GARANȚIE  
2 ANI**

  
**POSTGARANȚIE  
10 ANI**

### PROPUNEREA HALMADENT

- cap stereoscopic cu focalizare micrometrică
- binoclu cu înclinare de la 0° la 240°
- iluminare LED
- oculare cu câmp larg 10x
- schimbător Galilei în 3 pași
- obiective 250 mm
- sistem mobil

### OPȚIUNI SUPLIMENTARE:

- 4 separatoare de fascicule
- software Digitally Soft
- suport pentru monitor
- tăviță pentru laptop și pentru cameră

**11 672 euro**  
TVA INCLUS

# Piezotom DS II LED

Piezotomul DS II LED este dezvoltat și optimizat pentru osteotomie și osteoplastie în chirurgia implantologică, paradontologică, endodontică și ortodontică. Dotat cu sistemul complet de monitorizare care asigură operarea ușoară și rapidă, susținut în egală măsură de piesa de mână ce funcționează cu o putere constantă și de tehnologia Cascade Fixed Frequency.





**GARANȚIE  
2 ANI**



**POSTGARANȚIE  
10 ANI**

## CARACTERISTICI

- ecran și interfață de operare impermeabilă și rezistentă la praf
- putere intrare: 100-240V / 50-60Hz, 600mA (maxim)
- frecvența: 24-36kHz
- putere ieșire: 5-35W
- greutate unitate principală: 3.1kg
- dimensiuni: 330 x 254 x 167mm
- fibră optică: da

## Funcționalități

- operare ușoară și rapidă
- sistem complet de monitorizare
- tehnologie Cascade Fixed Frequency - vibrații egale și constante
- asigură un mediu fără bacterii
- piesă de mână inovatoare - putere constantă

## PACHETUL CONȚINE:

- unitate principală
- 2 piese de mână
- 14 anse
- pedală
- cutie autoclavabilă
- cutie transport

**2 990 euro**  
TVA INCLUS



US1



US2



US3



US1L



US1R



US4



US5



UL1



UL2



UL3



UL4



UL5



UC1



UI2




**Halmadent**

*imagistică*



Cone Beam 3D Imaging  
**NewTom**  
what's next


cu o experiență de peste 20 de ani, NewTom dezvoltă și inovează în continuare echipamente de radiologie care îmbunătățesc nivelul de prelucrare imagistică, în special în medicina dentară





precis,  
fiabil,  
inovator





# Radiologie dentară

Cele mai înalte standarde de imagistică dentară, cu multiple variante de vizualizare și un nivel superior de prelucrare, adaptate chiar și celor mai pretențioase clinici stomatologice.

## ***tehnologie***

Caracteristici precum: imagini scară 1:1; cel mai mic punct focal, plecând de la 0,3 mm cu anod rotativ, pentru anumite modele; Voxel de la 75  $\mu\text{m}$  și imagini cu 65.000 nuanțe de gri (16 bit grey level scale) fac diferențierea față de ortopantomografele concurente.

## ***radiații reduse***



Cea mai sigură tehnologie disponibilă, atât pentru pacient cât și pentru tehnician, sistemul Safe BEAM™ reglează automat dozajul de radiații în funcție de densitatea osoasă a pacientului.

## ***prelucrare avansată***

Software-ul NNT, conceput special de echipa NewTom, este compatibil DICOM 3.0, include program de simulare implanturi, permite măsurarea densității osoase și include instrumentul "dose book" pentru centralizarea dozelor de iradiere a pacienților. În plus, actualizările cu noile versiuni ale softului NNT sunt gratuite.

Compania italiană NewTom, membră a grupului CEFLA, și-a câștigat renumele mondial ca fiind primii care au brevetat și dezvoltat tehnologia Cone Beam 3D în domeniul chirurgiei maxilo-faciale. Aceasta este superioară vechiului examen MSCT, oferind o calitate mărită a examenelor 2D/3D.




Tehnologia Cone Beam 3D folosește un fascicul conic pentru a obține o imagine completă dintr-o singură rotație, spre deosebire de tehnologia clasică MSCT. În cazul MSCT, un fascicul îngust se rotește în jurul pacientului de mai multe ori, afișând felii axiale subțiri care apoi trebuie unite cu ajutorul unui software. Doza de radiații este redusă considerabil cu ajutorul tehnologiei Cone Beam 3D.



Sistemul Safe Beam™ – reglează automat doza de radiații în funcție de densitatea osoasă a pacientului. Reprezintă cea mai sigură tehnologie disponibilă, atât pentru pacient cât și pentru tehnician, monitorizând automat și continuu funcționarea sistemului, eliminând astfel posibilitatea de expuneri inutile.



NNT reprezintă soluția perfectă pentru imaginile 2D și 3D de o claritate deosebită, în care se pot identifica și marca cu ușurință: înclinațiile de rădăcină, poziția dinților, absorbția, creșterea hiperplastică, anomalii ale structurii dintelui și poziția canalului mandibular. Imaginile și datele colectate se pot livra pe hârtie, film, digital (CD sau DVD) sau format PDF.

Software pentru analiză NNT – special creat de inginerii NewTom – furnizează specialistului informații precise despre anatomia fiecărui pacient, putând fi folosit în numeroase aplicații clinice, în implantologie, endo-perio, și în special, în chirurgie.



# ORTODONȚIE


Combinăția între imaginile 2D și cele 3D îi oferă posibilitatea utilizatorului să aibă cele mai exacte informații cu cele mai mici doze de radiații pentru pacient. Astfel, când imaginile 3D nu sunt necesare, se pot folosi cele bi-dimensionale (imagini panoramice sau cefalometrice) pentru a arăta starea clinică a pacientului. Acolo unde imaginile arată îndoielnic, utilizatorul poate să investigheze folosind scanul Cone BEAM 3D, focusând exact pe locul dorit, utilizând câmpul vizual potrivit.





# IMPLANTURI

Cone BEAM 3D este una dintre cele mai eficiente metode de a analiza situația implantului. Imaginile 3D pot identifica precis posibilele patologii și anomalii structurale. Imaginile panoramice și cele în secțiune pot facilita mai multe măsurători, precum: înălțimea și adâncimea implantului, existența unui alt implant situat lângă cel care

urmează să fie montat, cât și densitatea osului. Imaginile 3D arată grosimea osului cortical, densitatea osului spongios, locația părții inferioare a nivelului alveolar. Acestea influențează, de asemenea, alegerea implantului adecvat pentru a fi utilizat, locul și diametrul său.





D6



D6


## ENDO-PERIO

Acest domeniu necesită imagini de o calitate extrem de bună pentru a defini structura osului, a determina patologia exactă și pentru a planifica tratamentul perfect. Doar o investigație potrivită a zonei de interes va face medicul dentist conștient de acțiunea cea mai corectă pe care trebuie să o urmeze. În cazul în care pacientul a urmat un tratament al canalului radicular, dar continuă să se plângă de sensibilitate extremă, iar retratarea nu a rezolvat problema, scanul Cone Beam 3D poate dezvălui că cel de-al doilea premolar maxilar are altă rădăcină. Odată ce medicul observă acest lucru poate planifica tratamentul corect.




## TMJ - ARTICULAȚIA TEMPORO-MANDIBULARĂ

Cone Beam 3D duce această examinare la un nivel superior. După o singură scanare, articulația poate fi secționată în două planuri, sagital și coronar, arătând spațiul și eventualele patologii. Imaginea 3D poate oferi informații detaliate ale articulației și anatomia coloanei cervicale.



## CHIRURGIE ORALĂ ȘI MAXILO-FACIALĂ



Scanarea 3D post-operatorie arată exact anatomia individuală și definește structurile anatomice, astfel încât se poate prescrie cel mai rezonabil tratament pentru pacient. Datorită radiațiilor scăzute și a calității imaginii oferite de NewTom se poate face expunere după operația maxilo-facială, pentru a se verifica rezultatele.

# NewTom GO



FABRICAT ÎN  
ITALIA

Cone Beam 3D Imaging  
**NewTom**  
what's next

Ortopantomograful NewTomGO este o unitate de radiologie 2D/3D versatilă, la prețuri accesibile. NewTom GO, proiectat de NewTom pentru a putea extinde posibilitățile de diagnosticare la toate cabinetele stomatologice, combină cele mai bune performanțe 2D cu cele mai noi tehnologii 3D.

Calitatea imaginilor este un factor indispensabil pentru un diagnostic sigur. Investiția în inovație a NewTom conduce la soluții de performanță tot mai ridicată, și datorită tehnologiei avansate de citire și înregistrare, NewTomGO oferă imagini la o calitate excepțională. În plus, protocoalele și algoritmii specifici asigură o focalizare optimă și un detaliu excelent.



## CARACTERISTICI TEHNICE:

### IMAGINI 2D - STANDARD

- panoramice adulți și copii, ECOPAN, MultiPAN, dentiție, sinusuri maxilare, TMJ (închis și deschis)
- filtre: APT (Autoadaptive Panoramic Treatment) funcție care se adaptează la diferite țesuturi și zone anatomiche pentru a oferi o imagine clară, focalizată și cu contrastul cel mai bun
- rezoluție maximă: de la 5 la 7 lp/mm

### IMAGINI 3D - OPȚIONAL

- câmpul vizual maxim de 10x10 cm permite examenul complet al celor două arcade într-o singură scanare, cu incidență redusă, pentru adulți și copii.
- studiile maxilarului împreună cu sinusurile.
- studii localizate la regiunea de interes prin selecția zonei respective.
- examinare copii

## CARACTERISTICI FUNCȚIONALE:

- imagini 2D/ 3D
- doză minimă de radiații
- imagini multiple
- funcție autoadaptivă la morfologia pacientului
- imagini de înaltă rezoluție
- soluții integrate în softul NNT
- sistem de management și sharing al examenelor pe suport CD/DVD

PENTRU OFERTĂ DE  
PREȚ PERSONALIZATĂ  
0268.414.157  
OFFICE@HALMADENT.RO

# NewTom GIANO

Soluția perfectă pentru medicii stomatologii care doresc să evolueze, datorită tehnologiei de ultimă generație și a prețului avantajos. Specialistul are posibilitatea să execute o gamă largă de examinări: 2D, 3D, cefalometrice sau examene carpiene. Varianta standard 2D se poate extinde în orice moment cu opțiunea 3D sau cefalometric. Datorită senzorului modular, care poate fi ușor mutat și utilizat pe brațul cefalografic, duratei scurte a examinării și dozei mici de radiații, NewTom GIANO oferă rapid un rezultat complet, în condiții de siguranță pentru pacient. Pentru o imagine pentru fiecare grad de rotație (360° = 360 imagini), crescând astfel, posibilitatea de manipulare a imaginii. Grație câmpului vizual ajustabil și emisiilor de tip puls se iradiază doar zona de interes, minimizând timpul și doza de radiații.

## IMAGINI 3D - OPȚIONAL

- examenul complet al celor două arcade într-o singură scanare pentru adulți și copii cu incidența redusă.
- studiile maxilarului împreună cu sinusurile.
- studii localizate, la regiunea de interes prin selecția zonei de interes.
- examinare copii
- rezoluție maximă: Voxel 75 μm
- câmp vizual maxim standard 11x8 cm, opțional extra FOV 11x13 cm

## CEFALOMETRII - OPȚIONAL, SE POATE MONTA BRAȚ CEFALOMETRIC

- teleradiografie anteroposterior/posterioanterior
- teleradiografie de sub bărbie
- teleradiografie laterolaterală
- teleradiografie laterolaterală pentru copii
- teleradiografie Carpus



## IMAGINI 2D - STANDARD

- panoramice adulți și copii, ECOPAN, MultiPAN, dentiție, sinusuri maxilare, TMJ (închis și deschis)
- filtre: APT (Autoadaptive Panoramic Treatment) funcție care se adaptează la diferite țesuturi și zone anatomice pentru a oferi o imagine clară, focalizată și cu contrastul cel mai bun
- rezoluție maximă: de la 5 lp/mm



# NewTom VGI EVO

Cone Beam 3D Imaging  
**NewTom**  
what's next

## CEA MAI COMPLETĂ SOLUȚIE CONE BEAM 3D DE PE PIAȚĂ




FABRICAT ÎN  
ITALIA

Cel mai modern, performant și ultra-tehnologizat unit radiologic dezvoltat de inginerii de la New Tom. Are cel mai mic punct de focalizare disponibil pe piață (0,3 mm) - opțiune ideală pentru măsurători și tratamente mai precise.

Dispozitivul este dotat cu un sistem de lasere și o oglindă care asigură o poziționare optimă a pacientului, pentru orice examen propus. Cu tehnologia de scanare superioară, afișarea este una exactă și detaliată. Utilizează FOV-uri până la 24x19 cm pentru un diagnostic 3D complet pentru cap, gât și cervical, și mai multe examene 2D cu doar o scanare (Sharp 2D). De asemenea, dispozitivul permite efectuarea examenelor cefalometrice. Funcția CineX oferă o vedere dinamică ce deplasează structurile pentru a se putea face un studiu pe imaginea dinamică, în timp ce modul 3D ECOScan reduce considerabil doza de raze X la fiecare expunere, supunând subiectul la doze minime, în funcție de morfologia fiecăruia.



- Câmp de vizualizare mediu – recomandat pentru ORL și TMJ, pentru examinarea totală a dentiției dar și pentru planificarea implanturilor.



- Câmpul de vizualizare mare – cu o singură scanare poate fi vizualizată toată regiunea maxilo-facială. Câmp de vizualizare recomandat pentru ortodonție, chirurgie ortognatică și chirurgie maxilo-facială.



- Câmp de vizualizare mic – crește nivelul de detaliu și rezoluția. Înregistrează imagini ideale pentru cazurile în care identificarea celor mai mici detalii este necesară. Câmpul vizual mic este indicat pentru examene ORL, endo-perio și implantologie, pe regiunile selectate de utilizator.

PENTRU OFERTĂ DE  
PREȚ PERSONALIZATĂ  
0268.414.157  
OFFICE@HALMADENT.RO

**Halmadent**

***mobilier  
amenajare  
accesorii***






## dentalart


definește tendințele de design pentru mobilier dentar în întreaga lume



Rossicaws



de peste 50 de ani, soluții personalizate de design și culoare pentru mobilierul din cabinete stomatologice



tradiție de peste 20 de ani în producția de instrumentar dentar pentru intervenții stomatologice



## accesorii

lămpi albire, detartraj, lămpi fotopolimerizare, ipex locator, kit multimedia, cameră intraorală




## MEDILUX

iluminare fără interferențe și vibrații pentru cabinetele stomatologice, cu consum redus de până la 35%



# Dispenser Zero

Expresia perfectă a creativității, prin designul uimitor și ideea originală de utilizare a spațiului, revolutionand totodata standardele de igienă.



## *funcționalitate*

Sistemul de deschidere și aranjamentul intern al obiectelor oferă acces imediat la toate produsele de igienă necesare în intervențiile stomatologice.

## *igienă*

Corpurile de mobilier oferă protecție garantată prin jumătățile care se închid automat după 10 secunde. Corpurile Zero permit echiparea cu chiuvetă.

## *design*

Mare varietate de culori și decoruri care se asortează ușor oricărui cabinet stomatologic. În plus, gama Zero oferă corpuri cu decorațiuni pentru copii pentru o atmosferă veselă și relaxantă.




#### COMPARTIMENTAT PENTRU:

- 30+30 pahare
- 1 bavetă
- 50 șervețele
- 80 ejectoare de salivă
- 20 canule
- 2 pachete cu mănuși
- 1 pachet cu măști

#### DIMENSIUNI:

- diametru: 70 cm
- adâncime: 27 cm

**1 990** euro  
TVA INCLUS





FABRICAT ÎN  
ITALIA

## Linia RC

Simplu și elegant, o alegere cu stil pentru cabinetul stomatologic, un plus de încredere pentru pacient.

- 3 module fixe pe picioare și 1 corp mobil cu 7 sertare
- chiuvetă inox
- blat laminat
- 209x52x83 cm
- valabil în cele 7 culori ale liniei RC

de la  
**3 320** euro  
TVA INCLUS



Pozele sunt cu titlu informativ și conțin elemente care diferă de cele din configurație.

## inovație

Linia ONE dispune de un sistem nou de balamale și sisteme de glisare care asigură o alunecare perfectă, iar sertarele asigură cele mai stricte cerințe de igienă și permit o curățare ușoară.

## design

Designul contemporan, atenția la detalii și finisajele mobilierului Rossicaws transformă cabinetul stomatologic într-un spațiu de lucru modern, cu personalitate și mereu în pas cu moda.

- 4 module fixe
- blat laminat
- 202x52x85 cm

de la  
**4 648** euro  
TVA INCLUS



## Linia YES

Linia de mobilier YES mixează elegant metalul și culorile vii ale sertarelor, armonizându-se perfect în orice cabinet stomatologic.



- 4 module fixe
- blat laminat
- 202x51x82 cm

de la  
**3 195** euro  
TVA INCLUS

Pozele sunt cu titlu informativ și conțin elemente care diferă de cele din configurație.



# Instrumentar dentar

## *calitate*

Instrumentarul dentar de la Dentech este creat din INOX 100% de cea mai bună calitate, produs în Germania și în alte țări din Uniunea Europeană. Certificare conform standardului EN ISO 9001 și marcaj CE conform Directivei 93/42/ECC.

## *gamă completă*

Bisturie, cuțite, chiurete, clești, foarfece, pense, spatule, fuloare, instrumentar pentru modelaj, adaptoare, aplicatoare fire, inele de cauciuc sau rulouri, depărtătoare, elevatoare, ciupitoare os, ciocan tehnic, ciocănel metalic și multe altele.

## *garanție 5 ani*


Garanție de 5 ani pe baza codului de pe produs, fără a fi necesare factura, certificatul de garanție sau alte acte ale produsului. Garanția acoperă defecțiunile de rupere sau rugină aparute în condiții de utilizare conformă.



GARANȚIE 5 ANI



COMANDĂ ONLINE  
PE HALMADENT.RO



Pentru OFERTA COMPLETĂ  
de INSTRUMENTAR DENTAR  
solicitați catalogul  
de Instrumentar  
Dentar sau consultați  
[www.halmdent.ro](http://www.halmdent.ro)

## KIT MULTIMEDIA

- monitor 15 inch cu butoane tactile și ecran din sticlă, ce permit întreținerea și dezinfecția cu ușurință
- cameră frontală intraorală 1.3 MP
- braț monitor

**690** euro  
TVA INCLUS



## CAMERĂ INTRAORALĂ

- iluminare: 6 buc LED alb
- focalizare: 5mm-50mm
- unghi vizualizare: 70 grade



### 1.3 MP CU FIR

**250** euro  
TVA INCLUS



### 2.0 MP CU FIR

**490** euro  
TVA INCLUS



### 2.0 MP FĂRĂ FIR

**550** euro  
TVA INCLUS

## LAMPĂ ANTIBACTERIANĂ PROLUX G

- radiații cu o lungime de undă de 253,7 nm
- dotată cu senzor de mișcare
- durata de viață a sursei UVC: 18000 ore
- dimensiuni: 1394 x 575 x Ø 85 mm
- suport mobil cu 1 roată de frânare

**590** euro  
TVA INCLUS



## CART MOBIL C502 ROSSICAWS

- corp mobil cu trei rafturi, pentru echipamente electrice
- dimensiuni: 38x85x43 cm
- rafturi 38x29 cm; distanța dintre rafturi: 31 cm

**350** euro  
TVA INCLUS







## LAMPĂ DE ALBIRE MD-885L CU TĂVIȚĂ

- ecran cu touch screen 5 inch
- lumină: albastră, roșie, albastră&violet&roșu, albastru&violet
- 3 niveluri de iluminare: 50%, 75%, 100%
- permite atât programarea cât și resetarea timpului programat
- sursă de lumină: 5 LED-uri 5W culoare albastră, 2 LED-uri 3W culoare roșie, 8 LED-uri 1W culoare violet
- putere: până la 3.500mW/cm<sup>2</sup>
- spectru lumină: albastru – 430nm-490nm, roșu – 620nm-640nm, violet – 380nm-410nm
- 2 perechi de ochelari de protecție
- variante de culoare lampă: albastru

**590** euro  
TVA INCLUS

## DETARTRAJ UDS-N3 LED

- design ergonomic
- autoclavabil
- iluminare LED
- compatibil cu sistem EMS
- 5 anse incluse
- putere constantă și feedback de control precis, ce asigură pacientului o stare confortabilă pe tot parcursul intervenției
- funcție ENDO



**250** euro  
TVA INCLUS

## APEX LOCATOR

- display: LCD 4,5"
- putere: 3,7 V/750 mAh
- consum < 0,5 W
- greutate: 385 gr
- dimensiuni: 137x77x107 mm



**249** euro  
TVA INCLUS

## LAMPĂ DE FOTOPOLIMERIZARE

- timp de lucru: 5 sec, 10 sec, 15 sec sau 20 sec
- lumină: 1000 mW/cm<sup>2</sup>-1200 mW/cm<sup>2</sup>
- greutate: 147 gr / 135 gr
- dimensiuni: 260x40x50 mm / 260x26x25 mm



### LED G - CU FIR

**105** euro  
TVA INCLUS



### LED E - WIRELESS

**140** euro  
TVA INCLUS



# corpuri de iluminat

## MEDILUX



FABRICAT ÎN  
SLOVACIA

MEDILUX produce corpuri de iluminat pentru cabinetele stomatologice în diferite variante de intensitate, atât cu lumină directă cât și cu lumină indirectă, ce redau lumina naturală. Pentru facilitarea accesului la sursa de lumină, corpurile de iluminat pot fi dotate cu telecomandă și cu funcție de reglare a intensității.



### CORP DE ILUMINAT 2HF

- 2 tuburi cu iluminare directă de 58W
- intensitate: 3.700 lux
- dimensiuni 157x37x9 cm
- greutate: 13 kg

**491 euro**  
TVA INCLUS



### CORP DE ILUMINAT 4HF

- 4 tuburi cu iluminare directă de 58W
- intensitate: 5.000 lux
- dimensiuni 157x67x9 cm
- greutate: 17 kg


**718 euro**  
TVA INCLUS



### CORP DE ILUMINAT 4HF2

- 4 tuburi cu iluminare directă de 58W și 2 tuburi cu iluminare indirectă de 36W
- intensitate: 5.000 lux
- dimensiuni 157x67x9 cm
- greutate: 18 kg

**903 euro**  
TVA INCLUS



### CORP DE ILUMINAT 6HF

- 6 tuburi cu iluminare directă de 58W
- intensitate: 5.200 lux
- dimensiuni 157x97x9 cm
- greutate: 24 kg


**1 038 euro**  
TVA INCLUS



### CORP DE ILUMINAT 6HF2

- 6 tuburi cu iluminare directă de 58W și 2 tuburi cu iluminare indirectă de 36 W
- intensitate: 5.200 lux
- dimensiuni 157x97x9 cm
- greutate: 24 kg

**1 209 euro**  
TVA INCLUS





### SERVICE ÎN MAXIMUM 24H

Timp minim de soluționare a defecțiunilor. Intervenim rapid și garantăm intervenția în 24 ore de la solicitare pentru orice defecțiune majoră a unitului dentar, autoclavului sau compresorului dumneavoastră. Pentru a vă asigura de promptitudinea noastră, conform contractului de service, vă acordăm o compensație de 100 Euro pentru fiecare zi de întârziere\*.



### GARANȚIE PÂNĂ LA 5 ANI\*

Puteți extinde termenul de garanție uzual al unor game de produse prin semnarea contractului de service Halmadent sau prin programul de garanție extinsă oferit de producător. Veți avea la dispoziție cele mai noi metode și materiale de întreținere, beneficiind în același timp de promptitudine și reducere la minimum a timpului de întrerupere a activității.




### POSTGARANȚIE 10 ANI

Suntem alături de dumneavoastră pe termen lung. Medicii stomatologiei care ne-au ales ca partener au acces la servicii de reparații și piese de schimb mult după expirarea termenului de garanție. Pentru toate produsele achiziționate de la noi, asigurăm piese de schimb și service rapid pentru cel puțin 10 ani de la comercializare.



### TESTARE GRATUITĂ

Pentru a vă convinge de performanțele pieselor de mână Bien Air, compresoarelor Ekom și ale autoclavelor DentalX aveți la dispoziție 10 zile pentru testarea gratuită a acestora fără a avea obligația de a le achiziționa.



### SERVICE CU PIESĂ LA SCHIMB

Micile defecțiuni nu vor afecta funcționarea cabinetului stomatologic. Dacă o defecțiune semnalată la un autoclav DentalX, compresor Ekom sau Antar, fiziodispensere Bien Air sau orice piesă de mână livrată de noi nu se remediază pe loc, vă oferim un produs similar la schimb pentru întreaga perioadă de service.



### LIVRARE ȘI INSTALARE RAPIDĂ/ LIVRARE RAPIDĂ DIN STOC

Sușținem cabinetele stomatologice din toată țara cu mii de produse pe stoc. Asigurăm astfel livrarea și instalarea rapidă pentru o gamă mare de produse.



### COMANDĂ ONLINE PE HALMADENT.RO

Platforma [www.halmadent.ro](http://www.halmadent.ro) vă permite efectuarea comenzilor la orice oră din zi, comanda fiind prelucrată în cel mai scurt timp posibil. Pentru achizițiile online, dacă nu sunteți mulțumit de produs, aveți la dispoziție un termen de retur de 20 de zile.



### INSTALARE GRATUITĂ

Pentru unituri dentare, microscopie și mobilier Rossicaws instalarea se va realiza de către echipa Halmadent conform configurațiilor stabilite, fără costuri suplimentare.



### PLATA ÎN RATE

Suntem alături de dumneavoastră în proiectele de dezvoltare de mare amploare și susținem achizițiile efectuate de la noi printr-un sistem de rate directe, fără dobanzi sau costuri adăugate.

\*Compensația de 100 Euro/zi se va acorda în produse comercializate de HALMADENT SRL. Prețurile sunt exprimate în Euro cu TVA, sunt valabile până în martie 2019 și se vor calcula la cursul BNR din data facturării. Prețurile afișate au caracter informativ, pentru oferta actualizată vă rugăm să ne contactați. Imaginile din catalog sunt cu titlu de prezentare și nu creează obligații contractuale.



**Str. Banatului, Nr. 10, Braşov**  
**cod: 500209, Jud. Braşov**  
**Tel.: 0268 414 157 ● 0773 322 322**  
**E-mail: [office@halmadent.ro](mailto:office@halmadent.ro)**  
**[www.halmadent.ro](http://www.halmadent.ro)**  
**[www.facebook.com/Halmadent](http://www.facebook.com/Halmadent)**